

Макет маркировки на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности полуколичественного определения аутоантител класса IgG к циклическому цитруллинированному пептиду иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Анти-ССР Калибраторы (Alinity i Anti-ССР Calibrators)»



09P2701



Калибраторы для обеспечения правильности полуколичественного определения аутоантител класса IgG к циклическому цитруллинированному пептиду иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Анти-ССР Калибраторы (Alinity i Anti-CCP Calibrators)»

В составе: 1. Калибратор А (Alinity i Anti-CCP CAL A): – 1 флакон х 3,0 мл.; 2. Калибратор В (Alinity i Anti-CCP CAL B): – 1 флакон х 3,0 мл.; 3. Калибратор С (Alinity i Anti-CCP CAL C): – 1 флакон х 3,0 мл.; 4. Калибратор D (Alinity i Anti-CCP CAL D): – 1 флакон х 3,0 мл.; 5. Калибратор Е (Alinity i Anti-CCP CAL E): – 1 флакон х 3,0 мл.; 6. Калибратор F (Alinity i Anti-CCP CAL F): – 1 флакон х 3,0 мл.; 7. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт ГмбХ» Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, Германия / Место производства: Axis-Shield Diagnostics Limited, Luna Place, The Technology Park, Dundee, DD2 1XA, United Kingdom / Страна происхождения: Великобритания / РУ № ____/____ от ____ . ____ . ____ Г.

Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 1

Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Анти-CCP Калибраторы (Alinity i Anti-CCP Calibrators), Кат № 09P2701

Anti-CCP Cals



PRODUCT OF GB
Abbott Diabetes Care
Lima, PA 17033, USA
Abbott Diabetes Care
Lima, PA 17033, USA
Abbott Diabetes Care
Lima, PA 17033, USA

Abbott GmbH
Max-Planck-Str. 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49 6122 550

Abbott

Alinity i Anti-CCP Calibrators

Alinity i Anti-CCP Calibrators

Abbott

CONC
U/mL

CAL A	1 x 3.0 mL	0.0
CAL B	1 x 3.0 mL	5.0
CAL C	1 x 3.0 mL	25.0
CAL D	1 x 3.0 mL	50.0
CAL E	1 x 3.0 mL	100.0
CAL F	1 x 3.0 mL	200.0

8°C
2°C



CONTAINS: AZIDE



www.corelaboratory.abbott.ru

REF

09P2701



Exp.

LOT

Версия
инструкции

Двумерный
штрих-код

Уникальный идентификатор
изделия (код)

Версия маркировки

Стикер на оригинальной маркировке медицинского изделия Анти-CCP Калибраторы (Alinity i Anti-CCP Calibrators), Кат № 09P2701

INFORMATION FOR USA ONLY

09P2701

Alinity i Anti-CCP Calibrators

Rx ONLY

For the calibration of the Alinity i analyzer when used for the semi-quantitative determination of the IgG class of autoantibodies specific to cyclic citrullinated peptide (CCP) in human serum or plasma.

- CAL A contains phosphate buffer with protein (bovine) stabilizers.
- CAL B - CAL F contain anti-CCP positive human plasma in phosphate buffer with protein (bovine) stabilizers.

Preservative: sodium azide.


Infection Risk

Distributed in the USA by
Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA


ABBL534R01

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Анти-CCP Калибраторы (Alinity i Anti-CCP Calibrators), Кат № 09P2701


Макет маркировки флакона Калибратор А (Alinity i Anti-CCP CAL A)




Макет маркировки флакона Калибратор В (Alinity i Anti-CCP CAL B)




Макет маркировки флакона Калибратор С (Alinity i Anti-CCP CAL C)



Макет маркировки флакона Калибратор D (Alinity i Anti-CCP CAL D)



Anti-Макет маркировки флакона Калибратор Е (Alinity i Anti-CCP CAL E)



Макет маркировки флакона Калибратор F (Alinity i Anti-CCP CAL F)





Подпись

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности полуколичественного определения аутоантител класса IgG к циклическому цитруллинированному пептиду иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Анти-CCP Калибраторы (Alinity i Anti-CCP Calibrators)»

Alinity i Anti-CCP Calibrators

Abbott

CONC

U/mL

CAL A	1 x 3.0 mL	0.0
CAL B	1 x 3.0 mL	5.0
CAL C	1 x 3.0 mL	25.0
CAL D	1 x 3.0 mL	50.0
CAL E	1 x 3.0 mL	100.0
CAL F	1 x 3.0 mL	200.0



CONTAINS: AZIDE



www.abbottdiagnostics.com/IFU

R02

REF

09P2701




Exp. 2025-03-24

LOT

11955UP00




ABBL512R01



(01) 00380740151348 (17) 250324

(10) 11955UP00 (240) 09P2701 (91) Anti-CCP







Подпись

Григорьев

