

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО Компания «ТерраМед»

К.А. Василюти
«03» октября 2024 г.







Фотографические изображения медицинского изделия

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024


Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110°C/180 мин., 134°C/18 мин., класс 6




Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/17 мин., 126°C/10 мин., 134°C/4 мин., класс 6



Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/4 мин., класс 6



Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/7 мин., класс 6




Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/25 мин., 134°C/5 мин., класс 6




Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/30 мин., 126°C/15 мин., 134°C/7 мин., класс 6



Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/20 мин., 134°C/7 мин., класс 6



Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 120°C/45 мин.; 160°C/150 мин., класс 6




Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 126°C/30мин.; 160°C/150 мин., класс 6



Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воз-душной стерилизации для режимов: 126°C/10мин.; 180°C/60 мин., класс 6



Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 121°C/20 мин.; 180°C/60 мин., класс 6




Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воз-душной стерилизации для режимов: 134°C/7 мин.; 200°C/30 мин., класс 6



Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воз-душной стерилизации для режимов: 134°C/18мин.; 200°C/30мин., класс 6











Индикаторы химические для паровой стерилизации водных растворов, паровой и воздушной стерилизации лекарственных средств и питательных сред: Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/120 мин., 112°C/45 мин., 120°C/30 мин., класс 6



[illegible]

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 120°C/120 мин., 126°C/90 мин., 132°C/60 мин., 134°C/35 мин., класс 6



Индикатор химический имитирующий для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 132°C/90 мин, 134°C/60 мин., класс 6



ЖУРНАЛ

контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)



Наименование учреждения:

ФОРМА
№257/У

Начат: «__» __ 20__ г.

Окончен: «__» __ 20__ г.

ЖУРНАЛ

регистрации режима стерилизации
исходных лекарственных веществ,
изготовленных лекарственных
средств, вспомогательных
материалов, посуды и прочее

Наименование учреждения:

ТМ
ТЕРРАМЕД

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ
№ 214 от 16.07.1997 г.

Начат « » 1 20 г.

Окончен « » 1 20 г.

ЖУРНАЛ

обеззараживания патогенных
биологических агентов

ТМ
ТЕРРАМЕД

Наименование учреждения: _____

отдела, отделения: _____


лаборатории: _____

временного формирования: _____

Начет: « ____ » ____ 20 ____ г.

Окончен: « ____ » ____ 20 ____ г.

ФОРМА
№ 520/у



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110°C/180 мин., 134°C/18 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/17 мин., 126°C/10 мин., 134°C/4 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/4 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/7 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/25 мин., 134°C/5 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/30 мин., 126°C/15 мин., 134°C/7 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/20 мин., 134°C/7 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 120°C/45 мин., 160°C/150 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 126°C/30 мин., 160°C/150 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 126°C/10 мин., 180°C/60 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 180°C/60 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 132°C/20 мин., 180°C/60 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 134°C/7 мин., 200°C/30 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 134°C/18 мин., 200°C/30 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/120 мин., 112°C/45 мин., 120°C/30 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 120°C/90 мин., 126°C/60 мин., 132°C/45 мин., 134°C/27 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 120°C/120 мин., 126°C/90 мин., 132°C/60 мин., 134°C/35 мин., класс 6;
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 132°C/90 мин., 134°C/60 мин., класс 6.


1. Общие сведения.

Данная инструкция распространяется на имитирующие индикаторы для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации 6 класса, производства ООО Компания «ТерраМед» (далее – индикаторы). Индикаторы предназначены для контроля параметров режимов паровой и воздушной стерилизации медицинских изделий.

Индикаторы предназначены для:

- контроля параметров режимов паровой и воздушной стерилизации (Таблица 1);
- паровой и воздушной стерилизации лекарственных средств и питательных сред (Таблица 2);

Общий вид потребительской упаковки (в виде коробки)



ООО Компания «ТерраМед»
141603 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 601
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
121°C/35 мин., 126°C/20 мин., 134°C/7 мин., класс 6

Рег.зв. № от

Вид исполнения: индикаторы в рулоне

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-7

ПАР

2

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов,
не допускать попадания влаги.

Общий вид потребительской упаковки (в виде конверта)

ООО Компания «ТерраМед»
141601 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Связано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-0142222-2024.

Индикатор химический конформный для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации
для режимов: 120°C/45 мин.; 160°C/150 мин., класс 6


Рег.уд. № от
Вид исполнения: индикаторы в листе
Количество в упаковке: 1000 шт.
Дата изготовления: апрель 2024 г.
Годен до: апрель 2029 г.
Номер партии: 2004/3-8

ПАР ВОЗД

2

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

Транспортная упаковка



ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024;

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/7 мин., класс 6

Рег. уд. № от

Вид исполнения: индикаторы в листе

Количество в транспортной коробке: 40 000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-4

Условия транспортирования: производиться любым видом закрытого транспорта, в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от 5°C до
- 50°C, относительной влажности до 100% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных
приборов, не допускать попадания влаги.



Генеральный директор
ООО Компания «ТерраМед»

К. А. Василиотти
К. А. Василиотти

Прочито, пронумеровано,
скреплено печатью

Владимир Кисель листов

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО Компания «ТерраМед»

К.А. Василиотти

«16» июля 2024 г



Макеты маркировки медицинского изделия

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024

Маркировка потребительской упаковки

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
110°C/180 мин., 134°C/18 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-1

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
121°C/17 мин., 126°C/10 мин., 134°C/4 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-2

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/4 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: **индикаторы в рулоне**

Количество в упаковке: **1000 шт.**

Дата изготовления: **апрель 2024 г.**

Годен до: **апрель 2029 г.**

Номер партии: **2904/1-3**

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/7 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: **индикаторы в листе**

Количество в упаковке: **1000 шт.**

Дата изготовления: **апрель 2024 г.**

Годен до: **апрель 2029 г.**

Номер партии: **2904/1-4**

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
121°C/25 мин., 134°C/5 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-5

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
121°C/30 мин., 126°C/15 мин., 134°C/7 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-6

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
121°C/35 мин., 126°C/20 мин., 134°C/7 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: **индикаторы в рулоне**

Количество в упаковке: **1000 шт.**

Дата изготовления: **апрель 2024 г.**

Годеи до: **апрель 2029 г.**

Номер партии: **2904/1-7**

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 120°C/45мин.; 160°C/150 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: **индикаторы в листе**

Количество в упаковке: **1000 шт.**

Дата изготовления: **апрель 2024 г.**

Годеи до: **апрель 2029 г.**

Номер партии: **2904/1-8**

ПАР
ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации
для режимов: 126°C/30мин.; 160°C/150 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-9

ПАР
ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации
для режимов: 126°C/10мин.; 180°C/60 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-10

ПАР
ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации
для режимов: 121°C/20мин.; 180°C/60 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: индикаторы в рулоне

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-11

ПАР
ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации
для режимов: 132°C/20мин.; 180°C/60 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: индикаторы в листе

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-12

ПАР
ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации
для режимов: 134°C/7мин.; 200°C/30 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-13

ПАР
ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации
для режимов: 134°C/18мин.; 200°C/30мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/1-14

ПАР
ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой стерилизации водных растворов, паровой и воздушной стерилизации лекарственных средств и питательных сред по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/120 мин., 112°C/45 мин., 120°C/30 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: **индикаторы в рулоне**


Количество в упаковке: **1000 шт.**

Дата изготовления: **апрель 2024 г.**

Годеи до: **апрель 2029 г.**

Номер партии: **2904/2-1**

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой стерилизации (парового обеззараживания) медицинских отходов по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 120°C/90 мин., 126°C/60 мин., 132°C/45 мин., 134°C/27 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: **индикаторы в листе**

Количество в упаковке: **1000 шт.**

Дата изготовления: **апрель 2024 г.**

Годеи до: **апрель 2029 г.**

Номер партии: **2904/3-1**

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой стерилизации (парового обеззараживания) медицинских отходов
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров парового обеззараживания для
режимов: 120°C/120 мин., 126°C/90 мин., 132°C/60 мин., 134°C/35 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/3-2

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать
попадания влаги.

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой стерилизации (парового обеззараживания) медицинских отходов
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров парового обеззараживания для
режимов: 132°C/90 мин, 134°C/60 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/3-3

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать
попадания влаги.

Макет маркировки транспортной упаковки

ООО Компании «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой стерилизации (парового обеззараживания) медицинских отходов
по ТУ 32.50.50-012-01432322-2024:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров парового обеззараживания для
режимов: 132°C/90 мин, 134°C/60 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в транспортной коробке: 40 000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 2904/3-3

Условия транспортирования: производится любым видом закрытого транспорта, в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50 °C до
+50 °C, относительной влажности до 100% (при 25°C), беречь от солнечных лучей, нагревательных
приборов, не допускать попадания влаги



Генеральный директор
ООО Компания «ТерраМед»

К. А. Василиотти

Прочито, пронумеровано,
креплено печатью

К. А. Василиотти листов