




1 Электронный блок, ТЭСМ.636000, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



2 Адаптер питания, TR18RDM120-33G710-BK-BK VI, =12V, 1.5A, Cincon Electronics Co., Ltd., KHP




2 Адаптер питания, ТЕСН.634007, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




3 Влагоотделитель, взрослый/детский, DRYLINETM II Water Trap, Adult,
100-000080-00, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, KHP




4 Влагоотделитель, неонатальный, DRYLINETM II Water Trap, Neonate,
100-000081-00, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, KHP



5 Линия отбора пробы газа, взрослая/детская, DRYLINETM Gas sampling line, Adult, 60-15200-00
(2,5 м), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, KHP



6 Линия отбора пробы газа, неонатальная, DRYLINETM Gas sampling line, Neonate, 60-15300-00 (2,5 м), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, KHP




1 Линия отбора пробы газа, взрослая/детская, 8090121302, Gas Sampling Line S, disposable (2,5 м), bluepoint MEDICAL GmbH&Co KG, Германия




8 Линия отбора пробы газа, взрослая/детская, 8090121313V, Gas Sampling Line H, disposable (2,5 м), bluepoint MEDICAL GmbH&Co KG, Германия




9 Линия отбора пробы газа, взрослая/детская, 010-700 (2 м), Flexicare Medical Limited, Великобритания




10 Линия отвода газа, 1174003 (2,1 м), Intersurgical Ltd., Великобритания



11 Линия отвода газа, 1174000 (1,8 м), Intersurgical Ltd., Великобритания



12 Руководство по эксплуатации, ТЭСМ.943129.002-15 РЭ, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



13 Паспорт, ТЭСМ.943129.002 ПС, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 14 лист 06

Директор по качеству
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»



В.М. Полунин

11 2024г.

ТЕСН.943129.002 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Анализатор мультигазовый АМГ-06	Страница: 1 из 9 Ревизия: 1
---------------------	--	--------------------------------




Булаев В.В.

Данные о маркировке и упаковке.
Анализатор мультигазовый АМГ-06

Разработал:


Инженер-конструктор 1 категории
Трофимова Д.В.

 е

Дата: 01.10.2024

Проверил:

Инженер-конструктор 1 категории
Зорин А.С.

 е

Дата: 01.10.2024

Согласовано:

Начальник отдела СО
Ермаков Д.А.

 е

Дата: 01.10.2024

ТЕСН.943129.002 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Анализатор мультигазовый АМГ-06	Страница: 2 из 9 Ревизия: 1
---------------------	--	--------------------------------


В настоящем документе представлена общая информация о маркировке и упаковке на Анализатор мультигазовый АМГ-06, ТЭСМ.943129.002 ТУ (далее по тексту – прибор).

№ п/п	Наименование	Обозначение
Маркировка прибора и упаковки		
1	Наклейка	ТЕСН.639432
2	Маркировка передней панели (шелкография)	ТЭСМ.636500-02
3	Маркировка корпуса	ТЭСМ.636100-03
4	Наклейка на адаптер питания	ТЕСН.639434 ТЕСН.639435
5	Макет маркировки составных частей: - влагоотделитель; - линия отбора пробы газа; - линия отвода газа; - адаптер питания.	-
Примечание – представлена маркировка на составные части собственного производства. Общий макет маркировки на покупные изделия, не имеющие РУ и входящие в состав прибора, см. п/п 6. – Информация с общего макета маркировки и(или) дополнительные символы могут быть выполнены разными способами на оригинальной маркировке. Маркировка производителя на каждое покупное изделие, не включена в данный документ, т.к.: - покупные составные части приходят в оригинальной упаковке производителя и не переупаковываются; - идентификация составных частей проверяется на входном контроле при приемке на склад; - в руководство по эксплуатации на прибор введена информация о значениях дополнительных символов маркировки, указанных на оригинальной упаковке покупных составных частей.		

ТЕСН.943129.002 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Анализатор мультигазовый АМГ-06	Страница: 3 из 9 Ревизия: 1
---------------------	--	--------------------------------

ТЕСН.639432

IP21




Анализатор мультигазовый
АМГ-06

ТЭСМ.943129.002 ТУ Масса
РУ 1 кг

SN





ООО фирма «Тритон-Электроникс»
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

ТЭСМ.636500-02



ТЭСМ.636100-03




TECH.639434


TECH.639435

TreatonАдаптер питания
TECH.634007Вход: ~100-240В, 50/60Гц,
35-32ВА


Выход: 12В --- 12ВА

ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

SN



Макет маркировки составных частей (п/п 5)



1 - наименование и (или) обозначение (артикул/номер по каталогу);

2 - наименование и (или) товарный знак производителя;

3 - код партии;

4 - дата изготовления или дата, после истечения которой изделие не должно использоваться;

5 (для линии отбора пробы газа и линии отвода газа) - символ запрета на повторное применение;

6 (для линии отбора пробы газа и влагоотделителя) - символ применимости/неприменимости для неонатальных пациентов;

7 (взамен 3, 4) - указание о наличии дополнительной информации на основной маркировке, например, «Серийный номер / номер партии, дата изготовления / дата, после истечения которой изделие не должно использоваться, дополнительные символы – см. основную маркировку.»

 - постоянные данные;

 - переменные данные.



TECH.943129.002 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Анализатор мультигазовый АМГ-06	Страница: 6 из 9 Ревизия: 1
---------------------	--	--------------------------------

1 Упаковка транспортная	
Маркировка упаковки транспортной	TECH.639433
Манипуляционные знаки	TECH.639419

TECH.639433

Анализатор мультигазовый АМГ-06 ТЭСМ.943129.002 ТУ		Treaton	
 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33		SN	
Юридический адрес: Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 9 - 217			
Сервисная служба:		тел.: +7 (343) 304-60-52, +7 (800) 500-80-53	
Служба качества:		тел.: +7 (343) 304-60-50	
Эл. почта:		mail@treaton.ru	
Сайт:		www.treaton.ru	
Гарантийный срок хранения изделия:		6 месяцев с момента изготовления	
			

TECH.639419

					
 106.7 kPa (800 мм рт. ст.) 75.5 kPa (567 мм рт. ст.)		 +50 °C -50 °C		 80% RH 5%	
транспортирования		хранения		 106.7 kPa (800 мм рт. ст.) 84.0 kPa (630 мм рт. ст.)	
БРУТТО		КГ		НЕТТО	
		КГ		КГ	

ТЕСН.943129.002 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Анализатор мультигазовый АМГ-06	Страница: 7 из 9 Ревизия: 1
---------------------	--	--------------------------------

2 Упаковка прибора

Упаковка электронного блока и составных частей осуществляется в соответствии со сборочным чертежом (см. Приложение А).

ТЕСН.943129.002 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Анализатор мультигазовый АМГ-06	Страница: 8 из 9 Ревизия: 1
---------------------	--	--------------------------------

Приложение А.

Перечень ссылочной конструкторской документации на упаковку прибора анализатор мультигазовый АМГ-06

Наименование упаковки	Обозначение	Обозначение и тип конструкторского документа
Упаковка транспортная	ТЭСМ.633000	ТЭСМ.633000СБ Сборочный чертеж ТЭСМ.633000 Спецификация

ТЕСН.943129.002 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Анализатор мультигазовый АМГ-06	Страница: 9 из 9 Ревизия: 1
---------------------	--	--------------------------------

Лист учета изменений

№ ревизии	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений
1	01.10.2024	Добавление массы на маркировку прибора ТЕСН.639432. Введение дополнительного идентификатора медицинского изделия (ТЭСМ.943129.002 ТУ) при его первом упоминании в документе.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 лист об

Директор по качеству
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»



В.М. Полунин

2024г.