

Фотографические изображения медицинского изделия

Система мобильная рентгенографическая MobiEye с принадлежностями, варианты исполнения: MobiEye 700, MobiEye 700T

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»



Сусоев


Сюн Вэй

ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 13.12.23Г
СЫСоева Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ


Система мобильная рентгенографическая MobiEye с принадлежностями, вариант исполнения MobiEye 700 (Основной блок)



Система мобильная рентгенологическая MobiEye с принадлежностями, вариант исполнения MobiEye 700T (Основной блок)




Встроенный генератор высоковольтный MHV700 (производитель Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)




Встроенный генератор
высоковольтный MHV700


Встроенная трубка рентгеновская МХТ700



Встроенная трубка рентгеновская E7894X




Встроенный коллиматор CX700 (производитель Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)




Встроенная рабочая станция




Встроенная колонна с раздвижным кронштейном





Пример упаковки варианта исполнения MobiEye 700



mindray

Mobile Radiography System

Model: MobiEye 700T

SN



D2-22000547



2022-02-16

Mass: approx. 397 kg

100-240V ~ 50/60Hz 16-7A



MD



CE 0123

047-015059-00(2.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

MADE IN CHINA



(01)06936415973773

(11)220216

(21)D2-22000547

Пример упаковки варианта исполнения MobiEye 700T




СОСТАВ


Комплект крепежных принадлежностей



Комплект крепежных принадлежностей




Комплект крепежных принадлежностей




Пластина (Al)-DR60




Радиочастотный пульт дистанционного управления RF60 (производитель Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)




Кабель питания




Детектор плоскостельный рентгеновский, модель MPX2530R



Детектор плоскостельный рентгеновский, модель MPX3543R



Детектор плоскостельный рентгеновский, модель EPX3543R



Отсеивающая решетка 1,0 м, 40L/CM, 8:1, модель JPI Grid-1000 (производитель JPI HEAL THCARE CO.,LTD.), в составе:

Руководство по эксплуатации
отсеивающей решетки



Отсеивающая решетка (1,0 м)
Пластина-держатель решетки

Файлы изображений для калибровки
проверки качества визуализации
в носителях



Винт М3Х4



使用说明
(安装和测试指南)

Doc. No.: JPI-2000-02-018
(Rev. 01: 2010.12.18)
产品注册证号: 国食药监注(2011)2317219

1. 概述
● 本系列射线管通过吸收大量X射线辐射，将X射线转换为可见光，从而实现X射线的探测。

2. 产品特点
● 本系列射线管由点阵式结构组成，(PPI) 每英寸点阵的数目为 400 点阵，像素和像素间距为 0.25mm。

3. 使用注意
● 本系列射线管在使用过程中，应避免受到机械损伤。
● 本系列射线管在使用过程中，应避免受到化学腐蚀。
● 本系列射线管在使用过程中，应避免受到电磁干扰。
● 本系列射线管在使用过程中，应避免受到高温影响。

4. 注意事项
● 本系列射线管在使用过程中，应避免受到机械损伤。
● 本系列射线管在使用过程中，应避免受到化学腐蚀。
● 本系列射线管在使用过程中，应避免受到电磁干扰。
● 本系列射线管在使用过程中，应避免受到高温影响。

型号	规格	尺寸	重量
JPI Gino-1000	1. IEC 60627:2001(2nd)	100mm x 100mm	1.0kg

CE


BOLT M3X4



Отсеивающая решетка 1,8 м, 40L/CM, 8:1, модель JPI Grid-1000 (производитель JPI HEAL THCARE CO.,LTD.), в составе

Руководство по эксплуатации отсеивающей решетки


Отсеивающая решетка (1,8 м)
Пластина-держатель решетки




Передвижной стол для пациента МТАВ-065 (производитель Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)



Передвижной стол для пациента (в разборе)



Ключ для запуска



DICOM Configurations

Local

Worklist

Printer

Storage

MPPS

SC

QR

☐ Enable MPPS

AE Title

DCM4CHE

Port

11112

IP Address

10.9.96.118

Verification

Save

Close

DICOM Configurations

Local

Worklist

Printer

Storage

MPPS

SC

QR

☐ Enable Q/R

AE Title

CALLED_AE

Port

2000

IP Address

10.9.96.118

Verification

Save

Close

MDAP Input

Light field(cm)	35	*	43
SID(cm)		110	
Additional filtration		0.0	

Save

Close

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Крючок для защитного костюма

Крючок для защитного костюма

Простая шайба 8 ГБ/Т97.1-20028

Пружинная шайба 8 (GB/T93-1987)

Установочный винт с шестигранной головкой М8Х16




Сканер штрих-кодов NLS-HR11 (производитель Fujian Newland Auto-ID Tech.Co.,Ltd.)




Сумка для хранения




Двухсторонняя наклейка (принадлежность сумки для хранения)




Держатель сетчатого детектора 14*17, модель JPI Grid-1000 (производитель JPI HEAL THCARE CO.,LTD.)




Стойка цифрового детектора WS280 (производитель Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)



Стойка цифрового детектора (в разборе)



Индикатор производства дозы на площадь



Система мобильная рентгенографическая MobiEye с принадлежностями, варианты исполнения: MobiEye 700, MobiEye 700T

Модель: MobiEye 700T

Регистрационное удостоверение: №



«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Адрес: 129110, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, д.16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39

E-mail: info.ru@mindray.com



ВСЕГО ПРОШИТО
И СКРЕПЛЕНО
42 ЛИСТА-ОВ-



Сисоева

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 13.12.23Г
СЫСоева Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ