

ООО «ГБМ»

109428, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д.5, стр.1
ИНН/КПП 7728461842/772101001
+7 (903) 145-69-33
gradbiomed2019@gmail.com
gradbiomed@bk.ru

«Утверждаю»


ООО «ГБМ»

Организация
109428, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д.5, стр.1
Адрес

Генеральный директор
Должность

Гра Дмитрий Вадимович
ФИО

«26» ноября 2024 года
Дата ДД.ММ.ГГГГ



Подпись

Фотографические изображения

Реагент дилуэнт «GBM-DIL-C GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей
GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP

2024



Рис. 1. Реагент дилуэнт «GBM-DIL-C GRADBIOMED®», 20 л




Рис. 2. RFID-карта дилоента GBM-DIL-C

Согласовано/APPROVED

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
Организация/Organization

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road,
Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District,
Shenzhen 518107, P.R. China
Адрес/Address

General Manager
Должность/Occupation

Liuwei Zhai
Фамилия, Имя/Surname, Name

05/11/2024 Date 05/11/2024

Подпись/Signature

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Реагент дилюент «GBM-DIL-C GRADBIOMED» для анализаторов гематологических
автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP»

INSTRUCTION FOR USE

Reagent diluent «GBM-DIL-C GRADBIOMED®» for hematology analyzers automatic models
GRADBIOMED® GBM-5 and GRADBIOMED® GBM-5CRP

2024

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd

Рис. 3. Инструкция по применению

Hematology Analyzer Diluent

GBM-DIL-C GRADBIOMED®

Реагент дилуэнт «GBM-DIL-C GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP

РУ № _____




Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотехнологджи Ко., Лтд», KHP (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China.

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «ГБМ», адрес: 109428, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д.5, стр.1.

Произведено по заказу ООО «ГБМ», Россия



**NO LOAD ON
AND KEEP
UPRIGHT!**

LOT

XXXX

20 л



XXXX



XXXX

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

1. Избегайте контакта с глазами и кожей. При случайном контакте смойте большим количеством воды. При случайном проглатывании обратитесь к врачу.
2. Использовать до истечения срока годности. После вскрытия изделие следует использовать в течение 60 дней.
3. Если продукт заморожен (частично или полностью), разморозьте, отогрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте.

Состав:

хлорид натрия, сульфат натрия, буферное вещество (гидрофосфат натрия), ProClin® 300, катон.

Рис. 4. Маркировка на изделии: Реагент дилуэнт «GBM-DIL-C GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP

