

СОГЛАСОВАНО

Директор центра постгеномных технологий Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)



Г.А. Шипулин

«22» 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК бактерий, вызывающих инфекции мочевыводящих путей – *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacterales* и *Enterococcus* spp. – методом ПЦР

«АмплиТест® ИМП»



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК бактерий,
вызывающих инфекции мочевыводящих путей – *Escherichia coli*, *Klebsiella*
pneumoniae, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacteriales* и *Enterococcus* spp. –
методом ПЦР

Форма 1

«АмплиТест® ИМП»




«ДНК Аллегро» вариант 100 – комплект реагентов для проведения
предварительной обработки и экстракции ДНК из биологического
материала

2 °C 8 °C

«ПЦР-комплект» вариант FRT-96 F – комплект реагентов для проведения
амплификации фрагментов ДНК *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*,
Pseudomonas aeruginosa, *Enterobacteriales* и *Enterococcus* spp. методом
ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»

-16 °C
-24 °C

Применять согласно прилагаемой инструкции
При получении разукладывать в соответствии с указанными температурами хранения



REF T-B049-1FRT

LOT 2311

2023-11-01

2024-11-01

ТУ 21.20.23-049-01897400-2023


Регистрационный номер:

119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14; e-mail: promlab@cspfmbr.ru; сайт: www.amplitest.ru

Фотография набора реагентов «АмплиТест® ИМП», форма 1
после вскрытия внешней упаковки



Фотография набора реагентов «АмплиТест® ИМП», форма 1
(комплект реагентов «ДНК Аллегро» вариант 100)



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10 стр. 1
Тел.: 8 (499) 246-58-24; факс: 8 (499) 245-03-14
e-mail: info@cspfm.ru; сайт: www.cspfm.ru

АмплиТест

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
Тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: info@cspfm.ru; сайт: www.cspfm.ru

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК бактерий,
вызывающих инфекции мочевыводящих путей – *Escherichia coli*, *Klebsiella*
pneumoniae, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacteriales* и *Enterococcus* spp. –
методом ПЦР

«АмплиТест» ИМП-1, форма 1

«ПЦР-комплект» вариант FRT-96 F
Часть 1 из 2

ПЦР-смесь-FL ИМП-1	1,2 мл × 1
ПЦР-смесь-FL ИМП-2	1,2 мл × 1
ПЦР-буфер-Ф	1,2 мл × 1
Taq полимеразы	0,12 мл × 1
К	0,2 мл × 1

ИД 96 -24°C -16°C

ПЦР-смесь-FL ИМП-1
ПЦР-смесь-FL ИМП-2

REP T-8049-1FRT LOT 2311 2023-11-01 2024-11-01

ТУ 21.20.23-049-01897400-2023
Регистрационный номер:

Фотография набора реагентов «АмплиТест® ИМП», форма 1
(комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-96 F, часть 2 из 2)





Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК бактерий,
вызывающих инфекции мочевыводящих путей – *Escherichia coli*, *Klebsiella*
pneumoniae, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacterales* и *Enterococcus* spp. –
методом ПЦР*

Форма 2

«АмплиТест® ИМП»





«Магно-Сорб-Комбо ТС» вариант 100 - комплект реагентов для проведения
предварительной обработки и экстракции (выделения) тотальной РНК/ ДНК из
биологического материала

«БК-3-step» вариант 100 - комплект реагентов для проведения предварительной
обработки и экстракции тотальной ДНК из образцов бактериальных культур экспресс-
методом

«ПЦР-комплект» вариант FRT-96 F – комплект реагентов для проведения
амплификации фрагментов ДНК *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas*
aeruginosa, *Enterobacterales* и *Enterococcus* spp. методом ПЦР с флуоресцентной
детекцией в режиме «реального времени»

Применять согласно прилагаемой инструкции

При получении разупаковывать в соответствии с указанными температурами хранения



ПЦР-смесь-FL ИМП-1
ПЦР-смесь-FL ИМП-2

REF T-B049-2FRT

LOT 2311

2023-11-01

2024-11-01

ТУ 21.20.23-049-01897400-2023


Регистрационный номер:

119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 246-03-14; e-mail: promlab@cspfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru


Фотография набора реагентов «АмплиТест® ИМП», форма 2
после вскрытия внешней упаковки



**Фотография набора реагентов «АмплиТест® ИМП», форма 2
(комплект реагентов «Магно-Сорб-Комбо ТС» вариант 100)**




Фотография набора реагентов «АмплиТест® ИМП», форма 2
(комплект реагентов «БК-3-step» вариант 100)



Фотография набора реагентов «АмплиТест® ИМП», форма 2
(комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-96 F, часть 1 из 2)



Фотография набора реагентов «АмплиТест® ИМП», форма 2
(комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-96 F, часть 1 из 2)



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью _____

12 лист 06

Директор центра постгеномных технологий ФГБУ
«НЦП» ФМБА России

Г.А. Шипулин

