

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «КОНРАДМЕД-Х»



Горн М.В.

«20» мая 2024 г.

М.П.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса
(ПМР) DEXELL Vur**

(редакция 1)



Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО

Комплект поставки:

1. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл. – 1 шт.
2. Игла для доставки имплантата пластиковая (гибкая) 20G/35см – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

- Не должно использоваться для инъекций
- Срок годности 3 года с даты изготовления. Дата изготовления на упаковке является приоритетной!
- Хранить и транспортировать при температуре от +2°C до +25°C и относительной влажности не более 65%, вдали от солнечных лучей, в сухом месте.

Регистрационное удостоверение № _____ от ЧЧ.ММ.ГГГ

İstem Medikal Tıbbi Cihaz ve San. Ltd. Şti.
 Anadolu O.S.B. Mah. 29 Ekim Cad. No: 41
 Malıköy/Sincan/Ankara/Turkey
 Tel: +90 312 394 55 62-63
www.istemmedikal.com

LOT DX-0522/A

01.2025

01.2022

Общий вид групповой упаковки и маркировки. Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, в составе:

1. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл. – 1 шт.
2. Игла для доставки имплантата пластиковая (гибкая) 20 G/35см – 1 шт.



Общий вид содержимого групповой упаковки. Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, в составе:

1. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл. – 1 шт.
2. Игла для доставки имплантата пластиковая (гибкая) 20 G/35см – 1 шт.



Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО

Комплект поставки:

1. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл. – 1 шт.
2. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

- Не должно использоваться для инъекций
- Срок годности 3 года с даты изготовления. Дата изготовления на упаковке является приоритетной!
- Хранить и транспортировать при температуре от +2°C до +25°C и относительной влажности не более 65%, вдали от солнечных лучей, в сухом месте.

Регистрационное удостоверение № _____ от ЧЧ.ММ.ГГГ

Istem Medikal Tıbbi Cihaz ve San. Ltd. Şti.
 Anadolu O.S.B. Mah. 29 Ekim Cad. No: 41
 Malıköy/Sincan/Ankara/Turkey
 Tel: +90 312 394 55 62-63
www.istemedikal.com

LOT	DX-0522/B
	01.2025
	01.2022

Общий вид групповой упаковки и маркировки. Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, в составе:

1. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл. – 1 шт.
2. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см – 1 шт.




Общий вид содержимого групповой упаковки. Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, в составе:



1. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл. – 1 шт.
2. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см– 1 шт.




Общий вид изделия во вторичной и третичной упаковке. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл




Общий вид третичной упаковки и маркировки МИ. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл




Общий вид МИ. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл




Маркировка шприца 1 мл с имплантатом инъекционным для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur




Маркировка первичной упаковки МИ. Игла для доставки имплантата пластиковая (гибкая) 20 G/35см



Общий вид МИ. Игла для доставки имплантата пластиковая (гибкая) 20 G/35см



Общий вид МИ. Игла для доставки имплантата пластиковая (гибкая) 20 G/35см




Общий вид МИ. Игла для доставки имплантата пластиковая (гибкая) 20 G/35см




Общий вид МИ в первичной упаковке. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см




Маркировка первичной упаковке. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см



Общий вид МИ. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см




Общий вид МИ. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см




Общий вид МИ. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см



Общий вид МИ. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см




Общий вид МИ. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см



Общий вид транспортной упаковки и маркировки. Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, в составе:

1. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл. – 1 шт.
2. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см– 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.



Общий вид транспортной упаковки и маркировки. Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, в составе:

1. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл. – 1 шт.
2. Игла для доставки имплантата пластиковая (гибкая) 20 G/35см – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

**Приложение
(справочное)**

Варианты исполнения и состав поставки медицинского изделия

Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur. Варианты исполнения:

I. Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, в составе:

1. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл. – 1 шт.
2. Игла для доставки имплантата пластиковая (гибкая) 20 G/35см – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Набор урологический для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, в составе:

1. Имплантат инъекционный для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) DEXELL Vur, шприц 1 мл. – 1 шт.
2. Игла для доставки имплантата металлическая (жесткая) 19G/35см – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 24 листов
Подпись Александр

