

Материалы для протравливания и адгезивные системы

Gel Etchant

37,5% гель фосфорной кислоты для протравливания дентина и эмали. Благодаря ярко-фиолетовому цвету гель отлично различим во время нанесения. Консистенция материала гарантирует отсутствие подтеканий и отслоений. Легко и быстро смывается, удобен в использовании за счет расфасовки в шприцы.

Gel Etchant Pack

31297

Состав: 3 шприца (по 3г), 30 одноразовых насадок

Дополнительная упаковка из 30 одноразовых насадок

26909

OptiBond™ FL

FL= наполненный, светоотверждаемый. Эта адгезивная система обеспечивает непревзойденную адгезию к дентину и эмали, одновременно выполняя роль прокладочного материала. Являясь наполненным на 48% бондинговым агентом, OptiBond FL обеспечивает надежную структурную связь. Прост в использовании, не требует смешивания, необходимо лишь однократное отверждение светом.

OptiBond FL

26684

Состав: 1 x 8 мл бутылочка праймера OptiBond FL, 1 x 8 мл бутылочка адгезива OptiBond FL, 1 шприц x 3 г протравливающего геля, 10 одноразовых насадок для шприца с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для смешивания, 50 одноразовых аппликаторов.

Дополнительные упаковки OptiBond FL

Праймер OptiBond FL (бутылочка 8 мл)

25881

Адгезив OptiBond FL (бутылочка 8 мл)

25882

НОВИНКА

OptiBond FL Unidose


33352

Состав: 50 унисдоз (в состав каждой входят 1 унисдоза праймера, 1 унисдоза адгезива, 1 насадка)



Gel Etchant pack

31297



OptiBond FL Kit

26684



OptiBond FL Unidose

33352

OptiBond Solo™ Plus

Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив для всех видов реставраций. Наполненный на 15% запатентованным наполнителем с оптимальным размером частиц в 0,4 мкм, OptiBond Solo Plus обеспечивает более глубокое проникновение в дентинные каналы, чем ненаполненные или нанопополненные системы. Это гарантирует исключительную стабильность, непревзойденные показатели прочности сцепления и защиту от постоперационной чувствительности и микроподтеканий.

OptiBond Solo Plus Bottle Kit

29670

Состав: 2 x 5 мл бутылочки адгезива OptiBond Solo Plus, 1 x 3 г шприц протравливающего геля, 10 одноразовых насадок для шприца с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для смешивания, 100 одноразовых аппликаторов.

Дополнительная упаковка OptiBond Solo Plus Bottle Refill

29692

Состав: 1 x 5 мл бутылочка адгезива OptiBond Solo Plus

OptiBond Solo Plus Unidose Kit

29682

Состав: 100 унисдоз с адгезивом по 0.1 мл (всего 10 мл), 1 x 3 г шприц протравливающего геля, 10 одноразовых насадок для шприца с протравочным гелем, 25 емкостей для смешивания, 100 одноразовых аппликаторов.

Дополнительная упаковка в унисдозах OptiBond Solo Plus Unidose Refill Pack

29669

100 унисдоз с адгезивом OptiBond Solo Plus (всего 10 мл)



OptiBond Solo Plus Bottle Kit

29670



Дополнительная упаковка в унисдозах

29669

Однокомпонентный адгезив для бондинга:

- Композита к эмали и/или дентину
- Композита к композиту
- Композита к керамике и/или металлу
- Бондинга непрямых реставраций

