


Фото набора реагентов

«Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к респираторно-синцитиальному вирусу» «ИФА-РСВ-IgM»

Сер.01 от 03.2016






Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 2 а

Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"20" "02" 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 08 " 06 2017 г.



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для
выявления иммуноглобулинов класса М
к респираторно - синцитиальному вирусу

ИФА-PCB-IgM

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
K+пор, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ПР(x25)	2 фл. (по 40 мл)
БР	1 фл. (7,5 мл)
РРО	1 фл. (15 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
РПРО	1 фл. (15 мл)

Принадлежности:

Вспомогательный планшет для предварительного разведения образцов	2 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-PCB-IgM

ТУ 9398-220-70423725-2016

РУ №

Серия	02	Каталожный №	22.02
Дата изготовления:	2016.03	Контрольный №	82
Годен до:	2017.03		



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор производства ДП

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.