


**Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов
классов М и G к вирусу паротита»
"ИФА-Паротит-IgM/IgG"**

Комплект №1 Серия 01 от 2021.04.19







Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

1 лист а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

12 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов классов М и G к вирусу паротита
ИФА-Паротит-IgM/IgG

Комплект №1

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса М к вирусу паротита
ИФА-Паротит-IgM

Рассчитан на исследование 96 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент

К+, инактивированный

К+пор, инактивированный

К-, инактивированный

Конъюгат

РИ

ПР(х25)

РПРО

РРО

БР

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для
предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

1 шт.
1 фл. (1,2 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (13 мл)
1 фл. (13 мл)
2 фл. (по 40 мл)
1 фл. (16 мл)
1 фл. (16 мл)
1 фл. (7,5 мл)
1 фл. (12,5 мл)

16 шт.

1 шт.

4 шт.

4 шт.

1 шт.



Для профессионального применения **ЗАО «ЭКОлаб»**

ИФА-Паротит-IgM

ТУ 9398-142-70423725-2021

РУ №ФСР 2012/13216 от 19.06.2018

Комплект № 1

Каталожный № 18.01

Серия 01









Контрольный № 268

Дата изготовления: 2021.04.19

Годеи до: 2022.10.19



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов классов М и G к вирусу паротита
ИФА-Паротит-IgG
Комплект №2

Тест-система иммуноферментная для выявления и полуколичественного
определения иммуноглобулинов класса G к вирусу паротита
ИФА-Паротит-IgG

Рассчитан на исследование 96 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент

K+, инактивированный

K+пор, инактивированный

K-, инактивированный

Конъюгат

РИ

ПР(x25)

РПРО

РРО

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для
предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

1 шт.
1 фл. (1,2 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (13 мл)
1 фл. (13 мл)
2 фл. (по 40 мл)
1 фл. (15 мл)
1 фл. (15 мл)
1 фл. (12,5 мл)

16 шт.

1 шт.



Для профессионального применения **ЗАО «ЭКОлаб»**

ИФА-Паротит-IgG

ТУ 9398-142-70423725-2021

РУ №ФСР 2012/13216 от 19.06.2018

Комплект № 2

Каталожный № 18.02

Серия 02

Контрольный № 269

Дата изготовления: 2021.04.19

Годен до: 2022.10.19



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Паротит-IgG

Иммуносорбент

с. 02

Годен до: 2022.10




ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

РИ

с. 02

13 мл

Годен до: 2024.04



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

Стоп-реагент

с. 02

12,5 мл

Годен до: 2024.04



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

РПРО

с. 02

15 мл

Годен до: 2024.04



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ПР(x25)

с. 02

40 мл

Годен до: 2024.04



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

РРО

с. 02

15 мл

Годен до: 2024.04



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Паротит-IgG

Конъюгат

с. 02

13 мл

Годен до: 2022.10



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Паротит-IgG

K+

с. 02

Годен до: 2022.10



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Паротит-IgG

K+пор

с. 02

Годен до: 2022.10



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 2

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2021 г.

