


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «БетаМед»


12.11.2024 г. Степанов А.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор для катетеризации центральных вен Cenvea и Cenvea HD товарный знак MEDEREN,
в вариантах исполнения

Версия 2

Сведения, указанные на маркировке, остаются неизменными. Месторасположение сведений на наносимой области, а также размер наносимой области может отличаться от приведенных макетов).

Внешний вид маркировки упаковок изделий Cenvea представлен на примере варианта исполнения изделия:

Набор для катетеризации центральных вен Cenvea-1 14G (2,1 мм) × 20 см, в составе (Вид 328210):

1. Катетер центральный венозный одноканальный 14G (2,1 мм) × 20 см – 1 шт.
2. Проводник стальной 0,035" × 60 см – 1 шт.
3. Игла пункционная 18G (1,25 × 70 мм) - 1 шт.
4. Дилататор 8F – 1 шт.
5. Крылья фиксирующие – 1 шт.
6. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
7. Повязка адгезивная – 1 шт.
8. Заглушка инфузионная – 1 шт.
9. Инструкция по применению – 1 шт.

Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
(нанесение на английском языке, стикер на русском языке).



Набор для катетеризации центральных вен 14G (2,1 мм) 20 см, в составе:

- 1. Катетер центральный венозный одноканальный 14G (2,1 мм) 20 см 1 шт.
- 2. Проводник стальной 0,035" x 60 см "H" 1 шт.
- 3. Игла пункционная 18G (1,25x70 мм) "H" 1 шт.
- 4. Дилататор 8F 1 шт.
- 5. Крылья фиксирующие 1 шт.
- 6. Фиксатор бесшовный 1 шт.
- 7. Повязка адгезивная 1 шт.
- 8. Заглушка инфузионная 1 шт.
- 9. Инструкция по применению 1 шт.

РФ: № РЗН YYYYY/MNNN от DD.MM.YYYY • Количество наборов в упаковке: 1 шт.

REF MVC1M-14G20 DD.MM.YYYY
LOT XXXXXXXX DD.MM.YYYY

Производитель: ООО «БетаМед», Адрес: Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Заказ-исполнитель: Tanok Medical Co., Ltd., Floor 1/2, Building C, No 16 Yinku road, Kuchong town, Daping new district, Shenzhen, 518119 Guangdong P.R. China



0 46 01234 56789 3

Внешний вид маркировки групповой упаковки
(нанесение на английском языке, стикер на русском языке)



Набор для катетеризации центральных вен 14G (2,1 мм) 20 см, в составе:

- 1. Катетер центральный венозный одноканальный 14G (2,1 мм) 20 см 1 шт.
- 2. Проводник стальной 0,035" x 60 см "H" 1 шт.
- 3. Игла пункционная 18G (1,25x70 мм) "H" 1 шт.
- 4. Дилататор 8F 1 шт.
- 5. Крылья фиксирующие 1 шт.
- 6. Фиксатор бесшовный 1 шт.
- 7. Пояска адгезивная 1 шт.
- 8. Заглушка инфузионная 1 шт.
- 9. Инструкция по применению 1 шт.

RU: № PЭН YYYU/NNNN от DD.MM.YYYY • Количество наборов в упаковке: X шт.

MVC1M-14G20
XXXXXXXXXX

DD.MM.YYYY
DD.MM.YYYY



Производитель: ООО «БетаМед». Адрес: Псковская обл, Псковский м.р.н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Заказчик/владелец: Tianshi Medical Co., Ltd., Floor 1-2, Building C, No 16 Yinkui road, Kuitong town, Daping new district, Shenzhen, 518119 Guangdong P.R. China.



0 46 01234 56789 3

Внешний вид маркировки транспортной упаковки.

BY MEDEREN
Сенвѐа 1

CENTRAL VENOUS CATHETER KIT

RUS Набор для катетеризации центральных вен 14G (2,1 мм)
20 см, в составе:

- | | |
|--|-------|
| 1. Катетер центральный венозный одноканальный 14G (2,1 мм) 20 см | 1 шт. |
| 2. Проводник стальной 0,035" x 60 см "H" | 1 шт. |
| 3. Игла пункционная 18G (1,25x70 мм) "H" | 1 шт. |
| 4. Дилататор 8F | 1 шт. |
| 5. Крылья фиксирующие | 1 шт. |
| 6. Фиксатор бесшовный | 1 шт. |
| 7. Повязка адгезивная | 1 шт. |
| 8. Заглушка инфузионная | 1 шт. |
| 9. Инструкция по применению | 1 шт. |



Производитель: ООО «БетаМед». Адрес: Псковская обл, Псковский р-н, с.п.
Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Завод-изготовитель: Tianck Medical Co., Ltd., Floor 1-2, Building C, No 16 Yinkui
road, Kuichong town, Dapeng new district, Shenzhen. 518119 Guangdong P.R. China.

Qty : **XX** pcs
Кол-во : **XX** шт.

REF MVC1M-14G20

LOT XXXXXX YYY.MM YYY.MM

NW: XXX kg GW: XXX kg

MEAS: XXX*XXX*XXX mm

РУ: № РЗН 20XX/XXXX от ДД.ММ.ГГГ



24673760750876



{10}LLLLLLLL{11}YYMMDD{17}YYMMDD{37}QQ

Внешний вид маркировки упаковок изделия Cenvea HD представлен на примере варианта исполнения изделия:

Набор для катетеризации центральных вен гемодиализный Cenvea HD-2 8F (2,7 мм) × 13 см, в составе (Вид 235880):

1. Катетер центральный венозный гемодиализный двухканальный с прямыми удлинительными линиями 8F (2,7 мм) × 13 см – 1 шт.
2. Проводник стальной 0,035" × 60 см – 1 шт.
3. Игла пункционная 18G (1,25 × 70 мм) – 1 шт.
4. Шприц проводниковый 5 мл – 1 шт.
5. Дилататор 9F – 1 шт.
6. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
7. Повязка адгезивная – 1 шт.
8. Заглушка инфузионная – 2 шт.
9. Инструкция по применению – 1 шт.

Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
(нанесение на английском языке, стикер на русском языке).

Cenvea HD 2

15G 15G 2 lumens venous catheter 8 Fr catheter size 13 cm catheter length 60 cm guidewire length

CENTRAL VENOUS CATHETER KIT

1. Central venous hemodialysis straight double lumen catheter 8F (2,7 mm) 13 cm 1 pc.
2. Stainless steel guidewire 0,035" x 60 cm 1 pc.
3. Puncture needle 18G (1,25 x 70 mm) 1 pc.
4. Guiding syringe 5ml 1 pc.
5. Dilator 9F 1 pc.
6. Securement device 1 pc.
7. Adhesive dressing 1 pc.
8. Injection cap 2 pc.
9. Instruction for use 1 pc.

STERILE EO NON-TOXIC

MEDEREN

Place RU sticker here

Набор для катетеризации центральных вен гемодиализный 8F (2,7 мм) 13 см, в составе:

1. Катетер центральный венозный гемодиализный двухканальный с прямыми удлинительными линиями 8F (2,7 мм) 13 см 1 шт.
2. Проводник стальной 0,035" x 60 см "H" 1 шт.
3. Игла пункционная 18G (1,25x70 мм) "H" 1 шт.
4. Шприц проводниковый 5 мл 1 шт.
5. Дилататор 9F 1 шт.
6. Фиксатор бесшовный 1 шт.
7. Повязка адгезивная 1 шт.
8. Заглушка инфузионная 2 шт.
9. Инструкция по применению 1 шт.

PK: № P3HYYYYNNNNor DD.MM.YYYY • Количество наборов в упаковке: 1 шт.

MVCH2M-8F13
XXXXXXXX

DD.MM.YYYY
DD.MM.YYYY



Производитель: ООО "БетаМед". Адрес: Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, 033 ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Защита интеллекта: Tanc Medical Co., Ltd., Floor 1-2, Building C, No 16 Yinkui road, Kuchong town, Daping new district, Shenzhen, 518119 Guangdong P.R. China. (Kunai).



04673760752142

Внешний вид маркировки групповой упаковки
(нанесение на английском языке, стикер на русском языке).



**Набор для катетеризации центральных
вен гемодиализный 8F (2,7 мм) 13 см,
в составе:**

1. Катетер центральный венозный гемодиализный двухканальный
с прямыми удлинительными линиями 8F (2,7 мм) 13 см 1 шт.
2. Проводник стальной 0,035" x 60 см 1 шт.
3. Игла пункционная 18G (1,25x70 мм) "H" 1 шт.
4. Шприц проводниковый 5 мл 1 шт.
5. Дилатор 9F 1 шт.
6. Фиксатор бесшовный 1 шт.
7. Повязка адгезивная 1 шт.
8. Заглушка инфузионная 2 шт.
9. Инструкция по применению 1 шт.

Р/У: № P3N YYYU LMMN 01 DD.MM.YYYY • Количество наборов в упаковке: 1 шт.

MVCH2M-8F13

XXXXXXXXXX

DD.MM.YYYY

DD.MM.YYYY



Производитель: ООО «БетаМед». Адрес: Псковская обл. Псковский м.р.н, с.п. Тамшанская волость, дер. Моглино, ООО ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Заказчик/владелец: Tianshi Medical Co., Ltd., Floor 1-2, Building C, No.16 Yinkou road, Kuchong town, Daping new district, Shenzhen, 518112 Guangdong P.R. China



0 46 01234 56789 3

Внешний вид маркировки транспортной упаковки.

BY MEDEREN
Сенвѐа HD 2

CENTRAL VENOUS CATHETER KIT

RUS Набор для катетеризации центральных вен
гемодиализный 8G (2,7 мм) 13 см, в составе:

1. Катетер центральный венозный гемодиализный двухканальный с прямыми удлинительными линиями 8F (2,7 мм) 13 см 1 шт.
2. Проводник стальной 0,035" x 60 см 1 шт.
3. Игла пункционная 18G (1,25x70 мм) "H" 1 шт.
4. Шприц проводниковый 5 мл 1 шт.
5. Дилататор 9F 1 шт.
6. Фиксатор бесшовный 1 шт.
7. Повязка адгезивная 1 шт.
8. Заглушка инфузионная 2 шт.
9. Инструкция по применению 1 шт.



Производитель: ООО «БетаМед». Адрес: Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Завод-изготовитель: Tianck Medical Co., Ltd., Floor 1-2, Building C, No 16 Yinkui road, Kuichong town, Dapeng new district, Shenzhen. 518119 Guangdong P.R. China.

Qty : **XX** pcs
Кол-во : **XX** шт.

REF MVCH2M-8F13

LQT XXXXXX YYYYY.MM YYYYY.MM

NW: XXX kg GW: XXX kg

MEAS: XXX*XXX*XXX mm

РУ: № РЗН 20XX/XXXX от ДД.ММ.ГГГ




24673760750876



(10)JLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD(37)JQJ

Внешний вид внутренних упаковок составных частей набора с нанесенной маркировкой:

Внешний вид упаковки составных частей изделий Cenvae
(лицевая и оборотная сторона)



Внешний вид упаковки составных частей изделия Cenvae HD
(лицевая и оборотная сторона)




Внешний вид упаковки повязки адгезивной
(лицевая и оборотная сторона)


для неонатальных наборов



для взрослых и педиатрических наборов



Внешний вид упаковки повязки адгезивной с хлоргексидином
(лицевая и оборотная сторона)



Внешний вид упаковки чехла адгезивного для УЗИ датчика
(лицевая и оборотная сторона)



Внешний вид упаковки аппликатора с хлоргексидином
(лицевая и оборотная сторона)




Общий вид медицинского изделия
и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для катетеризации центральных вен Cenvea-1 20G (1,15 мм) × 13 см, в составе (Вид 328210):

1. Катетер центральный венозный одноканальный 20G (1,15 мм) × 13 см – 1 шт.
2. Проводник стальной 0,018" × 50 см – 1 шт.
3. Игла пункционная 20G (0,9 × 40 мм) – 1 шт.
4. Дилататор 4F – 1 шт.
5. Крылья фиксирующие – 1 шт.
6. Повязка адгезивная – 1 шт.
7. Заглушка инфузионная – 1 шт.
8. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



BY MEDEREN Cenyaed 1

20G 1 lumen 20G 13 cm 50 cm
catheter catheter catheter
size length length

CENTRAL VENOUS CATHETER KIT

1. Central venous catheter 20G 13 cm 1 pc.
2. Stainless steel guidewire 50 cm 1 pc.
3. Puncture needle 20G (0.9 x 40 mm) 1 pc.
4. Dilator 4F 1 pc.
5. Fixing wings 1 pc.
6. Adhesive dressing 1 pc.
7. Injection cap 1 pc.
8. Instruction for use 1 pc.

Набор для катеризации центральных
вен 20G 13 см, в составе:

1. Катетер центральный луменный однопросветный 20G 13 см - 1 шт.
2. Проводник стальной 50 см 1F - 1 шт.
3. Игла пункционная 20G 0.9х40 мм 1F - 1 шт.
4. Дилатор 4F - 1 шт.
5. Крыльцо фиксирующее - 1 шт.
6. Пластырь адгезивный - 1 шт.
7. Крышка инъекционная - 1 шт.
8. Инструкция по применению - 1 шт.

РФ, г. Екатеринбург (Екатеринбург) • Компания «Медерен» 1 шт.

МНСТМ-20G13 2 DDMM.YYYY

XXXXXXX

ООО "Медерен" Адрес: Екатеринбург, ул. Чкалова 14
Телефон: +7 (343) 277-1400, +7 (343) 277-1401
E-mail: info@mederen.ru, sales@mederen.ru
Сайт: www.mederen.ru, www.cenyaed.ru

0 46 01234 56789 3

Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

**Набор для катетеризации центральных
вен 20G 13 см, в составе:**

1. Катетер центральный венозный одноканальный 20G 13 см ... 1 шт.
2. Проводник стальной 50 см "Н" 1 шт.
3. Игла пункционная 20G (0,9х 40 мм) "Н" 1 шт.
4. Дилататор 4F 1 шт.
5. Крылья фиксирующие 1 шт.
6. Повязка адгезивная 1 шт.
7. Заглушка инфузионная 1 шт.
8. Инструкция по применению 1 шт.

РУ: № РЗНУУУУ/NNNN от DD.MM.YYYY • Количество наборов в упаковке: 1 шт.

REF MVC1M-20G13

DD.MM.YYYY

LOT XXXXXXXXX

DD.MM.YYYY



Производитель: ООО "БетаМед". Адрес: Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Завод-изготовитель: Tianck Medical Co., Ltd., Floor 1-2, Building C, No 16 Yinkui road, Kuichong town, Dapeng new district, Shenzhen. 518119 Guangdong P.R. China.




0 46 01234 56789 3

Общий вид медицинского изделия
и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для катетеризации центральных вен Cenvea-2 7F (2,33 мм) × 20 см, в составе (Вид 328210):

1. Катетер центральный венозный двухканальный 7F (2,33 мм) × 20 см – 1 шт.
2. Проводник нитиновый 0,035" × 60 см – 1 шт.
3. Игла пункционная 18G (1,25 × 70 мм) – 1 шт.
4. Шприц проводниковый 5 мл – 1 шт.
5. Дилататор 8F – 1 шт.
6. Крылья фиксирующие – 1 шт.
7. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
8. Повязка адгезивная с хлоргексидином – 1 шт.
9. Чехол адгезивный для УЗИ датчика – 1 шт.
10. Заглушка инфузионная – 2 шт.
11. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



Внешний вид потребительской упаковки



Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

Набор для катетеризации центральных вен 7F 20 см, в составе:

1. Катетер центральный венозный двухканальный 7F 20 см 1 шт.
2. Проводник нитиноловый 60 см 1 шт.
3. Игла пункционная 18G (1,25x70 мм) "Н" 1 шт.
4. Шприц проводниковый 5 мл 1 шт.
5. Дилататор 8F 1 шт.
6. Крылья фиксирующие 1 шт.
7. Фиксатор бесшовный 1 шт.
8. Повязка адгезивная с хлогексидином 1 шт.
9. Чехол адгезивный для УЗИ датчика 1 шт.
10. Заглушка инфузионная 2 шт.
11. Инструкция по применению 1 шт.

РУ: № РЗН YYY/NNNN от DD.MM.YYYY • Количество наборов в упаковке: 1 шт.

REF MVC2PN-7F20

DD.MM.YYYY

LOT XXXXXXXXX

DD.MM.YYYY



Производитель: ООО "БетаМед". Адрес: Псковская обл, Псковский р-н, с.п.
Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Завод-изготовитель: Tianck Medical Co., Ltd., Floor 1-2, Building C, No 16 Yinkul
road, Kulchong town, Dapeng new district, Shenzhen. 518119 Guangdong P.R. China.



0 46 01234 56789 3

Общий вид медицинского изделия


и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для катетеризации центральных вен гемодиализный Cenvea HD-2 8F (2,7 мм) × 13 см, в составе (Вид 235880):

1. Катетер центральный венозный гемодиализный двухканальный с прямыми удлинительными линиями 8F (2,7 мм) × 13 см – 1 шт.
2. Проводник стальной 0,035" × 60 см – 1 шт.
3. Игла пункционная 18G (1,25 × 70 мм) – 1 шт.
4. Шприц проводниковый 5 мл – 1 шт.
5. Дилататор 9F – 1 шт.
6. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
7. Повязка адгезивная – 1 шт.
8. Заглушка инфузионная – 2 шт.
9. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия

Катетер центральный венозный гемодиализный двухканальный с прямыми удлинительными линиями 8F (2,7 мм) × 13 см



[illegible]

Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

Набор для катетеризации центральных вен гемодиализный 8F (2,7 мм) 13 см, в составе:

1. Катетер центральный венозный гемодиализный двухканальный
с прямыми удлинительными линиями 8F (2,7 мм) 13 см 1 шт.
2. Проводник стальной 0,035" x 60 см "H" 1 шт.
3. Игла пункционная 18G (1,25x70 мм) "H" 1 шт.
4. Шприц проводниковый 5 мл 1 шт.
5. Дилататор 9F 1 шт.
6. Фиксатор бесшовный 1 шт.
7. Повязка адгезивная 1 шт.
8. Заглушка инфузионная 2 шт.
9. Инструкция по применению 1 шт.

РУ: № РЗНYYYY/NNNN от DD.MM.YYYY • Количество наборов в упаковке: 1 шт.

REF MVCH2M-8F13

DD.MM.YYYY

LOT XXXXXXXXX

DD.MM.YYYY



Производитель: ООО «БетаМед». Адрес: Псковская обл, Псковский р-н, с.п.
Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Завод-изготовитель: Tianck Medical Co., Ltd., Floor 1-2, Building C, No 16 Yinkui
road, Kulchong town, Dapeng new district, Shenzhen, 518119 Guangdong P.R. China.



0 46 01234 56789 3

Общий вид медицинского изделия
и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для катетеризации центральных вен гемодиализный Cenvea HD-2 12F (4,0 мм) × 20 см, в составе (Вид 235880):

1. Катетер центральный венозный гемодиализный двухканальный с прямыми удлинительными линиями 12F (4,0 мм) × 20 см – 1 шт.
2. Проводник нитиноловый 0,038" × 60 см – 1 шт.
3. Игла пункционная 18G (1,25x70 мм) – 1 шт.
4. Шприц проводниковый 5 мл – 1 шт.
5. Дилататор 10F – 1 шт.
6. Дилататор 12F – 1 шт.
7. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
8. Повязка адгезивная с хлоргексидином – 1 шт.
9. Чехол адгезивный для УЗИ датчика – 1 шт.
10. Заглушка инфузионная – 2 шт.
11. Аппликатор с хлоргексидином – 1 шт.
12. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия

Катетер центральный венозный гемодиализный
двухканальный с прямыми удлинительными линиями 12F



Canyeda HD 2

BY MEEREN

2 lumens
venous
catheter

12 Fr
catheter
size

20 cm
length

60 cm
guidewire
length

CENTRAL VENOUS CATHETER KIT

1. Central venous hemodialysis straight double lumen catheter 1 pc.
- 12F (4.0 mm) 20 cm
2. Nitinol guidewire 0.038" x 60 cm 1 pc.
3. Puncture needle 18G (1.25 x 7.0 mm) 1 pc.
4. Guiding syringe 5ml 1 pc.
5. Dilator 10F 1 pc.
6. Dilator 12F 1 pc.
7. Securement device 1 pc.
8. Adhesive dressing CHQ 1 pc.
9. Adhesive PU probe cover 1 pc.
10. Injection cap 2 pc.
11. Applicator CHQ 1 pc.
12. Instruction for use 1 pc.

Набор для катетеризации центральных вен размером 12F (4.0 мм) 20 см.
в комплект:

- 1. Катетер центральный гемодиализный прямой двойной просветной 12F (4.0 мм) 20 см - 1 шт.
- 2. Проволочка направляющая из нитинола 0.038" х 60 см - 1 шт.
- 3. Игла пункционная 18G (1.25 х 7.0 мм) - 1 шт.
- 4. Шприц направляющий 5 мл - 1 шт.
- 5. Дилатор 10F - 1 шт.
- 6. Дилатор 12F - 1 шт.
- 7. Устройство фиксации - 1 шт.
- 8. Наклейка адгезивная прозрачная - 1 шт.
- 9. Наклейка адгезивная непрозрачная - 1 шт.
- 10. Крышка для инъекции - 2 шт.
- 11. Аппликатор для нанесения клея - 1 шт.
- 12. Инструкция по применению - 1 шт.

Итого в наборе 12 предметов и 1 инструкция по применению.

МАКНЕР-12F20A ☐ OOLMA YYYT
XXXXXXXXXXXX ☐ OOLMA YYYT

Упаковка стерильна (ISO 15848). Стерилизация паром. Срок годности 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. Проверить целостность упаковки перед использованием. Не использовать повторно.

Сделано в Китае. Made in China. © 2017 BY MEEREN B.V. All rights reserved.

Barcode: 0 46 07234 56789 2

Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

Набор для катетеризации центральных вен гемодиализный 12F (4,0 мм) 20 см, в составе:

1. Катетер центральный венозный гемодиализный двухканальный с прямыми удлинительными линиями 12F (4,0 мм) 20 см 1 шт.
2. Проводник нитиноловый 0,038" x 60 см 1 шт.
3. Игла функциональная 18G (1,25x70 мм) "Н" 1 шт.
4. Шприц проводниковый 5 мл 1 шт.
5. Дилататор 10F 1 шт.
6. Дилататор 12F 1 шт.
7. Фиксатор бесшовный 1 шт.
8. Повязка адгезивная с хлоргексидином 1 шт.
9. Чехол адгезивный для УЗИ датчика 1 шт.
10. Заглушка инфузионная 2 шт.
11. Аппликатор с хлоргексидином 1 шт.
12. Инструкция по применению 1 шт.

РУ: № РЗН YYY/NNNN от DD.MM.YYYY • Количество наборов в упаковке: 1 шт.

REF MVCH2P-12F20A DD.MM.YYYY
LOT XXXXXXXXX DD.MM.YYYY



Производитель: ООО «БетаМед». Адрес: Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Завод-изготовитель: Tianck Medical Co., Ltd., Floor 1-2, Building C, No 16 Yinkui road, Kulchong town, Dapeng new district, Shenzhen. 518119 Guangdong P.R. China.



0 46 01234 56789 3

Прошито и пронумеровано

29 (двадцать

девять)

листов

Генеральный директор

Степанов А.В.

