

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «БетаМед»


01.12.2023 г. Степанов А.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наборы для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenvea PICC,
Cenvea PICC CT, Cenvea Midline, Cenvea Midline CT товарный знак MEDEREN
в вариантах исполнения


Версия 1

Общий вид медицинского изделия
и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenva PICC-1 1,9F (0,6 мм) × 40 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный со стилетом 1,9F (0,6 мм) × 40 см – 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст – 1 шт.
3. Интродьюсер расщепляемый с иглой 22G – 1 шт.
4. Лента измерительная – 1 шт.
5. Коннектор безыгольный – 1 шт.
6. Шприц инъекционный 10 мл – 1 шт.
7. Жгут венозный – 1 шт.
8. Подушечка клейкая – до 6 шт.
9. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



- 1 – Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный со стилетом, в защитном диспенсере;
- 2 – Адаптер Туохи Борст;
- 3 – Интродьюсер расщепляемый с иглой, с заглушкой;
- 4 – Лента измерительная;
- 5 – Коннектор безыгольный, с защитным колпачком;
- 6 – Шприц инъекционный 10 мл;
- 7 – Жгут венозный;
- 8 – Подушечки клейкие.

[illegible]

Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

Набор для установки катетера венозного
центрального периферически вводимого Cenvea
PICC -1 1,9F (0,6 мм) 40 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый
одноканальный со стилетом 1,9F (0,6 мм) 40см 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст 1 шт.
3. Интродьюсер расщепляемый с иглой 22G "Н" 1 шт.
4. Лента измерительная 1 шт.
5. Коннектор безыгольный 1 шт.
6. Шприц инъекционный 10 мл 1 шт.
7. Жгут венозный 1 шт.
8. Подушечка клейкая до 6 шт.
9. Инструкция по применению 1 шт.

REF MVCP1-1.9F40

MFD-date

LOT LOT-number

EXP-date

РУ: № РЗН YYYY/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ
Количество наборов в упаковке: 1 шт.



Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502,
Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская
волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Завод-изготовитель: "Хаоланг Технолоджи (Фошан) Лимитед
Ко.", Haolang Technology (Foshan) Limited Co. Адрес: Xinyuan
2nd Road, Jili Industry Park, Nanzhuang Town, Chancheng
District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай)



14673760750596


Общий вид медицинского изделия

и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenva PICC-1 1,9F (0,6 мм) × 40 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный со стилетом 1,9F (0,6 мм) × 40 см – 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст – 1 шт.
3. Интродьюсер расщепляемый с иглой 22G – 1 шт.
4. Лента измерительная – 1 шт.
5. Коннектор безыгольный – 1 шт.
6. Шприц инъекционный 10 мл – 1 шт.
7. Жгут венозный – 1 шт.
8. Подушечка клейкая – до 6 шт.
9. Чехол адгезивный для УЗИ датчика – 1 шт.
10. Повязка адгезивная – 1 шт.
11. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



- 1 – Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный со стилетом, в защитном диспенсере;
- 2 – Адаптер Туохи Борст;
- 3 – Интродьюсер расщепляемый с иглой, с заглушкой;
- 4 – Лента измерительная;
- 5 – Коннектор безыгольный, с защитным колпачком;
- 6 – Шприц инъекционный 10 мл;
- 7 – Жгут венозный;
- 8 – Подушечки клейкие;
- 9 – Чехол адгезивный для УЗИ датчика;
- 10 – Повязка адгезивная.

Canyea[®] BY MEDEREN **PICC**

PICC KIT SINGLE LUMEN 1,9F 40 cm

1. PICC with stylet 1,9F (0,6mm) 40 cm	1 pc.
2. Tuohy Borst adapter	1 pc.
3. Peelable introducer with needle 22G	1 pc.
4. Measuring tape	1 pc.
5. Needleless connector	1 pc.
6. Syringe Luer Lock 10 ml	1 pc.
7. Tourniquet	1 pc.
8. Adhesive pad	up to 6 pc.
9. Adhesive PU probe cover	1 pc.
10. Adhesive dressing	1 pc.
11. Instruction for use	1 pc.

MVCP1-1.9F40E MFD-date LOT-number PATIENT CHARGE (10)LLLLLLL(11)YYMMDDYYYYMMGGGGXX
MVCP1-1.9F40E MFD-date LOT-number PATIENT CHART (10)LLLLLLL(11)YYMMDDYYYYMMGGGGXX
MVCP1-1.9F40E MFD-date LOT-number INVENTORY CONTROL (10)LLLLLLL(11)YYMMDDYYYYMMGGGGXX

Набор для установки катетера внешнего центрального периферического венозного PICC - 1,9 F (0,6 мм), 40 см, в комплекте:

- 1. Катетер внешний центральный периферический венозный однолюменный со стилем 1,9F (0,6 мм) 40см 1 шт.
- 2. Адаптер Туохи Борст 1 шт.
- 3. Интродуктор рассекатель с иглой 22G "H" 1 шт.
- 4. Лента измерительная 1 шт.
- 5. Коннектор безыгльный 1 шт.
- 6. Шприц одноразовый 10 мл 1 шт.
- 7. Жгут венозный 1 шт.
- 8. Подушечка силиконовая до 6 шт.
- 9. Чехол эластичный для УЗИ датчика 1 шт.
- 10. Пленка адгезивная 1 шт.
- 11. Инструкция по применению 1 шт.

ИМ MVCP1-1.9F40E MFD-date
 ИЛ LOT-number EXP-date
 RU: RU YYYN YYMMDDYYYYMMGGGG
 Количество наборов в упаковке: 1 шт.

Поставляется: ООО "Бонвейл", г. Санкт-Петербург, ул. Гусевская, д. 2, л. 1. Наименование изделия: Катетер венозный одноканальный (однополосный), для введения в центральную вену. Изготовитель: ООО "Медерен". Адрес: 191000, Ленинградская область, Мособласт, г. Тосно, Митяевское сельское поселение, с/пос. Медерен, ул. Зарядье, д. 10. Контакт: Факс: +7(812) 900-00-00, e-mail: info@mederen.ru, www.mederen.ru

Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenvia PICC -1 1,9F (0,6 мм) 40 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный со стилетом 1,9F (0,6 мм) 40см	1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст	1 шт.
3. Интродьюсер расщепляемый с иглой 22G "H"	1 шт.
4. Лента измерительная	1 шт.
5. Коннектор безыгольный	1 шт.
6. Шприц инъекционный 10 мл	1 шт.
7. Жгут венозный	1 шт.
8. Подушечка клейкая	до 6 шт.
9. Чехол адгезивный для УЗИ датчика	1 шт.
10. Повязка адгезивная	1 шт.
11. Инструкция по применению	1 шт.

REF MVCP1-1.9F40E MFD-date
LOT LOT-number EXP-date

РУ: № РЗН YYYY/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ
Количество наборов в упаковке: 1 шт.

Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Завод-изготовитель: "Хаоланг Технолоджи (Фосан) Лимитед Ко.", Haolang Technology (Foshan) Limited Co. Адрес: Xinyuan 2nd Road, Jili Industry Park, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай)




14873760750619

Общий вид медицинского изделия**и внешний вид потребительской упаковки изделия**

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenvea PICC-2 4F (1,40 мм) × 60 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом 4F (1,40 мм) × 60 см – 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст – 1 шт.
3. Проводник нитиновый 0,018" × 45 см – 1 шт.
4. Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82×70 мм) – 1 шт.
5. Интродьюсер расщепляемый 4,5F – 1 шт.
6. Скальпель безопасный – 1 шт.
7. Лента измерительная – 1 шт.
8. Коннектор безыгольный – 2 шт.
9. Шприц инъекционный 10 мл – 1 шт.
10. Жгут венозный – 1 шт.
11. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
12. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



- 1 – Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом;
- 2 – Адаптер Туохи Борст;
- 3 – Проводник нитиноловый;
- 4 – Игла пункционная экзогенная безопасная;
- 5 – Интродьюсер расщепляемый;
- 6 – Скальпель безопасный;
- 5 – Коннектор безыгольный, с защитным колпачком;
- 6 – Скальпель безопасный;
- 7 – Лента измерительная;
- 8 – Коннектор безыгольный;
- 9 – Шприц инъекционный 10 мл;
- 10 – Жгут венозный;
- 11 – Фиксатор бесшовный.

Внешний вид потребительской упаковки



Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenva PICC-2 4F (1,40 мм) 60 см, в составе:		REF MVCP2-4F60 MFD-date LOT LOT-number EXP-date
1. Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом 4F (1,40 мм) 60см 1 шт. 2. Адаптер Туохи Борст 1 шт. 3. Проводник нитиноловый 0,018" x 45 см 1 шт. 4. Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82x70 мм) "Н" 1 шт. 5. Интродьюсер расщепляемый 4.5F 1 шт. 6. Скальпель безопасный "Н" 1 шт. 7. Лента измерительная 1 шт. 8. Коннектор безыгольный 2 шт. 9. Шприц инъекционный 10 мл 1 шт. 10. Жгут венозный 1 шт. 11. Фиксатор бесшовный 1 шт. 12. Инструкция по применению 1 шт.		РУ: № РЗН YYYY/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ Количество наборов в упаковке: 1 шт. Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "Хаоланг Технологии (Фошан) Лимитед Ко.", Haolang Technology (Foshan) Limited Co. Адрес: Xinyuan 2nd Road, Jili Industry Park, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай)  14673760750824

Общий вид медицинского изделия
и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenvea PICC-2 4F (1,40 мм) × 60 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом 4F (1,40 мм) × 60 см – 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст – 1 шт.
3. Проводник нитиноловый 0,018" × 45 см – 1 шт.
4. Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82×70 мм) – 1 шт.
5. Интродьюсер расщепляемый 4,5F – 1 шт.
6. Скальпель безопасный – 1 шт.
7. Лента измерительная – 1 шт.
8. Коннектор безыгольный – 2 шт.
9. Шприц инъекционный 10 мл – 1 шт.
10. Жгут венозный – 1 шт.
11. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
12. Чехол адгезивный для УЗИ датчика – 1 шт.
13. Повязка адгезивная с хлоргексидином – 1 шт.
14. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



1 – Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом;

2 – Адаптер Туохи Борст;

3 – Проводник нитиноловый;

4 – Игла пункционная эхогенная безопасная;

5 – Интродьюсер расщепляемый;

6 – Скальпель безопасный;

5 – Коннектор безыгольный, с защитным колпачком;

6 – Скальпель безопасный;

7 – Лента измерительная;

8 – Коннектор безыгольный;

9 – Шприц инъекционный 10 мл;

10 – Жгут венозный;

11 – Фиксатор бесшовный;

12 – Чехол адгезивный для УЗИ датчика;

13 – Повязка адгезивная с хлоргексидином.

Внешний вид потребительской упаковки



Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenvra PICC-2 4F (1,40 мм) 60 см, в составе:

- Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом 4F (1,40 мм) 60см 1 шт.
- Адаптер Туохи Борст 1 шт.
- Проводник нитиноловый 0,018" x 45 см 1 шт.
- Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82x70 мм) "Н" 1 шт.
- Интродьюсер расщепляемый 4.5F 1 шт.
- Скальпель безопасный "Н" 1 шт.
- Лента измерительная 1 шт.
- Коннектор безыгольный 2 шт.
- Шприц инъекционный 10 мл 1 шт.
- Жгут венозный 1 шт.
- Фиксатор бесшовный 1 шт.
- Чехол адгезивный для УЗИ датчика 1 шт.
- Повязка адгезивная с хлогексидином 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

REF

MVCP2-4F60E

LOT

LOT-number

MFD-date

EXP-date

РУ: № РЗН YYYY/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ
 Количество наборов в упаковке: 1 шт.



Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "Хаоланг Текнолоджи (Фошан) Лимитед Ко.", Haolang Technology (Foshan) Limited Co. Адрес: Xinyuan 2nd Road, JIII Industry Park, Nan Zhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай)



14673760750831

Общий вид медицинского изделия
и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenvea PICC-2 5F (1,73 мм) × 60 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом 5F (1,73 мм) × 60 см – 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст – 1 шт.
3. Проводник нитиновый 0,018" × 45 см – 1 шт.
4. Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82×70 мм) – 1 шт.
5. Интродьюсер расщепляемый 5,5F – 1 шт.
6. Скальпель безопасный – 1 шт.
7. Лента измерительная – 1 шт.
8. Коннектор безыгольный – 2 шт.
9. Шприц инъекционный 10 мл – 1 шт.
10. Жгут венозный – 1 шт.
11. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
12. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



- 1 – Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом;
- 2 – Адаптер Туохи Борст;
- 3 – Проводник нитиноловый;
- 4 – Игла пункционная эхогенная безопасная;
- 5 – Интродьюсер расщепляемый;
- 6 – Скальпель безопасный;
- 7 – Лента измерительная;
- 8 – Коннектор безыгольный с защитным колпачком;
- 9 – Шприц инъекционный 10 мл;
- 10 – Жгут венозный;
- 11 – Фиксатор бесшовный.

BY MEDEREN

Cenvia PICC

PICC KIT DOUBLE LUMEN 5F 60 cm

1. PICC with stylet 5F (1.73mm) 60 cm	1 pc.
2. Tuschy Bonst adapter	1 pc.
3. Nitinol guide wire 0.018" x 45 cm	1 pc.
4. Safety echogenic puncture needle 21G (0.82 x 70 mm) ..	1 pc.
5. Peelable Sheath 5.5F	1 pc.
6. Safety Scalpel	1 pc.
7. Measuring tape	1 pc.
8. Needleless connector	2 pc.
9. Syringe Luer Lock 10 ml	1 pc.
10. Tourniquet	1 pc.
11. Securement device	1 pc.
12. Instruction for use	1 pc.

MVCP2-5F60 MFC-date LOT-number

PATIENT CHARGE

(036444444)(177)MM600(1777)MM600(1777)

MVCP2-5F60 MFC-date LOT-number

PATIENT CHART

(036444444)(177)MM600(1777)MM600(1777)

MVCP2-5F60 MFC-date LOT-number

INVENTORY CONTROL

(036444444)(177)MM600(1777)MM600(1777)

STERILE

NON-TOXIC

M E D E R E N

Набор для установки катетера двойного просвета периферического артериального катетера PICC 5F (1.73 мм) 60 см, 5-лучевый 1. Катетер двойного просвета с перфорацией в дистальном направлении и длиной 60 см 2. Адаптер Тьюши 3. Пункционный игла 21G с 0.82 мм 4. Игла с перфорацией в дистальном направлении 0.018" x 45 см 5. Катетер с перфорацией в дистальном направлении 5.5F 6. Скальпель 7. Лента фиксационная 8. Катетер без просвета 9. Игла с перфорацией в дистальном направлении 10. Игла с перфорацией в дистальном направлении 11. Катетер с перфорацией в дистальном направлении 12. Игла с перфорацией в дистальном направлении 13. Игла с перфорацией в дистальном направлении	MVCP2-5F60 MFC-date LOT-number Код на этикетке: 036444444(177)MM600(1777)MM600(1777) 036444444(177)MM600(1777)MM600(1777)
---	---

Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenvia PICC-2 5F (1,73 мм) 60 см, в составе:	REF MVCP2-5F60	MFD-date
	LOT LOT-number	EXP-date
РУ: № РЗН УУУУ/ХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ		
Количество наборов в упаковке: 1 шт.		
 Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "Хаоланг Технологии (Фошан) Лимитед Ко.", Haolang Technology (Foshan) Limited Co. Адрес: Xinyuan 2nd Road, JIII Industry Park, Nan Zhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай)		
		
14673760750848		

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом 5F (1,73 мм) 60см	1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст	1 шт.
3. Проводник нитиноловый 0,018" x 45 см	1 шт.
4. Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82x70 мм) "Н"	1 шт.
5. Интродьюсер расщепляемый 5.5F	1 шт.
6. Скальпель безопасный "Н"	1 шт.
7. Лента измерительная	1 шт.
8. Коннектор безыгольный	2 шт.
9. Шприц инъекционный 10 мл	1 шт.
10. Жгут венозный	1 шт.
11. Фиксатор бесшовный	1 шт.
12. Инструкция по применению	1 шт.


Общий вид медицинского изделия

и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenva PICC-2 5F (1,73 мм) × 60 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом 5F (1,73 мм) × 60 см – 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст – 1 шт.
3. Проводник нитиноловый 0,018" × 45 см – 1 шт.
4. Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82×70 мм) – 1 шт.
5. Интродьюсер расщепляемый 5,5F – 1 шт.
6. Скальпель безопасный – 1 шт.
7. Лента измерительная – 1 шт.
8. Коннектор безыгольный – 2 шт.
9. Шприц инъекционный 10 мл – 1 шт.
10. Жгут венозный – 1 шт.
11. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
12. Чехол адгезивный для УЗИ датчика – 1 шт.
13. Повязка адгезивная с хлоргексидином – 1 шт.
14. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



- 1 – Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом;
- 2 – Адаптер Туохи Борст;
- 3 – Проводник нитиноловый;
- 4 – Игла пункционная эхогенная безопасная;
- 5 – Интродьюсер расщепляемый;
- 6 – Скальпель безопасный;
- 7 – Лента измерительная;
- 8 – Коннектор безыгольный;
- 9 – Шприц инъекционный 10 мл;
- 10 – Жгут венозный;
- 11 – Фиксатор бесшовный;
- 12 – Чехол адгезивный для УЗИ датчика;
- 13 – Повязка адгезивная с хлоргексидином.

Внешний вид потребительской упаковки



Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenvia PICC-2 5F (1,73 мм) 60 см, в составе:

- | | |
|--|-------|
| 1. Катетер венозный центральный периферически вводимый двухканальный со стилетом 5F (1,73 мм) 60см | 1 шт. |
| 2. Адаптер Туохи Борст | 1 шт. |
| 3. Проводник нитиноловый 0,018" x 45 см | 1 шт. |
| 4. Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82x70 мм) "H" | 1 шт. |
| 5. Интродьюсер расщепляемый 5.5F | 1 шт. |
| 6. Скальпель безопасный "H" | 1 шт. |
| 7. Лента измерительная | 1 шт. |
| 8. Коннектор безыгольный | 2 шт. |
| 9. Шприц инъекционный 10 мл | 1 шт. |
| 10. Жгут венозный | 1 шт. |
| 11. Фиксатор бесшовный | 1 шт. |
| 12. Чехол адгезивный для УЗИ датчика | 1 шт. |
| 13. Повязка адгезивная с хлорексидином | 1 шт. |
| 14. Инструкция по применению | 1 шт. |

REF MVCP2-5F60E

MFD-date

LOT LOT-number

EXP-date

РУ: № РЗН YYYY/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ
Количество наборов в упаковке: 1 шт.



Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, СЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Завод-изготовитель: "Хаоланг Технолоджи (Фосан) Лимитед Ко.", Haolang Technology (Foshan) Limited Co. Адрес: Xinyuan 2nd Road, Jili Industry Park, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай)




14673760750855

Общий вид медицинского изделия
и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenvea PICC-1 4F (1,40 мм) 60 см, в составе:


1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный со стилетом и дистальным клапаном 4F (1,40 мм) × 60 см – 1 шт.
2. Проводник нитиноловый 0,018" × 35 см – 1 шт.
3. Игла пункционная эхогенная 21G (0,81×70 мм) – 1 шт.
4. Интродьюсер расщепляемый 5Fr – 1 шт.
5. Коннектор с удлинительной линией – 2 шт.
6. Соединительный адаптер с мягким кончиком – 2 шт.
7. Скальпель безопасный – 1 шт.
8. Лента измерительная – 1 шт.
9. Заглушка инфузионная – 1 шт.
10. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
11. Чехол адгезивный для УЗИ датчика – 1 шт.
12. Повязка адгезивная с хлоргексидином – 1 шт.
13. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



- 1 – Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный со стилетом и дистальным клапаном;
- 2 – Проводник нитиноловый;
- 3 – Игла пункционная эхогенная;
- 4 – Интродьюсер расщепляемый;
- 5 – Коннектор с удлинительной линией;
- 6 – Соединительный адаптер с мягким кончиком;
- 7 – Скальпель безопасный;
- 8 – Лента измерительная;
- 9 – Заглушка инфузионная;
- 10 – Фиксатор бесшовный;
- 11 – Чехол адгезивный для УЗИ датчика;
- 12 – Повязка адгезивная с хлоргексидином.

Внешний вид потребительской упаковки





БЕТАМЕД

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «БетаМед»

180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость,
дер. Моглино, зона Особая экономическая зона ППТ "Моглино", д.18, офис 120

www.betmed.ru

info@betmed.ru

Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

**Набор для установки катетера венозного
центрального периферически вводимого Сепвеа
PICC-1 4F (1,40 мм) 60 см, в составе:**

- | | |
|--|-------|
| 1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный со стилетом и дистальным клапаном 4F (1,40 мм) 60см | 1 шт. |
| 2. Проводник нитиноловый 0,018" x 35 см | 1 шт. |
| 3. Игла пункционная эхогенная 21G (0,81x70мм) "H" | 1 шт. |
| 4. Интродьюсер расщепляемый 6F | 1 шт. |
| 5. Коннектор с удлинительной линией | 2 шт. |
| 6. Соединительный адаптер с мягким кончиком | 2 шт. |
| 7. Скальпель безопасный "H" | 1 шт. |
| 8. Лента измерительная | 1 шт. |
| 9. Заглушка инфузионная | 1 шт. |
| 10. Фиксатор бесшовный | 1 шт. |
| 11. Чехол адаптивный для УЗИ датчика | 1 шт. |
| 12. Пояска адаптивная с хлороксином | 1 шт. |
| 13. Инструкция по применению | 1 шт. |

РУ: № РЗНУУУУ/NNNN от DD.MM.YYYY • Количество наборов в упаковке: 1 шт.

REF MVCPV1-4F60E

MFD-date

LOT LOT-number

EXP-date



Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "Фосань Спецал Медикал Ко., Лтд" Foshan Special Medical Co., Ltd, Адрес: No.5, Hutian Road, Chancheng District, Foshan, 528061 Guangdong, P.R.China.



14673760750886

Общий вид медицинского изделия

и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого высокопоточного Cenvea Midline CT-1 4F (1,35 мм) × 20 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный высокопоточный со стилетом 4F (1,35 мм) × 20 см – 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст – 1 шт.
3. Проводник нитиноловый 0,018" × 45 см – 1 шт.
4. Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82×70 мм) – 1 шт.
5. Интродьюсер расщепляемый 4,5F – 1 шт.
6. Скальпель безопасный – 1 шт.
7. Лента измерительная – 1 шт.
8. Коннектор безыгольный – 1 шт.
9. Шприц инъекционный 10 мл – 1 шт.
10. Жгут венозный – 1 шт.
11. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
12. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



1 – Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный высокопоточный со стилетом;

2 – Адаптер Туохи Борст;

3 – Проводник нитиноловый;

4 – Игла пункционная эхогенная безопасная;

5 – Интродьюсер расщепляемый;

6 – Скальпель безопасный;

7 – Лента измерительная;

8 – Коннектор безыгольный;

9 – Шприц инъекционный 10 мл;

10 – Жгут венозный;

11 – Фиксатор бесшовный.

Внешний вид потребительской упаковки



Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого высокопоточного Cenvea Midline CT-1 4F (1,35 mm) 20 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный высокопоточный со стилетом 4F (1,35 mm) 20см	1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст	1 шт.
3. Проводник нитиноловый 0,018" x 45 см	1 шт.
4. Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82x70 mm) "H"	1 шт.
5. Интродьюсер расщепляемый 4.5F	1 шт.
6. Скальпель безопасный "H"	1 шт.
7. Лента измерительная	1 шт.
8. Коннектор безыгольный	1 шт.
9. Шприц инъекционный 10 мл	1 шт.
10. Жгут венозный	1 шт.
11. Фиксатор бесшовный	1 шт.
12. Инструкция по применению	1 шт.

REF MVC1CT-4F20 MFD-date
LOT LOT-number EXP-date

РУ: № РЗН YYYY/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ
Количество наборов в упаковке: 1 шт.

Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "Хаоланг Технолджиз (Фосан) Лимитед Ко.", Haolang Technology (Foshan) Limited Co. Адрес: Xinyuan 2nd Road, JIII Industry Park, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай)




14673760750862

Общий вид медицинского изделия
и внешний вид потребительской упаковки изделия

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого высокопоточного Cenva Midline CT-1 4F (1,35 мм) × 20 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный высокопоточный со стилетом 4F (1,35 мм) × 20 см – 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст – 1 шт.
3. Проводник нитиновый 0,018" × 45 – 1 шт.
4. Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82×70 мм) – 1 шт.
5. Интродьюсер расщепляемый 4,5F – 1 шт.
6. Скальпель безопасный – 1 шт.
7. Лента измерительная – 1 шт.
8. Коннектор безыгольный – 1 шт.
9. Шприц инъекционный 10 мл – 1 шт.
10. Жгут венозный – 1 шт.
11. Фиксатор бесшовный – 1 шт.
12. Чехол адгезивный для УЗИ датчика – 1 шт.
13. Повязка адгезивная с хлоргексидином – 1 шт.
14. Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный высокопоточный со стилетом;
2. Адаптер Туохи Борст;
3. Проводник нитиноловый;
4. Игла пункционная эхогенная безопасная;
5. Интродьюсер расщепляемый;
6. Скальпель безопасный;
7. Лента измерительная;
8. Коннектор безыгольный;
9. Шприц инъекционный 10 мл;
10. Жгут венозный;
11. Фиксатор бесшовный;
12. Чехол адгезивный для УЗИ датчика;
13. Повязка адгезивная с хлоргексидином;

[illegible]

Внешний вид потребительской упаковки (стикер на русском языке)

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого высокопоточного Cenvea Midline CT-1 4F (1,35 мм) 20 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный высокопоточный со стилетом 4F (1,35 мм) 20см 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст 1 шт.
3. Проводник нитиноловый 0,018" x 45 см 1 шт.
4. Игла пункционная эхогенная безопасная 21G (0,82x70 мм) *Н* 1 шт.
5. Интродьюсер расщепляемый 4.5F 1 шт.
6. Скальпель безопасный *Н* 1 шт.
7. Лента измерительная 1 шт.
8. Коннектор безыгольный 1 шт.
9. Шприц инъекционный 10 мл 1 шт.
10. Жгут венозный 1 шт.
11. Фиксатор бесшовный 1 шт.
12. Чехол адгезивный для УЗИ датчика 1 шт.
13. Пояска адгезивная с хлорексидином 1 шт.
14. Инструкция по применению 1 шт.

MVCM1CT-4F20E MFD-date
LOT-number EXP-date

РУ: № P3H YYYY/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ
Количество наборов в упаковке: 1 шт.

Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "Хаоланг Текнолоджи (Фосан) Лимитед Ко.", Haolang Technology (Foshan) Limited Co. Адрес: Xinyuan 2nd Road, Jili Industry Park, Nan Zhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай)



0 46 01234 56789 3

Маркировка потребительской, групповой и транспортной упаковок представлена на примере варианта исполнения изделия:

Набор для установки катетера венозного центрального периферически вводимого Cenva PICC-1 1,9F (0,6 мм) × 40 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный со стилетом 1,9F (0,6 мм) × 40 см – 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст – 1 шт.
3. Интродьюсер расщепляемый с иглой 22G – 1 шт.
4. Лента измерительная – 1 шт.
5. Коннектор безыгольный – 1 шт.
6. Шприц инъекционный 10 мл – 1 шт.
7. Жгут венозный – 1 шт.
8. Подушечка клейкая – до 6 шт.
9. Инструкция по применению – 1 шт.

Маркировка потребительской упаковки:

Стикер на английском языке:

Open here

BY MEDEREN

Cenvea **PICC**

PICC KIT SINGLE LUMEN 1,9F 40 cm

1. PICC with stylet 1,9F (0,6mm) 40 cm 1 pc.
2. Tuohy Borst adapter 1 pc.
3. Peelable introducer with needle 22G 1 pc.
4. Measuring tape 1 pc.
5. Needleless connector 1 pc.
6. Syringe Luer Lock 10 ml 1 pc.
7. Tourniquet 1 pc.
8. Adhesive pad up to 6 pc.
9. Instruction for use 1 pc.

MVCP1-1.9F40	MFD-date	LOT-number
PATIENT CHARGE		
MVCP1-1.9F40	MFD-date	LOT-number
PATIENT CHART		
MVCP1-1.9F40	MFD-date	LOT-number
INVENTORY CONTROL		

STERILE EO
NON-TOXIC



MEDEREN

Стикер на русском языке:

Набор для установки катетера венозного
центрального периферически вводимого Cenvea
PICC -1 1,9F (0,6 мм) 40 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый
одноканальный со стилетом 1,9F (0,6 мм) 40см 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст 1 шт.
3. Интродьюсер расщепляемый с иглой 22G "Н" 1 шт.
4. Лента измерительная 1 шт.
5. Коннектор безыгольный 1 шт.
6. Шприц инъекционный 10 мл 1 шт.
7. Жгут венозный 1 шт.
8. Подушечка клейкая до 6 шт.
9. Инструкция по применению 1 шт.

REF MVCP1-1.9F40

MFD-date

LOT LOT-number

EXP-date

РУ: № РЗН YYYY/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ
Количество наборов в упаковке: 1 шт.



Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502,
Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская
волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Завод-изготовитель: "Хаоланг Технолоджи (Фошан) Лимитед
Ко.", Haolang Technology (Foshan) Limited Co. Адрес: Xinyuan
2nd Road, Jili Industry Park, Nanzhuang Town, Chancheng
District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай)



14673760750596

Стикер на английском языке:



Стикер на русском языке:

Набор для установки катетера венозного
центрального периферически вводимого Cenvae
PICC -1 1,9F (0,6 мм) 40 см, в составе:

1. Катетер венозный центральный периферически вводимый
одноканальный со стилетом 1,9F (0,6 мм) 40см 1 шт.
2. Адаптер Туохи Борст 1 шт.
3. Интродьюсер расщепляемый с иглой 22G "Н" 1 шт.
4. Лента измерительная 1 шт.
5. Коннектор безыгольный 1 шт.
6. Шприц инъекционный 10 мл 1 шт.
7. Жгут венозный 1 шт.
8. Подушечка клейкая до 6 шт.
9. Инструкция по применению 1 шт.

REF MVCP1-1.9F40

MFD-date

LOT LOT-number

EXP-date

РУ: № РЗН YYYY/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ
Количество наборов в упаковке: 5 шт.



Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502,
Псковская обл, Псковский р-н, с.п. Тямшанская
волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120.
Завод-изготовитель: "Хаоланг Технолоджи (Фошан) Лимитед
Ко.", Haolang Technology (Foshan) Limited Co. Адрес: Xinyuan
2nd Road, Jili Industry Park, Nanzhuang Town, Chancheng
District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай)



14673760750596

Маркировка транспортной упаковки:

BY MEDEREN®
Cenvea PICC

PICC KIT SINGLE LUMEN 1,9F 40 cm

RUS Набор для установки катетера венозного центрального
периферически вводимого Cenvea PICC -1 1,9F (0,6 мм) 40 см,
в составе:

- | | |
|---|----------|
| 1. Катетер венозный центральный периферически вводимый одноканальный со стилетом 1,9F (0,6 мм) 40см | 1 шт. |
| 2. Адаптер Туоки Борст | 1 шт. |
| 3. Интродьюсер расщепляемый с илой 22G "H" | 1 шт. |
| 4. Лента измерительная | 1 шт. |
| 5. Конектор безыгольный | 1 шт. |
| 6. Шприц инъекционный 10 мл | 1 шт. |
| 7. Жгут венозный | 1 шт. |
| 8. Подушечка клейкая | до 6 шт. |
| 9. Инструкция по применению | 1 шт. |



STERILE EO
NON-TOXIC



Производитель: "ООО Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский
р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18,
офис 120. Завод-изготовитель: "Хаоланг Технолджы (Фошан) Лимитед Ко.",
Haolang Technology (Foshan) Limited Co. Адрес: Xinyuan 2nd Road, Jili Industry Park,
Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай).

Qty
Кол-во: **10** pcs
шт.

REF

MVCP1-1.9F40

LOT

XXXXXX YYYYY.MM YYYYY.MM

NW: XXX kg GW: XXX kg

MEAS: XXX×XXX×XXX mm

РУ: № РЗН 20XX/XXXX от ДД.ММ.ГГГ



24673760750593



(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD(37)QQ

Прошито и пронумеровано

43 (сорок три)

ЛИСТОВ

Генеральный директор

Степанов А.Б.

