



ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН №8610
ПАО СБЕРБАНК г. Казань
р/с 40702810562020100807
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
ИНН 1654042272/КПП 165501001
ОКПО 54433103/ОГРН 1021602853513

ООО «РОКАДА-ДЕНТ»
420107 г. Казань, ул. Петербургская, 26
тел.: +7(843)570-68-80, 570-68-82
e-mail: mail@rocadamed.ru
www.rocadamed.ru

№ _____ от _____
на № _____ от _____

Согласовано

ООО «Рокада-Дент»

Организация
420107, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань,
ул. Петербургская, д.26
Адрес

Генеральный директор
Должность

Максимов А.А.

Фамилия, Имя

«28» октября 2024 года

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

Набор инструментов эндодонтических машинных Denco™, в вариантах исполнения

2024



Рис. 1. Набор инструментов эндодонтических машинных из нержавеющей стали Denco™ в составе: U файлы, размер 050, длина 33 мм - 6 шт



Рис. 2. Набор инструментов эндодонтических машинных из нержавеющей стали DENCO™ в составе: U файлы, размер 050, длина 33 мм - 6 шт




Рис. 3. У файлы, размер 050, длина 33 мм




Рис. 4. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе: U файлы, размер 050, длина 33 мм - 6 шт



Рис. 5. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе: U файлы, размер 050, длина 33 мм - 6 шт




Рис. 6. U-файлы, размер 050, длина 33 мм



Рис. 7. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе: U файлы, размер 015, длина 33 мм - 1 шт.; U файлы, размер 020, длина 33 мм - 1 шт.; U файлы, размер 025, длина 33 мм - 1 шт.; U файлы, размер 030, длина 33 мм - 1 шт.; U файлы, размер 035, длина 33 мм - 1 шт.; U файлы, размер 040, длина 33 мм - 1 шт



Рис. 8. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе: U файлы, размер 015, длина 33 мм - 1 шт.; U файлы, размер 020, длина 33 мм - 1 шт.; U файлы, размер 025, длина 33 мм - 1 шт.; U файлы, размер 030, длина 33 мм - 1 шт.; U файлы, размер 035, длина 33 мм - 1 шт.; U файлы, размер 040, длина 33 мм - 1 шт




Рис. 9. У файлы, размер 015, длина 33 мм - 1 шт.; У файлы, размер 020, длина 33 мм - 1 шт.; У файлы, размер 025, длина 33 мм - 1 шт.; У файлы, размер 030, длина 33 мм - 1 шт.; У файлы, размер 035, длина 33 мм - 1 шт.; У файлы, размер 040, длина 33 мм - 1 шт



LOT D-P108242

Use by 2029-08

CE 0197

SHENZHEN DENCO MEDICAL CO., LTD
Address: Room 310B, Block 6, Tian'an Cloud Park, Bantian street,
Longgang District, Shenzhen, 518129, Guangdong, P.R. China
Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&501, Block 5, Rantuo
6 Road No. 6, Shuibao Street, Huzhang District, Huzhou, 318000
Guangdong P.R. China
www.dencoendo.com



Sheng Jiao GmbH
Hendrikshweg 83
40549 Düsseldorf
Germany

Made in China

DENTAL ROOT CANAL INSTRUMENTS

SUPER FILES

(Nickel Titanium)

Length: 21mm

Size: S2

6pcs/pack

Recommended Torque/Speed

2.5N.cm

150-300r/min

Рис. 10. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава DENCO™ в составе:

- Супер файлы, размер S2, длина 21 мм - 6 шт.;
- счетчик использования файлов – 6 шт.



Рис. 11. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе:
- Супер файлы, размер S2, длина 21 мм - 6 шт.;
- счетчик использования файлов – 6 шт.




Рис. 12. Супер файлы, размер S2, длина 21 мм; - счетчик использования файлов.




Рис. 13. Счетчик использования файлов.



Рис. 14. Супер файлы, размер S2, длина 21 мм



For Dental
Use Only



LOT D-P108242 Use by 2029-08



SHENZHEN DENCO MEDICAL CO., LTD
Address: Room 3108, Block 6, Tian'an Cloud Park, Bantian street,
Longgang District, Shenzhen, 518129, Guangdong, P.R. China
Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&801, Block 5, Renluo
8 Road No. 6, Shukou Street, Hucheng District, Meizhou, 516000
Guangdong P.R. China
www.dencoendo.com



Share-Info GmbH
Heerdtelichweg 53,
40549 Düsseldorf,
Germany

Made in China

DENTAL ROOT CANAL INSTRUMENTS

SUPER FILES II

(Nickel Titanium)

Length: 25mm

Size: X4

6pcs/pack

Recommended Torque/Speed

2.5 N.cm

150-300r/min

Рис. 15. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава DENCO™ в составе:

- Супер файлы II размер X4, длина 25 мм - 6 шт;
- счетчик использования файлов - 6 шт




Рис. 16. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе:
- Супер файлы II размер X4, длина 25 мм - 6 шт;
- счетчик использования файлов - 6 шт




Рис. 17. Супер файлы II, размер Х4, длина 25 мм



For Dental
Use Only



LOT D-P108242 Use by 2029-08



Share Info GmbH
Heerdterlohweg 83
40549 Düsseldorf
Germany



SHENZHEN DENCO MEDICAL CO., LTD

Address: Room 3108, Block 6, Tian'an Cloud Park, Bantian street,
Longgang District, Shenzhen, 518129, Guangdong P.R. China
Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&401, Block 6, Renhua
6 Road No. 6, Shuibai Street, Huchang District, Huzhou, 316000
Guangdong P.R. China
www.dencoendo.com

Made in China

DENTAL ROOT CANAL INSTRUMENTS

SUPER FILES III

(NITI Heat Activation)

Length: 19mm

Size: SX

6pcs/pack

Recommended Torque/Speed

2.0~2.5N.cm

150-300r/min

Рис. 18. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) DENCO™ в составе:

- Супер файлы III, размер SX, длина 19 мм - 6 шт.;
- счетчик использования файлов – 6 шт.;



Рис. 19. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе:
 - Супер файлы SX, размер SX, длина 19 мм - 6 шт.;
 - счетчик использования файлов – 6 шт.;




Рис. 20. Супер файлы III, размер SX, длина 19 мм



Рис. 21. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе: - D-Супер файлы, размер SX, длина 19 мм - 1 шт.; - D-Супер файлы, размер S1, длина 21 мм - 1 шт.; - D-Супер файлы, размер S2, длина 21 мм - 1 шт.; - D-Супер файлы, размер F1, длина 21 мм - 1 шт.; - D-Супер файлы, размер F2, длина 21 мм - 1 шт.; - D-Супер файлы, размер F3, длина 21 мм - 1 шт.; - счетчик использования файлов - 6 шт.




Рис. 22. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе: - D-Супер файлы, размер SX, длина 19 мм - 1 шт.; - D-Супер файлы, размер S1, длина 21 мм - 1 шт.; - D-Супер файлы, размер S2, длина 21 мм - 1 шт.; - D-Супер файлы, размер F1, длина 21 мм - 1 шт.; - D-Супер файлы, размер F2, длина 21 мм - 1 шт.; - D-Супер файлы, размер F3, длина 21 мм - 1 шт.; - счетчик использования файлов - 6 шт.




Рис. 23. D-Супер файлы, размер F3, длина 21 мм




Рис. 24. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава DENCO™ в составе:
- W-файлы, размер большой (large) 40/08, длина 31 мм - 3 шт;
- счетчик использования файлов - 3 шт.



Рис. 25. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе:
- W-файлы, размер большой (large) 40/08, длина 31 мм - 3 шт;
- счетчик использования файлов – 3 шт.




Рис. 26. W-файлы, размер большой (large) 40/08, длина 31 мм.



Рис. 27. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) DENCO™ в составе:
- Roll Wave файлы, размер средний (medium) 35/6%, длина 25 мм - 4 шт;
- счетчик использования файлов - 4 шт.




Рис. 28. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе:

- Roll Wave файлы, размер средний (medium) 35/6%, длина 25 мм - 4 шт;
- счетчик использования файлов – 4 шт.





Рис. 29. Roll Wave файлы, размер средний (medium) 35/6%, длина 25 мм.



LOT D-P108242 Use by 2029-08



ISO 13485

Shaoxing Info GmbH
Heerdterichweg 83
40549 Düsseldorf
Germany



SHENZHEN DENCO MEDICAL CO., LTD
Address: Room 3108, Block 6, Tian'an Cloud Park, Bantian street,
Longgang District, Shenzhen 518129, Guangdong, P.R. China
Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&401, Block 5, Ren'uo
6 Road No. 8, Shu'ao Street, Hucheng District, Huizhou 516002
Guangdong, P.R. China
www.dencoendo.com

Made in China

DENTAL ROOT CANAL INSTRUMENTS

ONLY ONE FILE

(Nickel Titanium)

Length: 31mm

Size: R25 R40 R50

6pcs/pack

Recommended Speed

F: 30° R: 150°

150-300r/min


Рис. 30. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе: - Only One файлы, размер R25, длина 31 мм - 2 шт.; Only One файлы, размер R40, длина 31 мм - 2 шт.; Only One файлы, размер R50, длина 31 мм - 2 шт.; - счетчик использования файлов – 6 шт.




Рис. 31. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе: - Only One файлы, размер R25, длина 31 мм - 2 шт.; Only One файлы, размер R40, длина 31 мм - 2 шт.; Only One файлы, размер R50, длина 31 мм - 2 шт.; - счетчик использования файлов – 6 шт.




Рис. 32. Only One файлы, размер R50, длина 31 мм



For Dental
Use Only



LOT D-P108242 Use by 2029-08



Share info GmbH
Heerdter Ichweg 63
40549 Dusseldorf
Germany



SHENZHEN DENCO MEDICAL CO., LTD
Address: Room 3108, Block 5, Tian'an Cloud Park, Bantian street,
Longgang District, Shenzhen, 518129, Guangdong, P.R. China
Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&401, Block 5, Renlao
E Road No. 6, Shukou Street, Huicheng District, Huizhou, 516000
Guangdong P.R. China
www.dencoendo.com

Made in China

DENTAL ROOT CANAL INSTRUMENTS

ONLY ONE FILE

(NITI Heat Activation)

Length: 31mm

Size: R25 R40 R50

6pcs/pack

Recommended Speed

F: 30° R: 150°

150-300r/min

Рис. 33. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе: - Only One Blue файлы, размер R25, длина 31 мм - 2 шт.; Only One Blue файлы, размер R40, длина 31 мм - 2 шт.; Only One Blue файлы, размер R50, длина 31 мм - 2 шт.; счетчик использования файлов - 6 шт.




Рис. 34. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе: - Only One Blue файлы, размер R25, длина 31 мм - 2 шт.; Only One Blue файлы, размер R40, длина 31 мм - 2 шт.; Only One Blue файлы, размер R50, длина 31 мм - 2 шт.; счетчик использования файлов – 6 шт.






Рис. 35. Only One Blue файлы, размер R50, длина 31 мм



For Dental
Use Only



LOT D-P108242 Use by 2029-08



Share info GmbH
Heerdter lohweg 83
40549 Düsseldorf
Germany



SHENZHEN DENCO MEDICAL CO., LTD

Address: Room 3108, Block 6, Tian'an Cloud Park, Baohian street,
Longgang District, Shenzhen, 518129, Guangdong, P.R. China

Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&301, Block 5, Renluo
6 Road No. 6, Shukou Street, Huicheng District, Huizhou, 516000

Guangdong P.R. China

www.dencoendo.com

Made in China

DENTAL ROOT CANAL INSTRUMENTS

ONLY ONE FILE

(NiTi Heat Activation)

Length: 31mm

Size: R25 R40 R50

6pcs/pack

Recommended Speed

F: 30° R: 150°

150-300r/min

Рис. 36. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) DENCO™ в составе: - Only One Gold файлы, размер R25, длина 31 мм - 2 шт.; Only One Gold файлы, размер R40, длина 31 мм - 2 шт.; Only One Gold файлы, размер R50, длина 31 мм - 2 шт.; счетчик использования файлов - 6 шт.



Рис. 37. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе: - Only One Gold файлы, размер R25, длина 31 мм - 2 шт.; Only One Gold файлы, размер R40, длина 31 мм - 2 шт.; Only One Gold файлы, размер R50, длина 31 мм - 2 шт.; счетчик использования файлов – 6 шт.






Рис. 38. Only One Gold файлы, размер R50, длина 31 мм




For Dental
Use Only



LOT D-P108242



Use by 2029-08



Share Info GmbH
Heerdter lohweg 83,
40549 Düsseldorf,
Germany



SHENZHEN DENCO MEDICAL CO., LTD

Address: Room 3106, Block 6, Tian'an Cloud Park, Bantian street,
Longgang District, Shenzhen, 518129, Guangdong, P.R.China
Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&801, Block 5, Renlun
6 Road No. 6, Shukou Street, Huichang District, Huizhou, 516000
Guangdong P.R.China
www.dencoendo.com

Made in China

DENTAL ROOT CANAL INSTRUMENTS

PRO-FLEXI FILES

(NITI Heat Activation)

Length: 19mm

Size: 01/09

6pcs/pack

Recommended Torque/Speed



2.0~2.5N.cm



150-300r/min

Рис. 39. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе: - Pro-Flexi файлы, размер 01/09, длина 19 мм - 6 шт.; - счетчик использования файлов - 6 шт.




Рис. 40. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе: - Pro-Flexi файлы, размер 01/09, длина 19 мм - 6 шт.;- счетчик использования файлов – 6 шт.




Рис. 41. Pro-Flexi файлы, размер 01/09, длина 19 мм




For Dental
Use Only



LOT D-P108242



Use by 2029-08



Share Info GmbH
Heerdter Strasse 83
40548 Düsseldorf
Germany



SHENZHEN Denco MEDICAL CO., LTD
Address: Room 3108, Block 6, Tian'an Cloud Park, Bantian street,
Longgang District, Shenzhen, 518129, Guangdong, P.R. China
Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&501, Block 5, Renhua
6 Road No. 6, Shuihou Street, Huichang District, Huizhou, 516000
Guangdong P.R. China
www.dencomedical.com

Made in China

DENTAL ROOT CANAL INSTRUMENTS

PA-FILES

(Nickel Titanium)

Length: 31mm

Size: 013 016 019

6pcs/pack

Recommended Torque/Speed

1.5N.cm

150-300r/min

Рис. 42. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе: - ПА-файлы, размер 013, длина 21 мм - 2 шт.; - ПА-файлы, размер 016, длина 21 мм - 2 шт.; - ПА-файлы, размер 019, длина 21 мм - 2 шт.; - счетчик использования файлов – 6 шт.




Рис. 43. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе: - РА-файлы, размер 013, длина 21 мм - 2 шт.; - РА-файлы, размер 016, длина 21 мм - 2 шт.; - РА-файлы, размер 019, длина 21 мм - 2 шт.; - счетчик использования файлов – 6 шт.





Рис. 44. РА-файлы, размер 019, длина 31 мм




For Dental
Use Only



LOT D-P108242



Use by 2029-08



Share info GmbH
Heerdter lohweg 53,
40549 Düsseldorf
Germany



SHENZHEN DENCO MEDICAL CO., LTD

Address: Room 3106, Block 6, Tian'an Cloud Park, Bantian street,
Longgang District, Shenzhen, 518129, Guangdong P.R.China
Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&401, Block 5, Rensuo
6 Road No. 6, Shuikou Street, Huichang District, Huizhou, 516000
Guangdong P.R.China
www.dencoendo.com

Made in China

DENTAL ROOT CANAL INSTRUMENTS

DK-FILES

(Nickel Titanium)

Length: 21mm

Size: #15 taper 04

6pcs/pack

Recommended Torque/Speed

1.5N.cm

150-300r/min

Рис. 45. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава DENCO™ в составе: - DK-файлы, размер 015, конусность 04, длина 21 мм - 6 шт.; - счетчик использования файлов - 6 шт.



Рис. 46. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава Denco™ в составе: - DK-файлы, размер 015, конусность 04, длина 21 мм - 6 шт.; - счетчик использования файлов – 6 шт.






Рис. 47. DK-файлы, размер 015, конусность 04, длина 21 мм




For Dental
Use Only



LOT D-P108242



Use by 2029-08



Share Info GmbH
Heerdter Lothweg 83
40548 Düsseldorf
Germany



SHENZHEN DENCO MEDICAL CO., LTD

Address: Room 3106, Block 6, Tian'an Cloud Park, Bantian street,
Longgang District, Shenzhen, 518129, Guangdong, P.R. China

Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&501, Block 5, Rensuo

6 Road No. 6, Shuibou Street, Huchang District, Huizhou, 516000

Guangdong P.R. China

www.dencoendo.com

Made in China

DENTAL ROOT CANAL INSTRUMENTS

PRO-PATH

(NITI Heat Activation)

Length: 31mm

Size: 016

6pcs/pack

Recommended Torque/Speed

2.0~3.0N.cm

150-300r/min

Рис. 48. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе: - Pro-path файлы, размер 016, длина 31 мм - 6 шт.; - счетчик использования файлов - 6 шт.



Рис. 49. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе: - Pro-path файлы, размер 016, длина 31 мм - 6 шт.; - счетчик использования файлов – 6 шт.






Рис. 50. Pro-path файлы, размер 016, длина 31 мм




For Dental
Use Only



LOT D-P108242



Use by 2029-08



Share info GmbH
Heerdter Loheweg 83
40549 Düsseldorf,
Germany



SHENZHEN DENCO MEDICAL CO., LTD

Address: Room 3108, Block 6, Tian'an Cloud Park, Bantian street,
Longgang District, Shenzhen, 518129, Guangdong, P.R. China
Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&501, Block 5, Renius
6 Road No. 6, Shukou Street, Huichang District, Huzhou, 316000
Guangdong P.R. China
www.dencoendo.com

Made in China

DENTAL ROOT CANAL INSTRUMENTS

PRIMARY FILES

(NITI Heat Activation)

Length: 17mm 19mm

Size: 25/04 25/06 30/04 40/04

4pcs/pack

Recommended Torque/Speed

2.0N.cm

150-300r/min

Рис. 51. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) DENCO™ в составе: - Primary файлы, размер 25/04, длина 17 мм - 1 шт.; - Primary файлы, размер 25/06, длина 17 мм - 1 шт.; - Primary файлы, размер 30/04, длина 17 мм - 1 шт.; - Primary файлы, размер 40/04, длина 19 мм - 1 шт.; - счетчик использования файлов - 4 шт.




Рис. 52. Набор инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава (тепловая активация) Denco™ в составе: - Primary файлы, размер 25/04, длина 17 мм - 1 шт.; - Primary файлы, размер 25/06, длина 17 мм - 1 шт.; - Primary файлы, размер 30/04, длина 17 мм - 1 шт.; - Primary файлы, размер 40/04, длина 19 мм - 1 шт.; - счетчик использования файлов - 4 шт.




Рис. 53. Primary файлы, размер 40/04, длина 19 мм



Рис. 54. Набор инструментов эндодонтических машинных из нержавеющей стали Denco™ в составе: каналорасширители Gates Drills, размер #1, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Gates Drills, размер #2, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Gates Drills, размер #3, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Gates Drills, размер #4, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Gates Drills, размер #5, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Gates Drills, размер #6, длина 28 мм - 1 шт.



Рис. 55. Набор инструментов эндодонтических машинных из нержавеющей стали DENCO™ в составе: каналорасширители Gates Drills, размер #1, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Gates Drills, размер #2, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Gates Drills, размер #3, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Gates Drills, размер #4, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Gates Drills, размер #5, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Gates Drills, размер #6, длина 28 мм - 1 шт.




Рис. 56. Каналорасширители Gates Drills, размер #3, длина 28 мм



Рис. 57. Набор инструментов эндодонтических машинных из нержавеющей стали Denco™ в составе: каналорасширители Peeso Reamers, размер #1, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Peeso Reamers, размер #2, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Peeso Reamers, размер #3, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Peeso Reamers, размер #4, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Peeso Reamers, размер #5, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Peeso Reamers, размер #6, длина 28 мм - 1 шт.



Рис. 58. Набор инструментов эндодонтических машинных из нержавеющей стали Denco™ в составе: каналорасширители Peeso Reamers, размер #1, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Peeso Reamers, размер #2, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Peeso Reamers, размер #3, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Peeso Reamers, размер #4, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Peeso Reamers, размер #5, длина 28 мм - 1 шт.; каналорасширители Peeso Reamers, размер #6, длина 28 мм - 1 шт.




Рис. 59. Каналорасширители Peeso Reamers, размер #3, длина 28 мм - 1 шт.;

Набор инструментов эндодонтических машинных из нержавеющей стали I ISO™ в составе:

- U файлы, размер 015, длина 33 мм - 6 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Производитель: «Шэньчжэнь Денко Медикал Ко., Лтд», KHP (Shenzhen Denco Medical Co., Ltd), Room 3108, Block 6, Tian'an Cloud Park, Bantian street, Longgang District, Shenzhen, 518129 Guangdong, P.R. China

Условия хранения: Температура от -10°C до +55°C. Относительная влажность от 10% до 95%. Атмосферное давление от 700 до 1060 гПа.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Рокада-Дент», 420107, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Петербургская, д.26, тел. +7 (843) 570 68 80.

РУ № XXXXX от XX.XX.XXXX

Дата изготовления: XXXX-XX

ISO 3630-1

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.



Рис. 60. Макет русскоязычной маркировки на примере набора инструментов эндодонтических машинных из нержавеющей стали Denco™, U файлы, размер 015, длина 33 мм - 6 шт. Аналогичный формат этикетки применим для всех вариантов исполнения.




Рис. 61. Макет русскоязычной маркировки на примере набора инструментов эндодонтических машинных из нержавеющей стали Denco™, U-файлы, размер 050, длина 33 мм - 6 шт. Аналогичное нанесение применимо для всех вариантов исполнения U-файлов из нержавеющей стали и никель-титанового сплава, каналорасширителей из нержавеющей стали Gate Drills, каналорасширителей из нержавеющей стали Peeso Reamers.



Рис. 62. Место нанесения локального стикера на русском языке на упаковке медицинского изделия. На примере набора инструментов эндодонтических машинных из никель-титанового сплава DENCOTM, Супер файлы III, размер SX, длина 19 мм - 6 шт. Аналогичное нанесение применимо для всех вариантов исполнения Супер файлов из никель-титанового сплава, Супер файлов II из никель-титанового сплава, Супер файлов III из никель-титанового сплава, D-Супер файлов из никель-титанового сплава, W-файлов из никель-титанового сплава, Roll Wave файлов из никель-титанового сплава, Only One файлов из никель-титанового сплава, Only One Blue файлов из никель-титанового сплава, Only One Gold файлов из никель-титанового сплава, Pro-Flexi файлов из никель-титанового сплава, PA-файлов из никель-титанового сплава, DK-файлов из никель-титанового сплава, Pro-path файлов из никель-титанового сплава, Primary файлов из никель-титанового сплава.



Рис. 63. Картонная коробка для U-файлов из нержавеющей стали; U-файлов из никель-титанового сплава; Каналорасширителей из нержавеющей стали Gates Drills; Каналорасширителей из нержавеющей стали Peeso Reamers. На коробку наносится стикер с указанием даты изготовления медицинского изделия.




Рис. 64. Макет картонной коробки для U-файлов из нержавеющей стали; U-файлов из никель-титанового сплава; Каналорасширителей из нержавеющей стали Gates Drills; Каналорасширителей из нержавеющей стали Peeso Reamers. На коробку наносится стикер с указанием даты изготовления медицинского изделия (см. рисунок 63).



Рис. 65. Картонная коробка для Супер файлов из никель-титанового сплава; Супер файлов II из никель-титанового сплава; Супер файлов III из никель-титанового сплава; D-Супер файлов из никель-титанового сплава; W-файлов из никель-титанового сплава; Roll Wave файлов из никель-титанового сплава; Only One файлов из никель-титанового сплава; Only One Blue файлов из никель-титанового сплава; Only One Gold файлов из никель-титанового сплава; Pro-Flexi файлов из никель-титанового сплава; PA-файлов из никель-титанового сплава; DK-файлов из никель-титанового сплава; Pro-path файлов из никель-титанового сплава; Primary файлов из никель-титанового сплава; на коробку наносится стикер с указанием даты изготовления медицинского изделия.




Рис. 66. Макет картонной коробки для Супер файлов из никель-титанового сплава; Супер файлов II из никель-титанового сплава; Супер файлов III из никель-титанового сплава; D-Супер файлов из никель-титанового сплава; W-файлов из никель-титанового сплава; Roll Wave файлов из никель-титанового сплава; Only One файлов из никель-титанового сплава; Only One Blue файлов из никель-титанового сплава; Only One Gold файлов из никель-титанового сплава; Pro-Flexi файлов из никель-титанового сплава; PA-файлов из никель-титанового сплава; DK-файлов из никель-титанового сплава; Pro-path файлов из никель-титанового сплава; Primary файлов из никель-титанового сплава. На коробку наносится стикер с указанием даты изготовления медицинского изделия (см. рисунок 65).




Рис. 67. Внешний короб

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

68 (шестьдесят восемь) листов
цифрами прописью

Подпись

Менделеев

« 13 » ноября 20 24 г.

