

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Медицинские Оптические Технологии»

Генеральный директор

Исаев М.П.



Фотографии


МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Установка лазерная для хирургии и косметологии УЛХК-02

Оглавление

Установка лазерная для хирургии и косметологии УЛХК-02 Исполнение 1	3
Установка лазерная для хирургии и косметологии УЛХК-02 Исполнение 2..	4
Знак идентификации на задней стенке аппарата.....	5
Расположение предупреждающих знаков лазерной опасности	6
Стойка держателя световода	8
Педаль	9
Очки защитные	10
Ключ включения	11
Световод для лазерной хирургии и косметологии СЛХК 1.2-1.....	12
Световод для лазерной хирургии и косметологии СЛХК 1.2-2.....	13
Маркировка упаковки световода СЛХК.....	14
Макет маркировки упаковки сопроводительной документации	15
Упаковка. Транспортный ящик	16

Фотография. Установка лазерная для хирургии и косметологии УЛХК-02,
Исполнение 1, Triple-20.




Фотография. Установка лазерная для хирургии и косметологии УЛХК-02,
Исполнение 2, Triple-X.



Знак идентификации на задней стенке аппарата

Установка лазерная для хирургии
и косметологии УЛХК-02, Исполнение 1,
Triple-20, ТУ 9444-002-40223329-2017
ООО «МедОптоТех»
119049, г. Москва, Ленинский просп., 4
стр.1А, эт.2, пом.1, оф.13

SN  

Рабочее напряжение: 220 В, 50 Гц, 20А
Максимальная мощность: 4000 ВА **IP 2X**
Класс I, тип ВF
Вкл/Выкл 15/20 мин
Масса 85 кг
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА IV
Длина волны 755 нм, Pmax = 60 Вт
Emax = 20 Дж, Fmax = 3 Гц
Импульсно-периодический режим
Сделано в России




Установка УЛХК-02
Исполнение 1, Triple-20

Установка лазерная для хирургии
и косметологии УЛХК-02, Исполнение 2,
Triple-X, ТУ 9444-002-40223329-2017
ООО «МедОптоТех»
119049, г. Москва, Ленинский просп., 4
стр.1А, эт.2, пом.1, оф.13


SN  

Рабочее напряжение: 220 В, 50 Гц, 20А
Максимальная мощность: 4000 ВА **IP 2X**
Класс I, тип ВF
Вкл/Выкл 15/20 мин
Масса 95 кг
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА IV
Длина волны 755 нм, Pmax = 80 Вт
Emax = 45 Дж, Fmax = 3 Гц
Импульсно-периодический режим
Сделано в России




Установка УЛХК-02
Исполнение 2, Triple-X

Фотографии. Расположение предупреждающих знаков лазерной опасности Исполнение 1, Triple-20.




1 - Знаки лазерной опасности и обозначение «Класс 4», 2 - Табличка «Лазерная апертура» и символ «Вывод излучения через оптическое волокно».

Фотографии. Расположение предупреждающих знаков лазерной опасности
Исполнение 2, Triple-X.



1- Знаки лазерной опасности и обозначение «Класс 4», 2 - Табличка «Лазерная апертура» и символ «Вывод излучения через оптическое волокно».

Фотография. Стойка держателя световода.



Фотография. Педаль.



Маркировка педали

REF МДОТ 941613.300 **IPX7**

SN 23288  **04/2023**



ООО «МедОпТоТех»
119049, Москва, Ленинский пр., 4, стр.1А
Тел.: +7 (925) 748-9568
E-mail: medoptotec@yandex.ru



Фотография. Очки защитные для Александритового лазера.




Маркировка чехла очков для Александритового лазера.




Фотография. Ключ включения.



Фотография. Световод для лазерной хирургии и косметологии СЛХК 1.2-1




Фотография. Световод для лазерной хирургии и косметологии СЛХК 1.2-2



Фотография. Маркировка упаковки световода для лазерной хирургии
и косметологии СЛХК



Световод для лазерной хирургии и косметологии СЛХК ТУ 9398-001-40223329-2010 РУ № ФСР 2011/11332				
	Изготовитель: ООО «МедОптоТех» 119049, Москва, Ленинский пр., 4, стр.1А эт.2, пом.1, оф.13 Тел.: +7 (925) 748-9568 E-mail: medoptotec@yandex.ru			
	2022-12			
	Голен до: 2024-12			
Количество 1				
REF	СЛХК-1.2-1			
LOT	22502704			

Макет маркировки упаковки сопроводительной документации

Наименование изделия	«Установка лазерная для хирургии и косметологии УЛХК-02» по ТУ 9444-002-40223329-2017 РУ № РЗН 2018/7872 от 10.12.2018 г.
Артикул изделия	УЛХК-02, Исполнение 2, Triple-X
Дата изготовления и упаковывания	04.02.2024 г.
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок службы	10 лет
ООО «МедОптоТех» 119049, г. Москва, Ленинский просп., д.4, стр.1А, эт.2, пом.І, оф.13 Тел: +7-925-748-9568 medoptotec@yandex.ru	

Фотография. Упаковка. Транспортный ящик



Макет маркировки транспортной упаковки

Температура t°C = +5...+40 Влажность не более 80% (при 25°C) РУ № РЗН 2018/7872 от 10.12.2018 г. ООО «МедОптоТех» Юр. адрес: 119049, г. Москва, Ленинский просп., д.4, стр.1А, эт.2, пом.1, оф.13. Адрес производства: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, офис 334. Тел: +7-925-748-9568 medoptotec@yandex.ru			
Наименование заказчика	№ заказа	Число мест	№ места
Адрес доставки	1197	1	1
Наименование изделия	Штрих-код		ОТК
«Установка лазерная для хирургии и косметологии УЛХК-02» по ТУ 9444-002-40223329-2017 УЛХК-02, Исполнение 2, Triple-X			
Примечание:			

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16
листов

Генеральный директор _____

