

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В. Ю. Борисов

2021 г.

МАКЕТ ЭТИКЕТОК

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

**Тест-система иммуноферментная для
количественного определения
свободного трийодтиронина
в сыворотке (плазме) крови человека
ИФА-Трийодтиронин-свободный**

Набор рассчитан на исследование 48 образцов
в дубликатах, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 планшет
Калибровочные пробы (КП1-6)	6 фл. (по 0,75 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (0,75 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
РИ	1 фл. (14 мл)
ОР(x26)	1 фл. (22 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (15 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

Для профессионального применения

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный

ТУ 21.20.23-311-70423725-2021
РУ №

Серия ** Каталожный № 60.06
Контрольный № ***

Дата изготовления: **** ** **

Годен до: **** ** **



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
Иммуносорбент

с. **
Годен до: **** **



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
ОР(x26)

с. **
Годен до: **** ** 22 мл



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
Стоп-реагент

с. **
Годен до: **** ** 15 мл



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
К+
инактивированный
с. ** 0,75 мл



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
Конъюгат

с. **
Годен до: **** ** 14 мл



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
РИ

с. **
Годен до: **** ** 14 мл



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
КП1 0 пмоль/л

с. **
Годен до: **** ** 0,75 мл



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
КП3 5,0 пмоль/л

с. **
Годен до: **** ** 0,75 мл



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
КП5 20 пмоль/л

с. **
Годен до: **** ** 0,75 мл



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
КП2 2,5 пмоль/л

с. **
Годен до: **** ** 0,75 мл



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
КП4 10 пмоль/л

с. **
Годен до: **** ** 0,75 мл



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трийодтиронин-свободный
КП6 40 пмоль/л

с. **
Годен до: **** ** 0,75 мл



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО


Начальник ОБТК


А.Д.Осинская

Т.В.Юрина

**Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для количественного определения
свободного трийодтиронина в сыворотке (плазме) крови человека»
"ИФА-Трийодтиронин-свободный"**

Комплект 1 серия 01 от 2021.03.01





Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю. Гашенко Т.Ю.


"10" 12 2021 г.

Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке
(плазме) крови человека» "ИФА-Трийодтиронин-свободный"

Серия 05 от 2022.04.07



Фото коробки набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке (плазме) крови человека» "ИФА-Трийодтиронин-свободный"





ЗАО "ЭКОлаб"
Для профессионального применения
ИФА-Трийодтиронин-свободный
ТУ 21.20.23-311-70423725-2021


LOT 05

 2022.04.07

REF 60.06

 2023.10.07

Контрольный № 556



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»



Т.Ю. Гашенко

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

3 лист 9

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"16" 04 2022 г.

