


«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Дентсплай Сирона»**



К.Г. Левин



"10" декабря 2024 г.

**ДИРЕКТОР
ПО РЕГИСТРАЦИИ,
СНГ
Хайндрава В.Г.**

**ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/23 ОТ 22.06.2023**

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Аппарат эндодонтический в вариантах исполнения:
X-Smart Pro, X-Smart Pro+**

производства
SIRONA Dental Systems GmbH
(СИРОНА Дентал Системс ГмбХ), Германия

СОДЕРЖАНИЕ

Аппарат эндодонтический в вариантах исполнения: X-Smart Pro, X-Smart Pro+		
I.	Аппарат эндодонтический X-Smart Pro.	3
1.	Эндоаппарат X-Smart Pro	4
2.	Наконечник эндодонтический X-Smart 5:1 AL, в составе:	5
2.1	Угловой наконечник X-Smart 5:1 AL	6
2.2	Рукоятка наконечника Motor Endo	7
2.3	Вращающаяся гильза рукоятки наконечника	8
3.	Батарея аппарата X-Smart Endomotor	9
4.	Блок питания	10
5.	Подставка для наконечника изолированная	11
6.	Изолирующий чехол углового наконечника	12
7.	Педальный радиопереключатель, модель C-NW, производства W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Адрес места производства Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria (Австрия)	13
8.	Масло для чистки и обслуживания TI Spray, объемом 50 мл.	14
9.	Масло для чистки и обслуживания TI Spray, объемом 250 мл. (упаковка 6 шт.)	15
10.	Распылительная насадка	16
11.	Адаптер углового наконечника для атоклавирования	17
II.	Аппарат эндодонтический X-Smart Pro+.	18
1.	Эндоаппарат X-Smart Pro+	19
2.	Наконечник эндодонтический X-Smart 5:1 AL, в составе:	20
2.1	Угловой наконечник X-Smart 5:1 AL	21
2.2	Рукоятка наконечника Motor Endo	22
2.3	Вращающаяся гильза рукоятки наконечника	23
3.	Батарея аппарата X-Smart Endomotor	24
4.	Блок питания	25
5.	Комплект апекс-локатора, в составе:	26
5.1	Клемма файла (включая кабель)	27
5.2	Кабель загубника	28
5.3	Адаптер апекс-локатора	29
5.4	Загубник	30
6.	Подставка для наконечника изолированная	31
7.	Изолирующий чехол углового наконечника	32
8.	Педальный радиопереключатель, модель C-NW, производства W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Адрес места производства Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria (Австрия)	33
9.	Масло для чистки и обслуживания TI Spray, объемом 50 мл.	34
10.	Масло для чистки и обслуживания TI Spray, объемом 250 мл. (упаковка 6 шт.)	35
11.	Распылительная насадка	36
12.	Адаптер углового наконечника для атоклавирования	37
	Инструкция по эксплуатации на бумажном носителе	38
	Фотографическое изображение упаковки Аппарата эндодонтического в вариантах исполнения: X-Smart Pro и X-Smart Pro+	39
	Фотографическое изображение упаковки Педального радиопереключателя	41
	Фотографическое изображение упаковки комплекта апекс-локатора.	42
	Фотографическое изображение упаковки изолирующего чехла углового наконечника	44
	Макет маркировки на русском языке	45

Эндоаппарат X-Smart Pro (1) в сборе с
Наконечником эндодонтическим X-Smart 5:1 AL (2),
Блоком питания (3) и
Подставкой для наконечника
изолированной (4).

Вид спереди

Вид сзади




1. Эндоаппарат X-Smart Pro


Эндоаппарат X-Smart Pro



1- Маркировка на нижней
стороне корпуса
Эндоаппарата X-Smart Pro




2- Маркировка на задней стороне
корпуса Эндоаппарата X-Smart Pro




Наконечник эндодонтическим X-Smart 5:1 AL в собранном виде из
Углового наконечника X-Smart 5:1 AL (1),
Рукоятки наконечника Motor Endo (2),
Вращающейся гильзы рукоятки наконечника (3).










Вид сверху (1),
Вид снизу (2),
Маркировка Батареи (3),
Вид Батареи, расположенной в корпусе
Эндоаппарата X-Smart Pro (4).



Блок питания (1),
Маркировка Блока питания (2).





6. Изолирующий чехол углового наконечника.


Чехол, надетый на Угловой наконечник X-Smart 5:1 AL (1),
Чехол отдельно (2).





7. Педальный радиопереклюатель, модель C-NW, производства W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Адрес места производства Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria (Австрия)




Педальный радиопереклюатель, вид сверху (1),
Педальный радиопереклюатель, вид сбоку с
разъёмом и диодными индикаторами (2),
Зарядный кабель (3).











Адаптер углового
наконечника для
атоклавирования (1),
Адаптер в
индивидуальной
упаковке (2).

Наконечником эндодонтическим X-Smart 5.1 AL (2),
Блоком питания (3),
Подставкой для наконечника изолированной (4),
Комплектом апекс-локатора (5).




1. Эндоаппарат X-Smart Pro+


Эндоаппарат X-Smart Pro+



1- Маркировка на нижней стороне корпуса Эндоаппарата X-Smart Pro+




2- Маркировка на задней стороне корпуса Эндоаппарата X-Smart Pro+



Наконечник эндодонтическим X-Smart 5:1 AL в собранном виде из
Углового наконечника X-Smart 5:1 AL (1),
Рукоятки наконечника Motor Endo (2),
Вращающейся гильзы рукоятки наконечника (3).











Вид сверху (1),
Вид снизу (2),
Маркировка Батарей (3),
Вид Батарей, расположенной в корпусе
Эндоаппарата X-Smart Pro+ (4).




Блок питания (1),
Маркировка Блока питания (2).



Комплект апекс-локатора в собранном виде из
Клемма файла (включая кабель) (1),
Кабель загубника (2),
Адаптер апекс-локатора (3),
Загубник (4).
















7. Изолирующий чехол углового наконечника.


Чехол, надетый на Угловой наконечник X-Smart 5:1 AL (1),
Чехол отдельно (2).




8. Педальный радиопереклюатель, модель C-NW, производства W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Адрес места производства Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria (Австрия)




Педальный радиопереклюатель, вид сверху (1),
Педальный радиопереклюатель, вид сбоку с
разъёмом и диодными индикаторами (2),
Зарядный кабель (3).











Адаптер углового
наконечника для
атоклавирования (1),
Адаптер в
индивидуальной
упаковке (2).

Действует с: 2023-05




X-Smart® Pro+ X-Smart® Pro


Инструкция по эксплуатации

Русский










Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstr. 31
64625 Bensheim - Germany



Ltg. Apex Verteiler Endo TT
Cable ApexLocator Endo TT
Câble ApexLocator Endo TT
Cable ApexLocator Endo TT
Cavo ApexLocator Endo TT

REF 6785625
TYP D3778



E27667856250N

Made in Germany





ет маркировки на русском языке

парат эндодонтический в вариантах исполнения: X-Smart Pro, X-Smart Pro+

парат эндодонтический X-Smart Pro



Аппарат эндодонтический X-Smart Pro

РУ № РЗН 202Х/XXXXХ от ХХ.ХХ.202Х

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации. Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции по эксплуатации.

Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Замоскворечье,
наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2,
помещ. 3Н,
тел.: +7 (495) 725 10 87

аппарат эндодонтический X-Smart Pro+



Аппарат эндодонтический X-Smart Pro+

РУ № РЗН 202Х/XXXXХ от ХХ.ХХ.202Х

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации. Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции по эксплуатации.

Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Замоскворечье,
наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2,
помещ. 3Н,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Макет маркировки на флаконе Масло для чистки и обслуживания T1 Spray, объемом 50 мл на русском языке.

Наименование изделия: **Масло для чистки и обслуживания T1 Spray, объемом 50 мл**

Информация о технике безопасности и использованию по назначению представлена в эксплуатационной документации.

Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в эксплуатационной документации.

Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim, Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Замоскворечье, наб.
Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 46 лист (ов)



К.Г. Левин

ДИРЕКТОР
ПО РЕГИСТРАЦИИ,
СНГ
ХАИНДРАВА В.Г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/23 ОТ 22.06.2023

