

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

«12» апреля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАБОР РЕАГЕНТОВ

ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССОВ G и M

К ВИРУСУ ГЕПАТИТА C

«Бест анти-ВГС-подтверждающий тест» (серия 1)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Бест анти-ВГС-подтверждающий тест» (серия 1)



Фотографическое изображение № 1 компонентов медицинского изделия
«Бест анти-ВГС-подтверждающий тест» (серия 1)



Фотографическое изображение № 2 компонентов медицинского изделия
«Бест анти-ВГС-подтверждающий тест» (серия 1)



Фотографическое изображение № 3 компонентов медицинского изделия
«Бест анти-ВГС-подтверждающий тест» (серия 1)






Фотографическое изображение № 5 компонентов медицинского изделия
«Бест анти-ВГС-подтверждающий тест» (серия 1)









АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»


А.В. Масяго
"12" сентября 2024 г.


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



 Хусаинов М.Д.

«2»  2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАБОР РЕАГЕНТОВ

ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ


ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССОВ G и M

К ВИРУСУ ГЕПАТИТА С

«Бест анти-ВГС-подтверждающий тест» (серия 2)









Фотографическое изображение № 4 компонентов медицинского изделия
«Бест анти-ВГС-подтверждающий тест» (серия 2)



Фотографическое изображение № 5 компонентов медицинского изделия
«Бест анти-ВГС-подтверждающий тест» (серия 2)



БЕКТОР

БЕСТ



REF

X-XXXX

набор реагентов для иммуноферментного
подтверждения наличия
иммуноглобулинов классов G и M
к вирусу гепатита C

Бест анти-ВГС – подтверждающий тест

LOT 2

СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	1 шт.	2
2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл. 1,5 мл	2
3. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл. 2,0 мл	2
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	2
5. Раствор для разведения сывороток (РС)	1 фл. 10,0 мл	2
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)	1 фл. 28,0 мл	2
7. Раствор тетраметилбензидина лайт (Раствор ТМБ лайт)	1 фл. 13,0 мл	2
8. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	2
9. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.	
10. Наконечники для пипеток	16 шт.	
11. Ванночки для реагента	2 шт.	





АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

А.В. Масяго А.В. Масяго
"12" апреля 2024 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2024 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного подтверждения наличия
иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С
«Бест анти-ВГС-подтверждающий тест»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Бест анти-ВГС-подтверждающий тест»

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	
Положительный контрольный образец (K+)	
Отрицательный контрольный образец (K-)	
Конъюгат	
Раствор для разведения сывороток (PC)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетраметилбензидина лайт (Раствор ТМБ лайт)	
Стоп-реагент	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Бест анти-ВГС-подтверждающий тест»
2.1. Верхняя этикетка.

REF	набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита C	
X-XXXX		
Бест анти-ВГС-подтверждающий тест		
LOT	состав:	LOT
XXXX		
1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС 1 шт. XXXX		
2. Положительный контрольный образец (K ⁺) 1 фл. 1,5 мл XXXX		
3. Отрицательный контрольный образец (K ⁻) 1 фл. 2,0 мл XXXX		
4. Конъюгат 1 фл. 13,0 мл XXXX		
5. Раствор для разведения сывороток (РС) 1 фл. 10,0 мл XXXX		
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) 1 фл. 28,0 мл XXXX		
7. Раствор тетраметилбензидаина лайт (Раствор ТМБ лайт) 1 фл. 13,0 мл XXXX		
8. Стоп-реагент 1 фл. 12,0 мл XXXX		
9. Пленки для заклеивания планшета 2 шт.		
10. Наконечники для дозаторов 16 шт.		
11. Ванночки для реагентов 2 шт.		

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 48	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-235-23548172-2024			XXXX-XX-XX	
ПУ №			XXXX-XX-XX	
Бест анти-ВГС-подтверждающий тест				
IVD			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
www.vector-best.ru				
Антитела к ВИЧ-1,2 и HBsAg отсутствуют				

2.3. Боковая этикетка № 2.

	АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211	
тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67	
E-mail: vbmarket@vector-best.ru	
www.vector-best.ru	

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

«05» апреля

2024 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

А.В. Масыго А.В. Масыго
05 апреля 202 4 г.