



# Пяношеты културальные:




6 лунок




12 лунок




24 лунки




96 лунок, плоское дно



96 лунок, скругленное дно




## Чашки Петри:



40 mm

60 mm





100 mm



150 mm

**Пробирка культуральная плоская, площадь роста 10 см<sup>2</sup>**



**Пробирка культуральная, площадь роста 20 см<sup>2</sup>**

Arbeitsfläche 147,8 cm<sup>2</sup>  
Arbeitsfläche sterilisiert  
von Pyrogenen  
frei von DNA/RNA, DNase/RNase

CULTURSCHALE 150

03150

5 Stk.

TISSUE CULTURE DISH 150

5 pcs

Growth area 147.8 cm<sup>2</sup>  
Growth-enhanced treated  
Sterilized by radiation  
Free from pyrogens  
Free from DNA/RNA, DNase/RNase

Arbeitsfläche 147,8 cm<sup>2</sup>  
Arbeitsfläche sterilisiert  
von Pyrogenen  
frei von DNA/RNA, DNase/RNase

LOT 20110145

EXP 03/2017



Made in Europe / Switzerland

92406

Планшеты культуральные, 6 лунок (4 шт./уп.), стерильные - 4 шт./уп. (Apr. 924(€))  
Стерилизация: методом гамма-излучения.  
Не содержит пирогены. Не содержит РНК, ДНК, РНКазы и /, белки.  
Только для однократного использования. Исключительно для лабораторного применения. Использовать по инструкции.  
Хранить в сухом месте, вдали от прямого солнечного света при температуре от +5°C до +40°C.  
Номер партии: указан на упаковке.  
Использовать до: указано на упаковке.  
Не применять по истечении срока годности!  
Производитель:  
TPII Техно Пластик Продактс Лтд  
Золотарассе 7, С11-В/19 Гродзинген, Швейцария  
Официальный дистрибутор в России:  
ООО «Нойкет», 630117, г. Новосибирск, ул. Ароуло, д. 1/  
Тел./факс (383) 432 46 31, [www.noyket.ru](http://www.noyket.ru)

4 Stk.

4 pcs

Tissue Culture Testplate 6

Планшеты культуральные, 6 лунок (4 шт./уп.), стерильные



92696

Планшеты культуральные, 96 лунок, плоское дно  
(6 шт./уп.), стерильные - 6 шт./уп. (Арт. 92696)

Стерилизация: методом гамма-излучения.

Не содержит пирогены. Не содержит РНК, ДНК, РНКазы и ДНКазы.

Только для одноразового использования. Исключительно для лабораторного применения. Использовать по инструкции.

Хранить в сухом месте, вдали от прямого солнечного света при температуре от +5°C до +40°C.

Номер партии: указан на упаковке.

Использовать до: указано на упаковке.

Не применять по истечении срока годности!

Производитель:

TCP Techno (Plastik) Produkte AG

Золлихтрассе 7, CH-8219 Традлинген, Швейцария

Официальный дистрибьютор в России:

ООО «Нойкем», 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1

Тел./факс (383) 332 46 31, [www.noykem.ru](http://www.noykem.ru)

LOT: 20100215

COUNT: 00191352

6 Stk.

LOT: 20100215

COUNT: 00191348

LOT: 20100215

COUNT: 00191340

TISSUE CULTURE TEST PLATES 96F 6 pcs.

Tissue culture-treated

Gamma-Sterilized

Free from pyrogens

Free from RNA, DNA, RNases and DNases

Планшеты культуральные, 96 лунок, плоское дно (6 шт./уп.), стерильные

Чашка Петри, диаметр 100 мм, рабочая поверхность 60,1 см<sup>2</sup>, стерильная



Made in Europe / Switzerland

93100

ZELLKULTURSCHALE 100

10 Stk.

Wachstumsfläche 60.1 cm<sup>2</sup>  
Wachstumsfördernd behandelt  
Strahlensterilisiert  
Frei von Pyrogenen  
Frei von DNA/RNA, DNase/RNase

TISSUE CULTURE DISH 100

10 pcs

Growth area 60.1 cm<sup>2</sup>  
Growth-enhanced treated  
Sterilized by radiation  
Free from pyrogens  
Free from DNA/RNA, DNase/RNase

Чашка Петри, диаметр 100 мм, рабочая поверхность 60,1 см<sup>2</sup>, стерильная (Art. 93100)  
Стерильная, не содержит пиогенов.  
Не содержит пиогенов. Не содержит ДНК, РНК, DNase, RNase.  
Только для однократного использования. Не использовать повторно.  
Хранить в сухом виде, хранить при температуре от +5°C до +25°C.  
Использовать при температуре от +5°C до +25°C.  
Не применять для культивирования клеток.  
Производитель:  
PLATEL Plastic Products Ltd.  
Землинград 7, CH 8219 Lenggieden, Швейцария  
Официальный представитель в России:  
ООО «Нойкен», 63 0117, г. Новосибирск, ул. Космонавтов 1  
Тел./факс (383) 3 22 46 11, www.noyken.ru



Made in Europe / Switzerland

92697

Планшеты культуральные, 96 лунок, скругленное  
дно (6 шт./уп.), стерильные - 6 шт./уп.  
(Арт. 92697)

Стерилизация: методом гамма-излучения.  
Не содержит пирогены. Не содержит РНК, ДНК, рНКазы и ДНКазы.  
Только для одноразового использования. Исключительно для  
лабораторного применения. Использовать по инструкции.  
Хранить в сухом месте, вдали от прямого солнечного света при  
температуре от +5°C до +40°C.  
Номер партии: указан на упаковке.  
Использовать до: указано на упаковке.  
Не применять по истечении срока годности!  
Производитель:  
TII Техно Пластик Пролэкс АГ  
Золототрасе 7, СП-8219 Траздингэн, Швейцария  
Официальный дистрибьютор в России:  
ООО «Нойкер», 630117, г. Новосибирск, ул. А. Лузга, 1, 1  
Тел./факс (383) 332 46 31, [www.noyker.ru](http://www.noyker.ru)

6 Stk.

TISSUE CULTURE TESTPLATE 96U

6 pcs

Growth enhanced treated  
Sterilized by radiation  
Free from pyrogens  
DNA/RNAase free



Made in Europe / Switzerland

92006

Планшет культуральный, 6 лунок, стерильный -  
1 шт./уп. (Art. 92006)

Стерилизация: методом гамма-излучения.

Не содержит пирогенов. Не содержит РНК, ДНК, РНКазы и ДНКазы.

Только для одноразового использования. Исключительно для лабораторного применения. Использовать по инструкции.

Хранить в сухом месте, удаленном от прямого солнечного света и при температуре от +5°C до +40°C.

Номер партии: указан на упаковке.

Использовать до: указан на упаковке.

Не применять по истечении срока годности.

Производитель:

ИПТ Техно Пластик Производство

Зависимости 7, Сп. 8219, Гродно, Беларусь

Официальный дистрибутор:

ООО «Цирми», 610117, г. Гродно, ул. Советская, 10, 2-й этаж

Тел./факс: (833) 332 46 11, [www.cirmi.ru](http://www.cirmi.ru)

1 Stk

## TISSUE CULTURE TESTPLATE 6

1 pce

Growth-enhanced treated

Sterilized by radiation

Free from pyrogens

Free from DNA/RNA, DNase/RNase

Планшет культуральный, 96 лунок, плоское дно, стерильный



Made in Europe / Switzerland

92096

1 Stk

Планшет культуральный, 96 лунок, плоское дно, стерильный - 1 шт./уп. (Арт. 92096)

Стерилизация: методом гамма-излучения.

Не содержит пирогены. Не содержит РНК, ДНК, РНКазы и ДНКазы. Только для однократного использования. Исключительно для лабораторного применения. Использовать по инструкции.

Хранить в сухом месте, удаленном от прямого солнечного света при температуре от +5°C до +40°C.

Номер партии, указан на упаковке.

Использовать до: указано на упаковке.

Не применять по истечении срока годности!

Производитель:

TPP Techno Plastic Products AG

Золлихтрассе 7, CH-8213 Грезинген, Швейцария

Официальный дистрибутор в России:

ООО «Поукен» г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1

Тел./факс: (383) 333-11-11, www.pouken.ru

TISSUE CULTURE TESTPLATE 96F

1 pce

Growth-enhanced treated

Sterilized by radiation

Free from pyrogens

Free from DNA/RNA, DNase/RNase

A B C D E F G H

EXP 08/2017



91106

20 ~~50~~




20 pcs

20 pcs

Growth area: 21 cm<sup>2</sup>  
Growth enhanced treated  
Gamma-sterilized  
Free from pyrogens  
Free from DNA/RNA, DNase/RNase

[illegible]

**Скребок культуральный М, длина 30 см, стерильный**




**Скребок культуральный S, длина 24 см, стерильный**




**Шпатель культуральный, длина 20 см, стерильный**


**Пипетка серологическая 25 мл, стерильная**



**Пипетка серологическая 50 мл с резервуаром, стерильная**



**Пипетка серологическая 25 мл, с резервуаром, стерильная**





## Пипетка серологическая 10 мл, стерильная




## Пипетка серологическая 5 мл, стерильная



## Пипетка серологическая 1 мл, стерильная

Пипетка 1 мл, стерильная  
1111 Точка Пикетик Продактс АГ  
Землянский 7, Ст-3219 Тамбовская обл., Шолоховская  
Официальный дистрибутор в России  
ООО «Цирми» (ИНН 50-07-0000000, ОГРН 1155007000000, ул. Космонавтов, 1/1)  
Тел./факс (383) 332-46-31, [www.pipetka.ru](http://www.pipetka.ru)



**Скребок культуральный L, длина 38 см, стерильный**

**Скребок культуральный L, длина 38 см,  
стерильный - 1 шт./уп. (Арт. 99004)**

Стерилизация: методом гамма-излучения.

Не содержит пирогены. Не содержит РНК, ДНК, РНКазы и ДНКазы.

Только для одноразового использования. Исключительно для лабораторного применения. Использовать по инструкции.

Хранить в сухом месте, вдали от прямого солнечного света при температуре от +5°C до +40°C.

Номер партии: указан на упаковке.

Использовать до: указано на упаковке.

Не применять по истечении срока годности!

Производитель.

ТНП Техно Пластик Продактс АГ

Золлштрассе 7, CH-8219 Тразадинген, Швейцария

Официальный дистрибьютор в России:

ООО «Нойкем», 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1

Тел./факс (383) 332 46 31, [www.noykem.ru](http://www.noykem.ru)

99

**Пипетка серологическая 1 мл, стерильная -  
1 шт./уп. (Арт. 94001)**

Стерилизация: методом гамма-излучения.

Не содержит пирогены. Не содержит РНК, ДНК, РНКазы и ДНКазы.

Только для одноразового использования. Исключительно для лабораторного применения. Использовать по инструкции.

Хранить в сухом месте, вдали от прямого солнечного света при температуре от +5°C до +40°C.

Номер партии: указан на упаковке.

Год стерилизации указан на упаковке. Срок годности: 6 лет.

Не применять по истечении срока годности!

1 mL

20100040





**ZELLKULTURFLÄCHEN 10**

Wachstumsfläche 10 cm<sup>2</sup>  
Wachstumsfördernd behandelt  
Strahlensterilisiert  
Frei von Mykopen  
Frei von DNA/RNA, DNase/RNase

**TISSUE CULTURE FLAT TUBES 10**

Growth area 10 cm<sup>2</sup>  
Growth-enhanced treated  
Sterilized by radiation  
Free from Mykopen  
Free from DNA/RNA, DNase/RNase

**91243**

**4 Stk.**

**4 pcs**

Пробирка культуральная плоская, площадь роста 10 см<sup>2</sup>, коническое дно, крышка с фильтром, стерилизованная - 4 шт./уп. (Art. 91243)

Стерилизация: методом гамма-излучения. Не содержит пирогены. Не содержит РНК, ДНК, РНКазы и ДНКазы. Только для одноразового использования. Исключительно для лабораторного применения. Использовать по инструкции. Хранить в сухом месте, вдали от прямого солнечного света при температуре от +5°C до +40°C. Номер партии: указан на упаковке. Использовать до: указано на упаковке. Не применять по истечении срока годности. Производитель:

ПНП Техно Пластик Продактс ИГ  
Золлштрассе 7, CH-8219 Травангген, Швейцария  
Официальный дистрибутор в России:  
ООО «Нойкен», 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1  
Тел./факс (383) 332 46 31, [www.noyken.ru](http://www.noyken.ru)

LOT 20120346

EXP 06/2018

Free from DNA/RNA, DNase/RNase

**Чашка Петри, диаметр 150 мм, рабочая  
поверхность 147,8 см<sup>2</sup>, стерильная – 5 шт./уп.  
(Арт. 93150)**

Стерилизация: методом гамма-излучения.

Не содержит пирогены. Не содержит РНК, ДНК, РНКазы и ДНКазы.

Только для одноразового использования. Исключительно для  
лабораторного применения. Использовать по инструкции.

Хранить в сухом месте, вдали от прямого солнечного света при  
температуре от +5°C до +40°C.

Номер партии: указан на упаковке.

Использовать до: указано на упаковке.

Не применять по истечении срока годности!

Производитель:

THI Техно Пластик Продактс AG

Золлштрассе 7, CH-8219 Тразадинген, Швейцария

Официальный дистрибьютор в России:

ООО «Нойкем», 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1

Тел./факс (383) 332 46 31, [www.noykem.ru](http://www.noykem.ru)



LOT 2020252

EXP 07/2019

PEEL-OFF



in Europe / Switzerland

92097

**Планшет культуральный, 96 лунок, скругленное дно, стерильный - 1 шт./уп. (Арт. 92097)**

Стерилизация: методом гамма-излучения.

Не содержит пирогены. Не содержит РНК, ДНК, РНКазы и ДНКазы.

Только для однократного использования. Исключительно для лабораторного применения. Использовать по инструкции.

Хранить в сухом месте, вдали от прямого солнечного света при температуре от +5°C до +40°C.

Номер партии: указан на упаковке.

Использовать до: указан на упаковке.

Не применять по истечении срока годности!

Производитель:

ТИП Техно Пластик Продактс АГ

Золлштрассе 7, CH-8219 Граздингген, Швейцария

Официальный дистрибьютор в России:

ООО «Нойкем», 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1, 1

Тел./факс (383) 332 46 31, [www.noykem.ru](http://www.noykem.ru)

1 Stk.

**TISSUE CULTURE TESTPLATE 96U**

1 pce

Growth-enhanced treated

Sterilized by radiation

Free from pyrogens

Free from DNA/RNA, DNase/RNase

A B C D E F G H

**Планшет культуральный, 96 лунок, скругленное дно, стерильный - 1 шт./уп. (Арт. 92097)**

Стерилизация: методом гамма-излучения.

Не содержит пирогены. Не содержит РНК, ДНК, РНКазы и ДНКазы.

Только для одноразового использования. Исключительно для лабораторного применения. Использовать по инструкции.

Хранить в сухом месте, вдали от прямого солнечного света при температуре от +5°C до +40°C.

Номер партии: указан на упаковке.

Использовать до: указан на упаковке.

Не применять по истечении срока годности!

Производитель:

THP Техно Пластик Продактс АГ

Золлштрассе 7, CH-8219 Тразадингген, Швейцария

Официальный дистрибьютор в России:

ООО «Нойкем», 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1, 1

Тел./факс (383) 332 46 31, [www.noykem.ru](http://www.noykem.ru)

LOT 20120278

EXP 09/2018



in Europe / Switzerland

92024

Планшет культуральный, 24 лунки, стерильный - 1 шт./уп. (Арт. 92024)

Стерилизация: метод гамма-излучения.

Не содержит пирогены. Не содержит РНК, ДНК, РНКазы и ДНКазы.

Только для однократного использования. Исключительно для лабораторного применения. Использовать по инструкции.

Хранить в сухом виде, вдали от прямого солнечного света при температуре от +5°C до +40°C.

Номер партии указан на упаковке.

Использовать до указанной на упаковке.

Не применять по истечении срока годности.

Производитель:

Tissue Culture Products AG

Zollgraben 7, CH-8219 Trauzenz, Швейцария

Официальный дистрибутор в России:

ООО «Нойком», 630117, г. Новосибирск, ул. Грбузова, 1/1

Тел./факс (383) 332 45 51, [www.noykom.ru](http://www.noykom.ru)

## TISSUE CULTURE TESTPLATE 24

Growth-enhanced treated

Sterilized by radiation

Free from pyrogens

Free from DNA/RNA, DNase/RNase

ПРОШИТО  
Листов 24



Директор  
ООО «Нойкем»  
Е. Ч. Орлов