

Основной блок ингалятора компрессорного Hydrogenium 4200 (шильдик)

	Ингалятор компрессорный Hydrogenium по ТУ 32.50.21-001-69585557-2024 в вариантах исполнения Ингалятор компрессорный Hydrogenium 4200 ООО «Митохакер» 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр.1, эт 1 пом I ком 8, Тел.: +7 (495) 240-91-21, e-mail: info@h2genium.ru Место производства: ООО «Аэромед» 194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический б-р, д.2, литер А, подлитера А2, этаж 3, помещение № 1057, 1059, 1060, 1074, 1076, 1075 SN 
Выходной поток, мл/мин: 2800 Выходное давление, Мпа: 0~0,2 Параметры питания: 220 В 50/60 Гц Потребляемая мощность, Вт: 1300 Требования к качеству воды, удельное электрическое сопротивление МОм*см: не менее 2 Масса нетто: 23 кг (±5%)	
РУ Дата регистрации	
 IPX1	

Основной блок ингалятора компрессорного Hydrogenium 6000 (шильдик)


	Ингалятор компрессорный Hydrogenium по ТУ 32.50.21-001-69585557-2024 в вариантах исполнения Ингалятор компрессорный Hydrogenium 6000 ООО «Митохакер» 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр.1, эт 1 пом I ком 8, Тел.: +7 (495) 240-91-21, e-mail: info@h2genium.ru Место производства: ООО «Аэромед» 194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический б-р, д.2, литер А, подлитера А2, этаж 3, помещение № 1057, 1059, 1060, 1074, 1076, 1075 SN 
Выходной поток, мл/мин: 4000 Выходное давление, Мпа: 0~0,2 Параметры питания: 220 В 50/60 Гц Потребляемая мощность, Вт: 1700 Требования к качеству воды, удельное электрическое сопротивление МОм*см: не менее 2 Масса нетто: 33 кг (±5%)	
РУ Дата регистрации	
 IPX1	

Основной блок ингалятора компрессорного Hydrogenium 8400 (шильдик)


	Ингалятор компрессорный Hydrogenium по ТУ 32.50.21-001-69585557-2024 в вариантах исполнения Ингалятор компрессорный Hydrogenium 8400
	ООО «Митохакер» 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр.1, эт 1 пом I ком 8, Тел.: +7 (495) 240-91-21, e-mail: info@h2genium.ru Место производства: ООО «Аэромед» 194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический б-р, д.2, литер А, подлитера А2, этаж 3, помещение № 1057, 1059, 1060, 1074, 1076, 1075 SN 
Выходной поток, мл/мин: 5600 Выходное давление, Мпа: 0~0,2 Параметры питания: 220 В 50/60 Гц Потребляемая мощность, Вт: 2500 Требования к качеству воды, удельное электрическое сопротивление МОм*см: не менее 2 Масса нетто: 33 кг (±5%)	
РУ Дата регистрации	
 IPX1	

Макет транспортной упаковки



Ингалятор компрессорный Hydrogenium 4200

	Ингалятор компрессорный Hydrogenium по ТУ 32.50.21-001-69585557-2024 в вариантах исполнения Ингалятор компрессорный Hydrogenium 4200
	ООО «Митохакер» 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр.1, эт 1 пом I ком 8, Тел.: +7 (495) 240-91-21, e-mail: info@h2genium.ru , сайт: h2genium.ru Место производства: ООО «Аэромед» 194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический б-р, д.2, литер А, подлитера А2, этаж 3, помещение № 1057, 1059, 1060, 1074, 1076, 1075 SN 
1 шт. РУ Дата регистрации	
	

Ингалятор компрессорный Hydrogenium 6000

	Ингалятор компрессорный Hydrogenium по ТУ 32.50.21-001-69585557-2024 в вариантах исполнения Ингалятор компрессорный Hydrogenium 6000
	ООО «Митохакер» 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр.1, эт 1 пом I ком 8, Тел.: +7 (495) 240-91-21, e-mail: info@h2genium.ru , сайт: h2genium.ru Место производства: ООО «Аэромед» 194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический б-р, д.2, литер А, подлитера А2, этаж 3, помещение № 1057, 1059, 1060, 1074, 1076, 1075
SN	
1 шт.	
РУ Дата регистрации	
	

Ингалятор компрессорный Hydrogenium 8400

	Ингалятор компрессорный Hydrogenium по ТУ 32.50.21-001-69585557-2024 в вариантах исполнения Ингалятор компрессорный Hydrogenium 8400
	ООО «Митохакер» 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр.1, эт 1 пом I ком 8, Тел.: +7 (495) 240-91-21, e-mail: info@h2genium.ru , сайт: h2genium.ru Место производства: ООО «Аэромед» 194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический б-р, д.2, литер А, подлитера А2, этаж 3, помещение № 1057, 1059, 1060, 1074, 1076, 1075
SN	
1 шт.	
РУ Дата регистрации	
	

Шнур питания Hydrogenium

Шнур питания Hydrogenium

1 шт.



ООО «Митохакер»
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.
4/2, стр.1, эт 1 пом I ком 8
Тел.: +7 (495) 240-91-21,
e-mail: info@h2genium.ru

Серия:



Трубка для подачи водорода Hydrogenium

Трубка для подачи водорода Hydrogenium 1 шт.



ООО «Митохакер»
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.
4/2, стр.1, эт 1 пом I ком 8
Тел.: +7 (495) 240-91-21,

e-mail: info@h2genium.ru



Серия:



Трубка для слива воды Hydrogenium

Трубка для слива воды Hydrogenium 1 шт.



ООО «Митохакер»
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.
4/2, стр.1, эт 1 пом I ком 8
Тел.: +7 (495) 240-91-21,
e-mail: info@h2genium.ru

Серия:



Насадка для ингаляций через нос Hydrogenium (на примере 10 шт)

Насадка для ингаляций через НОС Hydrogenium 10 шт.



ООО «Митохакер»
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.
4/2, стр.1, эт 1 пом I ком 8
Тел.: +7 (495) 240-91-21,

e-mail: info@h2genium.ru



Серия:



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов.

Генеральный директор
ООО «Митохакер»

Матвеев А.В.



Генеральный директор

ООО «Митохакер»

Матвеев А.В.





Фотографические изображения

**Ингалятор компрессорный Hydrogenium по
ТУ 32.50.21-001-69585557-2024 в вариантах исполнения**



Основной блок ингалятора Hydrogenium 4200







h2genium.ru




+7 (495) 240-91-21




info@h2genium.ru


Основной блок ингалятора Hydrogenium 6000



Основной блок ингалятора Hydrogenium 8400




Основной блок ингалятора Hydrogenium 6000 и 8400






Основной блок ингалятора Hydrogenium 4200 с маркировкой



Шнур питания Hydrogenium



h2genium.ru



+7 (495) 240-91-21




info@h2genium.ru

Трубка для подачи водорода Hydrogenium



Трубка для слива воды Hydrogenium



Насадка для ингаляций через нос Hydrogenium



Транспортная упаковка (на примере Варианта исполнения 3)



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16 листов.

Генеральный директор
ООО «Митохакер»
_____ Матвеев А.В.

