



Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для количественного выявления
антител класса G к SARS-CoV-2»
«ИФА-SARS-CoV-2-AT-G Количественный»
 Серия 01 от 2021.10.14



Серия 02 от 2021.10.15



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

 **ООО ЦПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**



Т.Ю.Гашенко

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»


"Тест-система иммуноферментная для количественного выявления
антител класса G к SARS-CoV-2"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G Количественный

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
КО, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
Калибровочные пробы (КП ₀ , КП ₁₀ , КП ₁₂₅ , КП ₅₀₀)	4 фл. (по 1,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
РПРО	2 фл. (по 14 мл)
РРО	1 фл. (14 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РИ	1 фл. (14 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (14 мл)
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	2 шт.
Наконечники полимерные одноразовые к дозаторам пипеточным (0,5-250 мкл)	16 шт.
Вспомогательные пластиковые емкости	4 шт.
Клейкая плёнка для планшетов	4 шт.
Бланк калибровочного графика	1 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
Иммуносорбент
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
Конъюгат
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ФСБ-Т(x25)
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КП₀ (1,5 мл)
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
РРО
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
РПРО
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
РИ
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КП₁₀ (1,5 мл)
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КП₁₂₅ (1,5 мл)
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
Стоп-реагент
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
Планшет
для предварительного
разведения образцов

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КО (149-70 ВАЛ/мл)
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КП₅₀₀ (1,5 мл)
с. 01
Годен до: 2023.10

Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"


"Тест-система иммуноферментная для количественного выявления
антител класса G к SARS-CoV-2"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G Количественный

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
КО, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
Калибровочные пробы (КП ₀ , КП ₁₀ , КП ₁₂₅ , КП ₅₀₀)	4 фл. (по 1,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
РПРО	2 фл. (по 14 мл)
РРО	1 фл. (14 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РИ	1 фл. (14 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (14 мл)
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	2 шт.
Наконечники полимерные одноразовые к дозаторам пипеточным (0,5-250 мкл)	16 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая плёнка для планшетов	4 шт.
Бланк калибровочного графика	1 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G Количественный

ТУ 21.20.23-318-70423725-2021
РУ

Каталожный № 22.13.1

Серия № 02 Контрольный № 104










Дата изготовления: 2021.10.15

Годен до: 2023.10.15



22.13.1

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

лист 2

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2021 г.

