


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Б.Ю. Бронштейн

« 16 » 10 2024 г.



М.П.

Макеты маркировки и упаковки медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
самофиксирующийся ПАЛЬМА®
по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019»

2024 г.

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® С для стомы Ø 20-60 мм, прозрачный:



В этой части допускается указывать знак
 соответствия (при необходимости)



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® С для стомы Ø 20-60 мм, прозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».

Исполнение АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® К для стомы Ø 20-70 мм, прозрачный:



В этой части допускается указывать
знак соответствия (при необходимости)

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® К для стомы Ø 20-70 мм, прозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».

Исполнение АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® В для стомы Ø 20-80 мм, прозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® В для стомы Ø 20-80 мм, прозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® СМ для стомы Ø 20-60 мм, непрозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренажный однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® СМ для стомы Ø 20-60 мм, непрозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА* КМ для стомы Ø 20-70 мм, непрозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® КМ для стомы Ø 20-70 мм, непрозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® ВМ для стомы Ø 20-80 мм, непрозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® ВМ для стомы Ø 20-80 мм, непрозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® Д для стомы Ø 7-50 мм, прозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® ВТ для стомы Ø 20-80 мм, непрозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
 самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
 Исполнение ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® ВТ для стомы Ø 20-80 мм, непрозрачный:



В этой части допускается указывать
 знак соответствия (при необходимости)



Макет маркировки (этикетки) принадлежности для медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».
Зажим пластиковый



ООО «ГК ПАЛЬМА»

Зажим пластиковый

для герметизации калоприемников

штук

количество: 10 шт.,
или кратно 2

подходит для однокомпонентных калоприемников

Инструкция по применению

- Раскройте зажим
- Положите его одинарную часть на калоприемник на расстоянии 2-3 см от края дренажного отверстия
- Перегните край калоприемника и расправьте его от складок (см.рис)
- Сожмите зажим до щелчка

Партия №

Дата изг.

Годен до

Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485



Утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

ТУ 32.50.13-020-83228278-2019 Рег. уд № РЗН 2019/9240 от XX.XX.XXXX

Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА®

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1,
тел.: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru

В этой части допускается указывать знак соответствия (при необходимости)



Примечание: размер и цветопередача отличается от оригинала

Зажим гибкий:



ООО «ГК ПАЛЬМА»

Зажим гибкий штук


Для герметизации калоприемников

Инструкция по применению

- Отделите один гибкий зажим по линии перфорации
- Снимите с него защитную бумагу
- Наклейте зажим на нижнюю, открытую часть выпускного отверстия со стороны, прилегающей к телу, отступив от края 5-10 мм
- Оберните зажим 3-4 раза вокруг собственной оси по направлению к телу (см. рис.)
- Загните концы зажима на внешнюю, не прилегающую к телу сторону калоприемника

Количество:
10 шт., 100 шт.
или кратно 10

Партия №
Дата изг.
Годен до



Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
Утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

ТУ 32.50.13-020-83228278-2019 Рег. уд №РЗН 2019/9240 от XX.XX.XXXX
Калоприемник однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой ПАЛЬМА®

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел.: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



В этой части допускается
указывать знак
соответствия
(при необходимости)



Фильтр для калоприемника:

Количество:
шт. иликратно 5

Фильтр для калоприемника

штук



ООО "ГК ПАЛЬМА"


Для отвода газов и нейтрализации неприятных запахов при использовании калоприемника

Партия №
Дата изг.
Годен до

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
Утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

ТУ 32.50.13-020-83228278-2019 Рег. уд №РЗН 2019/9240 от XX.XX.XXXX

Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА®



Россия, 108809, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1,
тел.: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

В этой части
допускается
указывать знак
соответствия
(при необходимости)





Пакет гигиенический для ухода за стомой

250 × 330 мм

5 штук

**Предназначен для удобной и гигиеничной смены
и утилизации устройств для ухода за стомой**

- Имеет полукруглый вырез для удобного размещения под герметизирующим кольцом
- Элемент жесткости фиксирует открытое состояние пакета для удобства использования

Партия №

Дата изг.

Годен до



Инструкция по применению:

1. Снять защитную бумагу с липкого элемента №1.
2. Приклеить пакет к телу вплотную к краям герметизирующего кольца снизу (или сбоку, если пациент лежит).
НЕ КЛЕИТЬ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ
3. Снять защитную бумагу с липких элементов №2 и приклеить липкие элементы №2 к телу вокруг герметизирующего кольца.
4. Зафиксировать внешнюю стенку пакета в раскрытом состоянии с помощью элемента жесткости.
5. Провести необходимые процедуры по замене устройств для ухода за стомой.
6. Приклеить новое устройство для ухода за стомой.
7. Вернуть элемент жесткости в исходное положение.
8. Аккуратно отклеить пакет от тела.
9. Снять защитную бумагу с липкого элемента №3.
10. Закрывать пакет, зафиксировав липким элементом №3.

Не выбрасывать в канализацию!

Использованные изделия утилизируются как бытовые отходы (отхода класса Б) в соответствии СанПин 2.1.7.2790-10

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

ТУ 32.50.13-020-83228278-2019 Рег.уд. №РЗН 2019/9240 от xx.xx.xxxx
Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
самофиксирующийся ПАЛЬМА®

Эксклюзивный дистрибьютор:
АСТОММЕД, тел. +7(495)678-5116
по заказу РООИСБ "АСТОМ",
тел. +7(495)678-2730, www.astom.ru
Москва, Ковров пер., д.28, стр. 1

Производитель:
ООО "ГК ПАЛЬМА", Россия, 108809, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Внуково,
д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1,
тел.: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru

В этой части
допускается
указывать знак
соответствия
(при
необходимости)





Пакет гигиенический для ухода за стомой

300 × 350 мм

5 штук

**Предназначен для удобной и гигиеничной смены
и утилизации устройств для ухода за стомой**

- Имеет полукруглый вырез для удобного размещения под герметизирующим кольцом
- Элемент жесткости фиксирует открытое состояние пакета для удобства использования

Партия №

Дата изг.

Годен до



Инструкция по применению:

1. Снять защитную бумагу с липкого элемента №1.
2. Приклеить пакет к телу вплотную к краям герметизирующего кольца снизу (или сбоку, если пациент лежит).
НЕ КЛЕИТЬ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ
3. Снять защитную бумагу с липких элементов №2 и приклеить липкие элементы №2 к телу вокруг герметизирующего кольца.
4. Зафиксировать внешнюю стенку пакета в раскрытом состоянии с помощью элемента жесткости.
5. Провести необходимые процедуры по замене устройств для ухода за стомой.
6. Приклеить новое устройство для ухода за стомой.
7. Вернуть элемент жесткости в исходное положение.
8. Аккуратно отклеить пакет от тела.
9. Снять защитную бумагу с липкого элемента №3.
10. Закрыть пакет, зафиксировав липким элементом №3.

Не выбрасывать в канализацию!

Использованные изделия утилизируются как бытовые отходы (отхода класса Б) в соответствии СанПин 2.1.7.2790-10

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

ТУ 32.50.13-020-83228278-2019 Рег.уд. №РЗН 2019/9240 от хх.хх.хххх
Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
самофиксирующийся ПАЛЬМА®

Эксклюзивный дистрибьютор:
АСТОММЕД, тел. +7(495)678-5116
по заказу РООИСБ "АСТОМ",
тел. +7(495)678-2730, www.astom.ru
Москва, Ковров пер., д.28, стр. 1

Производитель:
ООО "ГК ПАЛЬМА", Россия, 108809, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Внуково,
д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1,
тел.: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru

В этой части
допускается
указывать знак
соответствия
(при
необходимости)



Макет маркировки (этикетки) принадлежности для медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА®
по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019».

Пакет гигиенический для ухода за стомой размер (350±35)х(400±40) мм:



Пакет гигиенический для ухода за стомой

350 × 400 мм

5 штук

**Предназначен для удобной и гигиеничной смены
и утилизации устройств для ухода за стомой**

- Имеет полукруглый вырез для удобного размещения под герметизирующим кольцом
- Элемент жесткости фиксирует открытое состояние пакета для удобства использования

Партия №

Дата изг.

Годен до



Инструкция по применению:

1. Снять защитную бумагу с липкого элемента №1.
2. Приклеить пакет к телу вплотную к краям герметизирующего кольца снизу (или сбоку, если пациент лежит).
НЕ КЛЕИТЬ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ
3. Снять защитную бумагу с липких элементов №2 и приклеить липкие элементы №2 к телу вокруг герметизирующего кольца.
4. Зафиксировать внешнюю стенку пакета в раскрытом состоянии с помощью элемента жесткости.
5. Провести необходимые процедуры по замене устройств для ухода за стомой.
6. Приклеить новое устройство для ухода за стомой.
7. Вернуть элемент жесткости в исходное положение.
8. Аккуратно отклеить пакет от тела.
9. Снять защитную бумагу с липкого элемента №3.
10. Закрыть пакет, зафиксировав липким элементом №3.

Не выбрасывать в канализацию!

Использованные изделия утилизируются как бытовые отходы
(отхода класса Б) в соответствии СанПин 2.1.7.2790-10

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

ТУ 32.50.13-020-83228278-2019 Рег.уд. №РЗН 2019/9240 от xx.xx.xxxx
Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
самофиксирующийся ПАЛЬМА®

Эксклюзивный дистрибьютор:
АСТОММЕД, тел. +7(495)678-5116
по заказу РООИСБ "АСТОМ",
тел. +7(495)678-2730, www.astom.ru
Москва, Ковров пер., д.28, стр. 1

Производитель:
ООО "ГК ПАЛЬМА", Россия, 108809, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Внуково,
д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1,
тел.: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru

В этой части
допускается
указывать знак
соответствия
(при
необходимости)



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 22
(двадцать два) листа(ов)
Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Бронштейн Б.Ю.

«16» 10 2024 г.

МП



Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Б.Ю. Бронштейн

«16» 10 2024 г.

М.П.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный
самофиксирующийся ПАЛЬМА®
по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019»

2024 г.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® С для стомы Ø 20-60 мм, прозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® С для стомы Ø 20-60 мм, прозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® К для стомы Ø 20-70 мм, прозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® К для стомы Ø 20-70 мм, прозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® В для стомы Ø 20-80 мм, прозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® В для стомы Ø 20-80 мм, прозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® СМ для стомы Ø 20-60 мм, непрозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый одноконтурный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® СМ для стомы Ø 20-60 мм, непрозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® КМ для стомы Ø 20-70 мм, непрозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® КМ для стомы Ø 20-70 мм, непрозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® ВМ для стомы Ø 20-80 мм, непрозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
 ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® ВМ для стомы Ø 20-80 мм, непрозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
 ТРИОЦЕЛ®- ПАЛЬМА® Д для стомы Ø 7-50 мм, прозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
 АБУЦЕЛ®-ПАЛЬМА® ВТ для стомы Ø 20-80 мм, непрозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
ТРИОЦЕЛ®-ПАЛЬМА® ВТ для стомы Ø 20-80 мм, непрозрачный



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.



Россия, 108809, г. Москва, вн. тор. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстополянский, ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел.: +7(495) 921-3719, www.dalno-med.ru

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАЛОПРИЕМНИКОВ
ПОЛИМЕРНЫХ ДРЕНИРУЕМЫХ
ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ
САМОФИКСИРУЮЩИХСЯ «ПАЛЬМА».**
ТУ 32.50.13-020-83228278-2019 (Рег. ул. №РЭН 2019/0240 от КХХХ.ХХХХ)



Калоприемники предназначены для сбора выделений у пациентов с коло- и аностомами. Калоприемник следует использовать в течение нескольких дней без снятия со стомы.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЕ В КАЛОПРИЕМНИКЕ

Отверстие калоприемника должно соответствовать форме и размеру стомы. Лицевой слой калоприемника покрыт защитным покрытием с нанесенными на него концентрическими окружностями.

Отверстие для стомы можно вырезать по концентрическим окружностям или по индивидуальной шаблону, который можно изготовить самостоятельно из плотного картона. Шаблон должен соответствовать размеру стомы.

Во избежание порезов не используйте резак в разных сторонах (рис. 1) и остро не вырезайте отверстие для стомы, не задвигая заднюю стенку калоприемника (рис. 2). Рекомендуется пользоваться ножницами с закругленными концами и густыми кончиками.

КАК ЗАКРЫТЬ КАЛОПРИЕМНИК ПЛАСТИКОВЫМ ЗАЖИМОМ

Раскройте зажим, подложите его заднюю часть на калоприемник на расстоянии 2-3 см от края дренажного отверстия, переплетите край калоприемника и расправьте его от складки (рис. 3), после чего закройте зажим до щелчка.

КАК ЗАКРЫТЬ КАЛОПРИЕМНИК ГИБКИМ ЗАЖИМОМ


Одвиньте один гибкий зажим по линии перфорации. Снимите с него защитную бумагу и заведите на минимальную открытую часть дренажного отверстия со стороны, противоположной телу, отступив от края 5-10 см. Затем оберните гибкий зажим 3-4 раза вокруг собственной оси по направлению к телу (рис. 4), после чего концы гибкого зажима заведите на внешнюю, не прилегающую к телу сторону калоприемника.



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

«Калоприемник полимерный дренажный однокомпонентный самофиксирующийся «ПАЛЬМА» по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
и изображение общего вида инструкции для всех вариантов исполнения калоприемников

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
принадлежность зажим пластиковый



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМАФ по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
принадлежность зажим гибкий



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМА® по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
 принадлежность пакет гигиенический размер 250х330 мм



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

[illegible]

23

Пакет гигиенический для ухода за стомой
350 x 400 мм 5 штук

Предназначен для урной и гигиенической смены и укупачивания устройств для ухода за стомой

- Имеет полукруглый вырез для удобного размещения под герметизирующим кольцом
- Элемент жесткости фиксирует открытое состояние пакета для удобства использования

Партия №: 10-24
Дата изг.: 10-24
Годен до: 10-29

Инструкция по применению:

1. Снять защитную бумагу с лицевой стороны №1.
2. Проклеить пакет и туго закрутить и закрыть герметизирующую крышку (для этого пакет не должен лежать).
3. Снять защитную бумагу с лицевой стороны №2 и приложить пакет к отверстию стомы.
4. Зафиксировать, зажав пакет в закрывающей крышке.
5. Проклеить необходимые отверстия по шаблону устройства для ухода за стомой.
6. Проклеить, зажав устройство, для ухода за стомой.
7. Закрыть элемент жесткости в кольце герметизации.
8. Проверить герметичность пакета.
9. Снять защитную бумагу с лицевой стороны №3.
10. Закрепить пакет, зафиксировав лицевую сторону №3.

не выбрасывать в канализацию!
Всплывающий корпус укупачивается как бытовые отходы (отходы класса B) в соответствии СанПиН 2.1.7.2790-10

Противопоказание: индивидуальная непереносимость.

ту до 10-29-2024 (до 10-29-2024) от 10-29-2024



Копирование, изготовление, дублирование, использование без разрешения ГИЛЕО

ГИЛЕО
АСТРАХАНЬ, ул. Свободы 10/10
т. 800-700-0000, 800-700-0000
www.gileo.ru

ГИЛЕО
АСТРАХАНЬ, ул. Свободы 10/10
т. 800-700-0000, 800-700-0000
www.gileo.ru

24

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся ПАЛЬМАФ по ТУ 32.50.13-020-83228278-2019» в исполнении:
 принадлежность фильтр для калоприемника



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 25

(двадцать пять) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Бронштейн Б.Ю.

«16» 10 2024 г.

