

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»


Б.Ю. Бронштейн

« 21 » октября 2024 г.



Макеты маркировки и упаковки медицинского изделия
«Устройство мочеприемное для мужчин одноразового
применения УРОЦЕЛ®
по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»

2024 г.

Макет маркировки и упаковки медицинского изделия
 «Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»
 в исполнении УРОЦЕЛ® № 1



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Макет маркировки и упаковки медицинского изделия
 «Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»
 в исполнении УРОЦЕЛ® № 2




Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Макет маркировки и упаковки медицинского изделия
 «Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»
 в исполнении УРОЦЕЛ® № 3



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Макет маркировки и упаковки медицинского изделия
 «Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»
 в исполнении УРОЦЕЛ® № 4



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Макет этикетки индивидуальной упаковки комплектующего медицинского изделия
«Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»
Катетер наружный (уропрезерватив) № 1, 2, 3, 4



ООО «ГК ПАЛЬМА»

Катетер наружный (уропрезерватив)

№ 1

Ø 20 мм
10 шт.



К устройству мочеприемному для мужчин
одноразового применения УРОЦЕЛ®



ООО «ГК ПАЛЬМА»

Катетер наружный (уропрезерватив)

№ 2

Ø 25 мм
10 шт.



К устройству мочеприемному для мужчин
одноразового применения УРОЦЕЛ®



ООО «ГК ПАЛЬМА»

Катетер наружный (уропрезерватив)

№ 3

Ø 30 мм
10 шт.



К устройству мочеприемному для мужчин
одноразового применения УРОЦЕЛ®



ООО «ГК ПАЛЬМА»

Катетер наружный (уропрезерватив)

№ 4

Ø 35 мм
30 шт.



К устройству мочеприемному для мужчин
одноразового применения УРОЦЕЛ®

**Пример внешнего вида штампа номера упаковщика*

Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Макет этикетки упаковки принадлежности медицинского изделия
«Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения
УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»

Полоска герметизирующая АБУЦЕЛ®

В этой части допускается
указывать знак соответствия
(при необходимости)



ООО «ГК ПАЛЬМА»

Герметизирующая полоска АБУЦЕЛ®

для крепления катетера наружного (уропрезерватива)



10 шт

партия №
дата изг.
годен до

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru

ТУ 32.50.13-008-83228278-2018 Рег.уд. № РЗН 2014/1543 от XX.XX.XXXX

(Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ®)

Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса А.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость

2



53





**Пример внешнего вида штампа номера упаковщика*

ИНСТРУКЦИЯ

1. Побрейте, помойте и просушите половой член (рис. 1).
2. Снимите защитную бумагу с одной стороны полоски. Этой стороной плотно, но не туго оберните полоску вокруг полового члена у его основания. Снимите защитную бумагу с другой стороны полоски. Свободные концы полоски плотно наложите друг на друга внахлест (рис. 2).

Не рекомендуется снимать герметизирующую полоску раньше, чем через сутки, в этом случае возможно раздражение кожи.



Макет этикетки упаковки принадлежности медицинского изделия
«Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения
УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»

Ремень УРОЦЕЛ® в комплектации 2 штуки

В этой части допускается
указывать знак соответствия
(при необходимости) 

ООО «ГК ПАЛЬМА»

Ремень УРОЦЕЛ®

для крепления мочеприемника к ноге пациента


Партия №

Дата изг.

Годеи до



2 шт




Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Тослтопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru

ТУ 32.50.13-008-83228278-2018 Рег.уд. № РЗН 2014/1543 от XX.XX.XXXX
(Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ®)


Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса А.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

**Пример внешнего вида штампа номера упаковочника*

ИНСТРУКЦИЯ



1. Проденьте ремни в четыре верхние и две нижние прорези мочеприемника таким образом, чтобы ремень проходил под мешком. (рис 1).



2. Закрепите мочеприемник на бедре (мягкой поверхностью к коже) (рис. 2).



3. Можно надеть мочеприемник на голень (рис. 3).

Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Макет этикетки упаковки принадлежности медицинского изделия
«Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения
УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»

Ремень УРОЦЕЛ® в комплектации 50 пар (100 штук)

В этой части допускается
указывать знак соответствия
(при необходимости) 

ООО «ГК ПАЛЬМА»

Ремень УРОЦЕЛ®

для крепления мочеприемника к ноге пациента


Партия №

Дата изг.

Годен до



50 пар



Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Тослтопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru


ТУ 32.50.13-008-83228278-2018 Рег.уд. № РЗН 2014/1543 от XX.XX.XXXX
(Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ®)

Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса А.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость




**Пример внешнего вида штампа номера упаковщика*

ИНСТРУКЦИЯ



1. Проденьте ремни в четыре верхние и две нижние прорези мочеприемника таким образом, чтобы ремень проходил под мешком. (рис. 1).



2. Закрепите мочеприемник на бедре (мягкой поверхностью к коже) (рис. 2).



3. Можно надеть мочеприемник на голень (рис. 3).

Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 9

(девять) листа(ов)

Генеральный директор


ООО «ГК ПАЛЬМА»


Бронштейн В.Ю.

«21» октября 2024 г.



Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»

 Б.Ю. Бронштейн


« 21 » октября 2024 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Устройство мочепрямое для мужчин одноразового
применения УРОЦЕЛ®
по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»


2024 г.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»
в исполнении УРОЦЕЛ® № 1



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»
в исполнении УРОЦЕЛ® № 2




Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»
в исполнении УРОЦЕЛ® № 3



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»
 в исполнении УРОЦЕЛ® № 4



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида инструкции медицинского изделия
«Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»
для исполнений УРОЦЕЛ® № 1, № 2, № 3, № 4



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»

Полоска герметизирующая АБУЦЕЛ®

ООО "ГК ПАЛЬМА"

Герметизирующая полоска АБУЦЕЛ®

для крепления катетера наружного (уропрезерватива)



партия № 10-24

дата изг. 10.24

годен до 10.27

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел. +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru

ТУ 32.50.13-008-83228278-2018 Рег.уд. № РЗН 2014/1543 от XX.XX.XXXX

(Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ®)

Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса А.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость



УЦЕЛ®
изизирующая
лоска

УЦЕЛ®
изирующая



АБУЦЕЛ®
Герметизирующая
полоска

АБУЦЕЛ®
изирующая



А Б
Гермет
ис

А Б
Гермет
ис

А Б



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018»

Ремень УРОЦЕЛ®



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 8
(восемь) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Бронштейн Б.Ю.

« 21 » октября 2024 г.

