

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»

 Б.Ю. Бронштейн

« 24 » октября 2024 г.



Макеты маркировки и упаковки медицинского изделия

**«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг
стомы "Триоцел"»**


по ТУ 9398-015-83228278-2015»

2024 г.

Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» в исполнении
20 г.




30 г.



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия
«Покрывтие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» в исполнении


40 г.



В этой части допускается указывать знак соответствия (при необходимости)



50 г.



В этой части допускается указывать знак соответствия (при необходимости)



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

3

Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» в исполнении
60 г.




Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы "Триоцел" по ТУ
9398-015-83228278-2015» в исполнении

20 г.




Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» в исполнении
30 г.



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

40 г.



Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» в исполнении

50 г.



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Макет упаковки и маркировки медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» в исполнении

60 г.



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Макет инструкции медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» для исполнений 20 г., 30г., 60г

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
покрытия защитного пастообразного
для кожи вокруг стомы ТРИОЦЕЛ**

(Рег. уд. № РЗН 2016/4897 от XX.XX.XXXX)

Покрытие защитное пастообразное (далее паста) ТРИОЦЕЛ используется в случае повреждения и раздражения кожи вокруг стомы.

Паста ТРИОЦЕЛ предназначена для создания защитного барьера, предохраняющего раздраженную или поврежденную кожу вокруг стомы, а также для заполнения неровностей на коже вокруг стомы.

Паста ТРИОЦЕЛ не содержит спирта, поэтому не вызывает чувства жжения при нанесении.

Указания по применению

Наносить покрытие следует круговыми движениями на кожу вокруг стомы. Покрытие при нанесении должно иметь комнатную температуру или температуру тела.

Отвинтить крышку тубы, нанести покрытие на подлежащие обработке участки кожи вокруг стомы и разровнять его пальцем или с помощью шпателя. Избыток пасты возможно удалить шпателем или салфеткой.

Закрыть тубу.

Наклеить устройство для ухода за стомой (кало- или урприемник).

При замене кало- или урприемника остатки покрытия удалить салфеткой и смыть теплой мыльной водой, после чего промыть и осушить кожу.

Условия хранения

Хранить закрытый тюбик при комнатной температуре.

Использованный тюбик утилизируется вместе с бытовыми отходами, как отходы класса А по СанПин 2.1.3684.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов пасты ТРИОЦЕЛ

Сведения о производителе

ООО «ГК ПАЛЬМА», Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Тослтопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1.
тел: +7(495)921-3719, www.palma-med.ru

Макет инструкции медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» для исполнений 20 г., 30г., 60г

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
покрытия защитного пастообразного
для кожи вокруг стомы ТРИОЦЕЛ**

(Рег. уд. № РЗН 2016/4897 от XX.XX.XXXX)

Покрытие защитное пастообразное (далее паста) ТРИОЦЕЛ используется в случае повреждения и раздражения кожи вокруг стомы.

Паста ТРИОЦЕЛ предназначена для создания защитного барьера, предохраняющего раздраженную или поврежденную кожу вокруг стомы, а также для заполнения неровностей на коже вокруг стомы.

Паста ТРИОЦЕЛ не содержит спирта, поэтому не вызывает чувства жжения при нанесении.

Указания по применению

Наносить покрытие следует круговыми движениями на кожу вокруг стомы. Покрытие при нанесении должно иметь комнатную температуру или температуру тела.

Отвинтить крышку тубы, нанести покрытие на подлежащие обработке участки кожи вокруг стомы и разровнять его пальцем или с помощью шпателя. Избыток пасты возможно удалить шпателем или салфеткой.

Закрыть тубу.

Наклеить устройство для ухода за стомой (кало- или урприемник).

При замене кало- или урприемника остатки покрытия удалить салфеткой и смыть теплой мыльной водой, после чего промыть и осушить кожу.

Условия хранения

Хранить закрытый тюбик при комнатной температуре.

Использованный тюбик утилизируется вместе с бытовыми отходами, как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов пасты ТРИОЦЕЛ

Сведения о производителе

ООО «ГК ПАЛЬМА», Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Тослтопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1.
тел: +7(495)921-3719, www.palma-med.ru

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 10
(десять) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Бронштейн Б.Ю.
«24» октября 2024 г.
МП



Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Б.Ю. Бронштейн

« 24 » октября 2024 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел"
по ТУ 9398-015-83228278-2015»

2024 г.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» в исполнении 20г



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» в исполнении 30 г



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» в исполнении 40 г



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» в исполнении 50 г



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» в исполнении 60 г



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида инструкции медицинского изделия
«Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы
"Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015» для исполнений 20 г, 30 г, 40 г, 50 г, 60 г

Закрывать тубу.
Наклеить устройство для ухода за
стомой (кало- или урорприемник).
При замене кало- или урорприемника
остатки покрытия удалить салфеткой
и смыть теплой мыльной водой, после
чего промыть и осушить кожу.

Условия хранения

Хранить закрытый тюбик при комнатной температуре.

Использованный тюбик утилизировать вместе с бытовыми отходами, отходы класса А по СанПиН 2

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов пасты ТРИОЦЕЛ

Сведения о производителе

ООО «ГК ПАЛЬМА»
г. Москва, вн. т. о. – Юго-Восточный округ Внуковское
ул. Советская, д. 1
тел: +7(495) 777-7777

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ покрытия защитного пастообразного для кожи вокруг стомы ТРИОЦЕЛ

(Рег. уд. № РЗН 2016/4897 от XX.XX.XXXX)
Покрытие защитное пастообразное
(далее паста) ТРИОЦЕЛ используется в
случае повреждения и раздражения
кожи вокруг стомы.

Паста ТРИОЦЕЛ предназначена для
создания защитного барьера, предо-
храняющего кожу вокруг стомы, а также
для заполнения неровностей на коже
вокруг стомы.
Паста ТРИОЦЕЛ не содержит спирта,
поэтому не вызывает чувства жжения
при нанесении.

Указания по применению

Наносить покрытие следует круговыми движениями на кожу вокруг стомы.
Покрытие при нанесении должно
иметь комнатную температуру или
температуру тела.
Отвинтить крышку тубы, нанести
покрытие на подлежащие обработке
участки кожи вокруг стомы и разров-
нять его пальцем или с помощью
шпателя. Избыток пасты возможно
удалить шпателем или салфеткой.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 7
(семь) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»


Бронштейн Б.Ю.
« 24 » октября 2024 г.
МП

