




УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Юни Докс»


_____ Р.С. Цветков

Дата последнего утверждения «11» ноября 2024 г.

Инструкция по применению медицинского изделия

**КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ МЕДИЦИНСКОЙ МНОГОРАЗОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DOC'S ПО ТУ 14.12.30-001-06094686-2018**

2024

Наименование медицинского изделия

Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018

Сведения о производителе

ООО «Юни Докс», 119048, Россия, г. Москва, Хамовнический вал, дом № 24, кв. 39.

Адрес места производства

АО «ИМПУЛЬС».

111054, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 10, помещение 7, ком. №1, №16, №16а, №17, №18, №19, №19а

Назначение медицинского изделия

Предназначен для применения медицинским персоналом в медицинских учреждениях при оказании лечебно-профилактической помощи в качестве барьера для снижения риска перекрестного инфицирования.

Область применения, потенциальный потребитель

Комплект может быть использован в стационарных, амбулаторных и лечебно-профилактических учреждениях.

Показания

Снижение риска инфицирования медицинского персонала в процессе повседневной трудовой деятельности, а также соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

Противопоказания

Запрещается использовать изделия, если:

- истек срок годности;
- изделия имеют внешние дефекты в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.

Возможные побочные действия

Возможны аллергические реакции при наличии индивидуальной непереносимости используемых материалов.

Потенциальные пользователи: медицинские работники.

Описание медицинского изделия

Халаты медицинские многоразового использования подразделяются на мужские и женские, изготавливаются с бортовой застежкой.

Халат медицинский многоразового использования мужской прямого силуэта с центральной бортовой застежкой, с отложным воротником, с накладными карманами и обтачками на полочках. Спинка цельнокроенная или из двух частей со швом посередине, с хлястиком на уровне талии. Рукава втачные, длинные

(рис. 1)

Халат медицинский многоразового использования женский полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой, с отложным воротником, с внешними накладными боковыми карманами. Спинка цельнокроеная или из двух частей со швом посередине, допустимо исполнение с хлястиком на уровне талии спинки. Рукава втачные, длинные или 3/4 (рис. 2).



Рисунок 1 Халат медицинский многоразового использования мужской (арт. ИИ2-110-10 «МОРТОН»)



Рисунок 2 Халат медицинский многоразового использования женский (арт. ИИ1-110-10 «КОРИ»)

Костюм медицинский многоразового использования, футболка медицинская многоразового использования. Костюмы медицинские многоразового использования подразделяются на мужские и женские, изготавливаются в следующей комплектации - куртка с застежкой или без, с V-образным или закругленным вырезом горловины, брюки на кулиске, возможно исполнение с дополнительными завязками-шнурками (рис.3,4). Футболки медицинские многоразового использования подразделяются на мужские и женские, изготавливаются с закругленным вырезом горловины, цельнокроенной спинкой, рукава втачные короткие, изготавливаются

отдельно (рис. 3.1, 4.1). Допускается изготовление костюма отдельными предметами.




Рисунок 3 Костюм медицинский многоцелевого использования мужской
(куртка арт. DR2-230-20, «КОХ», брюки арт. DB2-100-20 «Роберт»).




Рисунок 4 Костюм медицинский многоцелевого использования женский
(куртка арт. DR1-230-20 «БЛЭКУЭЛЛ, брюки арт. DB1-100-20 «ЭЛИЗАБЕТ».



Рисунок 3.1
«ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ» арт. FT1-210-40

Рисунок 4.1
«ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ» арт. FT2-210-40

Фуфайка медицинская многоцелевого использования. Изделия прилегающего силуэта без застежки подразделяются на мужские и женские. Изготавливаются с закругленным вырезом горловины, цельнокроенной спинкой, рукава втачные, длинные (рис. 5,6).




Рисунок 5 Футфайка медицинская многоразового использования женская (арт. L1-210-40 «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ»)




Рисунок 6 Футфайка медицинская многоразового использования мужская, арт. L2-210-40 «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ»



Головной убор медицинский многоразового использования. Изделия подразделяются на мужские и женские. В шов обтачивания вставлена лента или резинка, объем низа изделия регулируется с помощью фиксатора (рис. 7,8).




Рисунок 7 Головной убор медицинский многоразового использования мужской арт. МН2-100 «МЭДЖИК-М»




Рисунок 8 Головной убор медицинский многоразового использования женский арт. МН1-100 «МЭДЖИК»

Техническое описание медицинского изделия

Одежда, входящая в состав комплекта, выпускается в следующем ассортименте:

- халат медицинский многоразового использования женский: КОРИ, АГНОДИКА, МОНТЕССОРИ, ГЕРТРУДА, ФЛОРЕНС, МЕРИТ, АГНОДИКА-2

- халат медицинский многоразового использования мужской: МОРТОН, ФЛЕМИНГ, МЕЧНИКОВ, ХОЛСТЕД.

- куртка медицинская многоразового использования женская: АПГАР, БЛЭКУЭЛЛ, ДЕНМАРК, ГЕДРОЙЦ, СУСЛОВА, ИОНЕСКУ, КЕЛСИ, ЭЛАЙОН.

- куртка медицинская многоразового использования мужская: ЩЕТКИН, ЩЕТКИН-2, КОХ, БИЛЬРОТ, ПАСТЕР, ФИНЛЕЙ, ФИНЛЕЙ-2, ВИРХОВ, ДЖЕННЕР, ПАСТЕР-2.

- брюки медицинские многоразового использования женские: ЛЕЙЛА, ВЕРА, ВИРДЖИНИЯ, ЭЛИЗАБЕТ, НАДЕЖДА, СОФИЯ, ЭДДА,
- брюки медицинские многоразового использования мужские: БЛЮМБЕРГ, РОБЕРТ, ТЕОДОР, КАРЛОС, ЛУИ, РОБЕРТ-2.
- фуфайка медицинская многоразового использования мужская: ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ.
- фуфайка медицинская многоразового использования женская: ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ
- футболка медицинская многоразового использования мужская: ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ
- футболка медицинская многоразового использования женская: ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ
- Головной убор медицинский многоразового использования женский: МЭДЖИК
- Головной убор медицинский многоразового использования мужской: МЭДЖИК-М

Классификация медицинской одежды в соответствии с таблицей 1. Размерный ряд представлен в таблице 1.2.

Таблица 1 Классификация изделий

Наименование изделия	Пол	Силуэт	Длина рукава	Длина халата/куртки от костюма	Брюки
Халат медицинский многоразового использования	Женский	Полуприлегающий	Длинный 3/4	До колена (удлиненный) Выше колена (укороченный) Короткий	-
	Мужской	Прямой	Длинный	До колена (удлиненный)	-
Костюм медицинский многоразового использования	Мужской	Прямой	Короткий	Куртка короткая	Прямые
	Женский	Полуприлегающий	Короткий 3/4	Куртка короткая	Прямые Клеш
Головной убор медицинский многоразового использования	Мужской	-	-	-	-
	Женский	-	-	-	-
Фуфайка медицинская многоразового использования	Мужская	прилегающий	длинный	-	-
	Женская	прилегающий	длинный	-	-
Футболка медицинская многоразового использования	Мужская	Прямой	Короткий	-	-
	Женская	Прямой	Короткий	-	-

Таблица 1.2 Размерный ряд изделий

Халат медицинский многоразового использования женский КОРИ, АГНОДИКА, МОНТЕССОРИ, ГЕРТРУДА, ФЛОРЕНС, МЕРИТ, АГНОДИКА 2	38,40,42,44,46,48,50,52, 54,56,58,60,62,64, 66,68,70	164,170,176
--	--	-------------

Халат медицинский многоразового использования мужской МОРТОН, ФЛЕМИНГ, МЕЧНИКОВ, ХОЛСТЕД	46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70	176,182,188
Куртка медицинская многоразового использования женская АПГАР, БЛЭКУЭЛЛ, ГЕДРОЙЦ, ДЕНМАРК, СУСЛОВА, ИОНЕСКУ, КЕЛСИ, ЭЛАЙОН	38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70	164,170,176
Куртка медицинская многоразового использования мужская ЩЕТКИН, ЩЕТКИН-2, КОХ, ХОЛСТЕД, БИЛЬРОТ, ФИНЛЕЙ, ФИНЛЕЙ-2, ПАСТЕР, ВИРХОВ, ПАСТЕР-2	46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70	176,182,188
Брюки медицинские многоразового использования мужские БЛЮМБЕРГ, РОБЕРТ, ВИЛЬЯМ, ТЕОДОР, КАРЛОС, ЛУИ, РОБЕРТ-2	46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70	176,182,188
Брюки медицинские многоразового использования женские ЛЕЙЛА, ВЕРА, ВИРДЖИНИЯ, ЭЛИЗАБЕТ, НАДЕЖДА, СОФИЯ, ЭДДА	38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70	164,170,176
Фуфайка медицинская многоразового использования женская ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ	38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70	-
Фуфайка медицинская многоразового использования мужская ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ	46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70	-
Головной убор медицинский мужской МЭДЖИК-М	Один размер	-
Головной убор медицинский женский МЭДЖИК	Один размер	-
Футболка медицинская многоразового использования мужская ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ	46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70	-
Футболка медицинская многоразового использования женская ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ	38,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70	-

Таблица 2.1 - Классификация типовых фигур

Наименование признака	Величины размерных признаков типовой фигуры, см		Интервал роста человека	
	мужчин	Женщин		
Рост	158; 164; 170; 176;182;188	146; 152; 158; 164;170; 176	мужчины	От 158.0 до 163.0 включ. Св. 164.0> 170.0> >176.0>182.0>188.0>и выше

Таблица 2.1 - Классификация типовых фигур

			женщины	От. 146.0 до 151.0 включ. Св.152.0>158.0> >164.0>170.0>176.0>и выше
Обхват груди	88; 92;96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124;128;132	80; 84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132	мужчины	От 85.0 до 88.0 включ. Св. >92.0>96.0> > 100.0> 104.0> 108.0> >112.0>116.0>120.0> 124.0>128.0>132.0>и выше
			женщины	От 77.0 до 80.0 включ. Св. >84.0>88.0>92.0> >96.0>100.0>104.0>108.0> >112.0>116.0>120.0> >124.0>128.0>132.0>и выше
Обхват талии	76; 80; 84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120;		мужчины	От. 73.0 до 76.0 включ. Св. >80.0>84.0> >88.0>92.0>96.0>100.0> >104.0>108.0>112.0>116.0> >120.0>и выше
			женщины	-
Обхват бедер		88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132; 136; 140	мужчины	-
			женщины	От. 85.0 до 88.0 включ. Св.>92.0>96.0> 100.0> 104.0> > 108.0> 112.0> 116.0> 120.0> > 124.0> 128.0> 132.0> 136.0> >140.0>и выше

Таблица 2.2 Ростовая таблица

Наименование роста	164	170	176	182	188
Мужчины, см	-	-	176-181	182-187	188 и выше
Женщины, см	164-169	170-175	176 и выше	-	-

Таблица 2.3 Размерная таблица, мужчины

Размер	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Обхват груди, см	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Обхват талии, см	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128

Таблица 2.4 Размерная таблица, женщины

Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Обхват груди, см	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Обхват Бедер, см	82	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148

Таблица 3.1 Требования к измерениям медицинской одежды

Наименование изделия	Пол	Требования к измерениям
Халат медицинский многоразового использования	Женский	Таблица 3.2
	Мужской	Таблица 3.3
Костюм медицинский многоразового использования	Мужской	Таблица 3.3
	Женский	Таблица 3.2
Фуфайка медицинская многоразового использования	Мужской	Таблица 3.4
	Женский	Таблица 3.4
Головной убор медицинский многоразового использования	Мужской	Таблица 3.5
	Женский	Таблица 3.5
Футболка медицинская многоразового использования	Мужской	Таблица 3.6
	Женский	

Таблица 3.2 Измерения женской медицинской одежды многоразового использования

Рост/размер	Халат медицинский многоразового использования КОРИ, МОНТЕССОРИ, (общая длина изделия, см / ± 1 см)	Халат медицинский многоразового использования ГЕРТРУДА, ФЛОРЕНС/МЕРИТ (общая длина изделия, см / ± 1 см)	Халат медицинский многоразового использования укороченный АГНОДИКА, АГНОДИКА-2 (общая длина изделия, см / ± 1 см)	Куртка от костюма медицинского многоразового использования (общая длина изделия/длина рукава, см / ± 1 см)					Брюки от костюма медицинского многоразового использования (общая длина изделия, см / ± 1 см)			
				ДЕНМАРК	АПГАР	СУСЛОВА	БЛЭКУЭЛЛ	ГЕДРОЙЦ, ИОНЕСКУ, КЕЛСИ, ЭЛАЙОН	ВИРЖИНИЯ, ЛЕЙЛА	Элизабет, София	Вера, Надежда	Элла
164/46	94,5	80/103	68,5	66,5/19	70/46	70/22	66,9/17,5	66,4/16	104	98,5	103,5	-

170/46	98	83,5/106,5	72	68,5/19,5	72/47,5	72/22,5	68,9/18	68,4/16,5	108,5	103	108	80
176/46	101,5	87/110	75,5	70,5/20	74/49	74/23	70,9/18,5	70,4/17	113	107,5	112,5	-

*Примечания: ростовая разница в длине халатов - 3,5 см, в длине курток- 2 см.

Шаг по длине халатов, курток в зависимости от размера- 0,4 см.

Ростовая разница в длине брюк 4,5 см.

Ростовая разница длины рукава при длинном рукаве и в зависимости от размера = 2 см, при рукаве $\frac{3}{4}$ = 1,5 см, при коротком рукаве = 0,5 см.

Таблица 3.3 Измерения мужской медицинской одежды многоразового использования

Наименование роста /размер	Халат медицинский многоразового использования МОРТОН, (общая длина изделия, см / ± 1 см)	Халат медицинский многоразового использования укороченный ФЛЕМИНГ/ХОЛСТЕД, МЕЧНИКОВ (общая длина изделия, см / ± 1 см)	Куртка от костюма медицинского многоразового использования (общая длина изделия/длина рукава см / ± 1 см)			Брюки от костюма медицинского многоразового использования (общая длина изделия, см / ± 1 см)		
			Бильрот	Кох, Финлей, Финлей-2, Пастер, Дженнер, Вихров	Щеткин, Щеткин-2,	Теодор	Роберт	Блюмберг, Карлос, Луи
176/50	101,5	85,7/98,5	72,3/22	72/22	75/34	106,5	109,5	110
182/50	105	89,2/102	74,3/22,5	74/22,5	77/34,5	111	114	114,5
188/50	108,5	92,7/105,5	76,3/23	76/23	79/35	115,5	118,5	119

*Примечания: ростовая разница в длине халатов - 3,5 см, в длине курток- 2 см.

Шаг по длине халатов, курток в зависимости от размера- 0,4 см.

Ростовая разница в длине брюк 4,5 см.

Ростовая разница длины рукава при длинном рукаве и в зависимости от размера = 2 см, при рукаве $\frac{3}{4}$ = 1,5 см, при коротком рукаве = 0,5 см.

Таблица 3.4 Измерения фуфайки медицинской многоразового использования

Размер		42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Мужские	Общая длина изделия, см / ± 1 см	-	-	67	69	72	74	85	86	87	88	89	90
	Длина рукава, см / ± 1 см	-	-	63	64	65	66	67	68	68	69	69	69

Женские	Общая длина изделия, см / ± 1 см	59	60	61	61	62	62	63	64	65	66	67	68
	Длина рукава, см / ± 1 см	57	58	59	59	60	60	61	62	62	63	63	63

Примечания: ростовая разница в длине халатов - 3,5 см, в длине блуз - 2 см.

Шаг по длине халатов, курток в зависимости от размера - 0,4 см.

Ростовая разница в длине брюк 4,5 см.

Ростовая разница длины рукава при длинном рукаве и в зависимости от размера = 2 см, при коротком рукаве = 0,5 см.

Таблица 3.5 Измерения головных уборов медицинских многоразового использования



Наименование изделия	Ширина шапки в сложенном виде, см / $\pm 0,5$ см	Высота шапки, см / $\pm 0,3$ см	Обозначение измерения
Головной убор медицинский многоразового использования мужской МЭДЖИК-М	27	8,5	
Головной убор медицинский многоразового использования женский МЭДЖИК	28	13,5	

Таблица 3.6 Измерения футболки медицинской многоразового использования

Размер		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Мужские	Общая длина изделия, см / ± 1 см	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	36
	Длина рукава, см / ± 1 см	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Женские	Общая длина изделия, см / ± 1 см	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
	Длина рукава, см / ± 1 см	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Материалы, из которых изготовлено медицинское изделие или его основные части

При изготовлении изделий применяются материалы, указанные в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Ткани и материалы

Материал	Состав	Нормативный документ и/или предприятие-изготовитель	Назначение материалов
Ткань смесовая, плотность 200 $\pm$ 5% г/м ² , «Темп»	Хлопок 20%, полиэстер 80%	ООО «Промтекстиль», Россия, ГОСТ	Для изготовления изделий: халат медицинский многоразового использования

арт 1		11209-2014	(МОРТОН, ФЛЕМИНГ, МЕЧНИКОВ, КОРИ, АГНОДИКА, МОНТЕССОРИ, АГНОДИКА-2).
Ткань смесовая, Плотность 155+/-5% г/м ² , наименование «СиВиЭс», арт.2	хлопок 55%, полиэстер 42%, спандекс 3%.	SH Textile, Корея ГОСТ 29223 (по ДС)	Для изготовления изделий: халат медицинский многоразового использования (ГЕРТРУДА, ФЛОРЕНС, ХОЛСТЕД, МЕЧНИКОВ); куртка и брюки костюмов медицинских многоразового использования (ЭЛИЗАБЕТ, БЛЭКУЭЛЛ, СУСЛОВА, НАДЕЖДА, ИОНЕСКУ, КАРЛОС, ФИНЛЕЙ, ФИНЛЕЙ-2, КОХ, РОБЕРТ, РОБЕРТ-2, ЛУИ, ПАСТЕР, ПАСТЕР-2, ВИРХОВ, ДЖЕННЕР, ЭЛАЙОН, АГНОДИКА-2), головные уборы медицинские (МЭДЖИК, МЭДЖИК-М)
Ткань смесовая Плотность 164+/-5%г/м ² , наименование «Докс», арт.3	полиэстер 77%, вискоза 23%.	SH Textile Корея ГОСТ 29223	Для изготовления изделий: куртка и брюки костюмов медицинских многоразового использования (АПГАР, ДЕНМАРК, ГЕДРОЙЦ, КЕЛСИ, ЭЛАЙОН, БИЛЬРОТ, ЩЕТКИН, ТЕОДОР, БЛЮМБЕРГ, ВИРДЖИНИЯ, ВИРХОВ, КАРЛОС, ФИНЛЕЙ, ФИНЛЕЙ-2, ВЕРА, ЛЕЙЛА, СОФИЯ, ИОНЕСКУ, ЭЛАЙОН), головные уборы (МЭДЖИК и МЭДЖИК-М)
Ткань трикотажная из смешанной пряжи и нитей, кулирная гладь Меланж СР-1050 ОПТИК Пенье 165+/-5% гр/м ² Наименование «Трико», арт.4	хлопок 90%, лайкра 10%	ООО «Коттон Торг», Россия ГОСТ 29223	Для изготовления изделий: фуфайка медицинская многоразового использования (ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ, ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ) Футболка медицинская многоразового использования (ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ, ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ)
Ткань хлопчатобумажная, наименование «Эконом» плотность 120-140 г/м ² арт 5	Хлопок 100%	ООО Фабрика «Красный Октябрь» ГОСТ 29298- 2005	Для изготовления изделий куртки медицинской многоразового использования (ФИНЛЕЙ, ФИНЛЕЙ-2), брюк медицинских многоразового использования (КАРЛОС).

Лента полиэфирная, окрашенная	Полиэстер 100%	ООО «Фитекс» ОСТ 17-10-034-2000	Для изготовления изделий: брюки костюма медицинского многоразового использования (ВИРДЖИНИЯ, ВЕРА, ЛЕЙЛА, ТЕОДОР, БЛЮМБЕРГ, РОБЕРТ, НАДЕЖДА, СОФИ, ЛУИ, КАРЛОС), куртка костюма медицинского многоразового использования (БЛЭКУЭЛЛ). убор медицинский многоразового использования (МЭДЖИК, МЭДЖИК-М).
Нити швейные	Полиэфир 100%	ООО «ВеллКон» ГОСТ 6309 ГОСТ 28447.2	Для изготовления всех изделий.
Резинка вязаная		ООО «Ультратекс» ТР ТС №017/2011	Для изготовления изделий: брюки костюма медицинского многоразового использования (ТЕОДОР, РОБЕРТ, БЛЮМБЕРГ, ВИРДЖИНИЯ, ЭЛИЗАБЕТ, ВЕРА, ЛЕЙЛА, НАДЕЖДА, СОФИЯ, ЛУИ, РОБЕРТ-2)
Материал текстильный одежный «Прима микрофибра 140 Премиум»	Полиэфир 100%	ООО «Фабрикс» ТР ТС №017/2011	Для изготовления изделий: брюки костюма медицинского многоразового использования (ВЕРА).
Фиксатор пластмассовый	Полипропилен	ООО «Протос»	Головной убор медицинский многоразового использования (МЭДЖИК, МЭДЖИК-М)
Кнопки металлические	Сталь	ООО «Альфатекс»	Халат медицинский многоразового использования (МЕЧНИКОВ, ХОЛСТЕД, ГЕРТРУДА, МЕРИТ, ФЛОРЕНС, АГНОДИКА-2)
Застежка-молния	Пластмасса 50%, пластик 50%	ООО «Веллтекс»	Брюки костюма медицинского многоразового использования ЭДДА.

Таблица 6 Цветовая карта

Наименование цвета	Темп	СиВиЭс	Докс	Эконом	Трико
1- белый	1/1	2/1		1/5	1/3
2- голубой		2/2			
3- серый		2/3	3/3		4/3
4- розовый			3/4		
5- вишневый			3/5		
6- синий		2/6	3/6		4/6
7- бирюза			3/7		
8 - зеленый			3/8		

Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

Не применимо

Риски применения медицинского изделия

Оценка менеджмента рисков была проведена и документирована в рамках основного плана и отчета по менеджменту рисков, включая:

- Анализ рисков по каждому изделию
- Назначение изделия и характеристики, влияющие на безопасность
- Потенциальные опасности
- Потенциальный клинический вред и сопутствующие серьезные последствия
- Анализ соотношения клинического риска и пользы

На основании анализа были выявлены и сокращены до приемлемых уровней все установленные и предвидимые заранее опасности и сопутствующие риски. При использовании медицинского изделия по назначению в соответствии с инструкцией по применению, риска нет.

Информация о техническом обслуживании и ремонте

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

Состав поставки

Комплект поставки должен соответствовать данным таблицы 7

Таблица 7 Комплектность

Наименование	Количество
Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC`S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018 одного из вариантов исполнения в составе (в зависимости от заказа)	1 комплект
Инструкция по применению	1 шт.

Рекомендации по уходу (в зависимости от типа/вида ткани изделия)

1. Одежду из цветных тканей рекомендуется стирать без замачивания, отдельно от изделий белого цвета с использованием специальных моющих средств для цветных изделий, предварительно вывернув на изнаночную сторону.

2. Перед стиркой одежды необходимо удостовериться в том, что фурнитура надежно закреплена и не повредилась при носке. Если есть молнии, пуговицы, кнопки - застегнуть.

3. Выберите температурный режим стирки. Перед началом ознакомьтесь с изображениями на ярлыке изделия, чтобы правильно выбрать температуру.

Рекомендуемые температуры для стирки:

- смесовые ткани «ТЕМП» (Хлопок 20%, полиэстер 80%) белые - 40°C;
- смесовые ткани «ДОКС» (полиэстер 77%, вискоза 23%) цветные - 30°C;
- смесовые ткани «СиВиЭс» (хлопок 55%, полиэстер 42%, спандекс 3%) цветные - 30 °C;
- смесовые трикотажные ткани цветные «Трико» (90 % Хлопок, 10 % Лайкра) - 30°C.
- хлопчатобумажная ткань «Эконом» (100% хлопок) - 60°C.

4. Отбеливание одежды из цветных тканей - запрещено (за исключением одежды из белой ткани).

5. Сушить одежду рекомендуется в расправленном виде, расположив на вешалке и застегнув все пуговицы, кнопки и молнии.

- Не сушить и не отжимать в стиральной машине;

- Барабанная сушка возможна, более низкая температура.

6 - Гладить с изнанки при температуре не более 110 °C (при минимальном нагреве), с использованием пара;

- Глажение запрещено.

Срок годности

Гарантийный срок годности изделий – 36 месяцев с даты производства, 6 мес. с даты реализации.

Критерии непригодности медицинского изделия для применения

Изделие считается непригодным к использованию если обнаружен брак

покрытия/шнур, разрывы материала.

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, кроме не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000 и правилами, утверждёнными в установленном порядке для каждого вида транспорта.

Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки - контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем.

Условия транспортирования - по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых; солнечных лучей. Условия хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +5 °С до +40 °С.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха – до 98 % (до 80%) при 25 °С;

Упаковка


Комплект упаковывается в потребительскую упаковку из гофрированного картона.

Потребительская упаковка оклеивается лентой. Инструкция по применению вкладывается в потребительскую упаковку -1 экз.

Изделия, входящие в комплект, перед упаковкой в потребительскую упаковку упаковываются в пакеты.

Маркировка медицинского изделия

Для маркирования готовых изделий применяются следующие символы:

Знак	Расшифровка	Знак	Расшифровка
	Температурный диапазон		Диапазон влажности
	Беречь от влаги		Крюками не брать
	Верх		Предел по количеству ярусов в штабеле

	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде		Не кантовать
		Открывать здесь	
<i>Символы по уходу за изделием</i> <i>Символы указываются в зависимости от типа/состава ткани изделия</i>			
	Максимальная температура стирки ____ °C		Барабанная сушка возможна, более низкая температура
	Не отбеливать (кроме белого)		Не сушить и не отжимать в стиральной машине
	Глажение при минимальном нагреве		Глажение при минимальном нагреве Рекомендовано гладить с внутренней стороны
	Профессиональная сухая чистка в тетрахлорэтилене и во всех растворителях, перечисленных для символа F; обычный режим		Глажение запрещено

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных техническими условиями на изделие.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

Использованные изделия и изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относятся к классу А по СанПиН 2.1.3684 и утилизируются как бытовые отходы.

Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиНу 2.1.3684 (класс Б).

Перечень международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует МИ

Серия ГОСТ ISO 10993, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023, ГОСТ 25194-82, ГОСТ 24760-81, ГОСТ 23134-78.

Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018

Варианты исполнения:

I. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №1 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 7 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 7 штук.
3. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 7 штук.
4. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 7 штук.
5. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 7 штук.
6. Куртка медицинская многоразового использования мужская «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 7 штук.
7. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).
8. Брюки медицинские многоразового использования мужские «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 7 штук.
9. Инструкция по применению- 1шт.

II. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 2 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 12 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования женские «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 12 штук.
3. Куртка медицинская многоразового использования женская «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 12 штук.
4. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 12 штук.
5. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 12 штук.
6. Халат медицинский многоразового использования мужской «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 12 штук.
7. Куртка медицинская многоразового использования мужская «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 12 штук.
8. Брюки медицинские многоразового использования мужские «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 12 штук.
9. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 12 штук.
10. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 12.
11. Инструкция по применению- 1шт.

III. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 3 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 24 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 24 штук.

3. Куртка медицинская многоразового использования женская «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 24 штук.

4. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 24 штук.

5. Халат медицинский многоразового использования мужской «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 24 штук.

6. Куртка медицинская многоразового использования мужская «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 24 штук.

7. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188).

8. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 24 штук.

9. Инструкция по применению- 1шт.

IV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 4 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 24 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 24 штук.

3. Куртка медицинская многоразового использования женская «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 24 штук.

4. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 24 штук.

5. Халат медицинский многоразового использования мужской «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 24 штук.

6. Куртка медицинская многоразового использования мужская «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 24 штук.

7. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188).

8. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 24 штук.

9. Инструкция по применению- 1шт.

V. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 5 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 7 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 7 штук.

3. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 7 штук.

4. Инструкция по применению- 1шт.

VI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 6 в составе:

1. Брюки медицинские многоразового использования женские «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 7 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования женская «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 7 штук.

3. Брюки медицинские многоразового использования женские «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 7 штук.

4. Инструкция по применению- 1шт.

VII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 7 в составе:

1. Брюки медицинские многоразового использования женские «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 28 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования женская «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 28 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 28 штук.

4. Инструкция по применению- 1шт.

VIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 8 в составе:

1. Брюки медицинские многоразового использования женские «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 24 штук.

2. Куртка многоразовая медицинская многоразового использования женская «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 24 штук.

3. Инструкция по применению- 1шт.

IX. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 9 в составе:

1. Брюки медицинские многоразового использования женские «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 12 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования женская «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 12 штук.

3. Инструкция по применению- 1шт.

X. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 10 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 7 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования мужская «БИЛЬРОТ» размеры (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 7 штук.

3. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).

4. Брюки медицинские многоразового использования мужские «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 7 штук.

5. Инструкция по применению- 1шт.

XI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 11 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования мужская «БИЛЬРОТ» размеры (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 7 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 7 штук.

3. Инструкция по применению- 1шт.

XII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 12 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования мужская, вариант исполнения «БИЛЬРОТ» размеры (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 10 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 10 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 10.

4. Инструкция по применению- 1шт.

ХІІІ. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 13 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 12 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования мужская «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 12 штук.
3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 12 штук.
4. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 12 штук.
5. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 12.
6. Инструкция по применению- 1шт.

ХІV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 14 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования мужская «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 12 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 12 штук.
3. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 12.
4. Инструкция по применению- 1шт.

ХV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 15 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 12 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования мужская «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 12 штук.
3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 12 штук.
4. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 12.
5. Инструкция по применению- 1шт.

ХVІ. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 16 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.
3. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 100 штук.
4. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.
5. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.
6. Инструкция по применению- 1шт.

ХVІІ. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 17 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования женская «ИОНЕСКУ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские «НАДЕЖДА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.
3. Халат медицинский многоразового использования женский «ФЛОРЕНС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.
4. Инструкция по применению- 1шт.

XVIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 18 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования женская «КЕЛСИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования женские «СОФИЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.
3. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «ГЕРТРУДА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.
4. Халат медицинский многоразового использования мужской «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.
5. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.
6. Брюки медицинские многоразового использования мужские «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.
7. Инструкция по применению- 1шт.

XIX. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 19 в составе:

1. Брюки медицинские многоразового использования мужские «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.
3. Инструкция по применению- 1шт.

XX. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 20 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский «МЕРИТ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.
2. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 100 штук.
3. Брюки медицинские многоразового использования женские «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 100 штук.
4. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.
5. Брюки медицинские многоразового использования мужские «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.
6. Инструкция по применению- 1шт.

XXI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 21 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ИОНЕСКУ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 50 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования женские «ЭДДА». Количество от 1 до 50

3. Инструкция по применению- 1 шт.

XXII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 22 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования мужская «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук
3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.

4. Инструкция по применению- 1 шт.

XXIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №23 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования мужская «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования мужские, «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.

3. Инструкция по применению- 1 шт.

XXIV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 24 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 7 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 7 штук.

3. Футболка медицинская многоразового использования женская «ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 7 штук.

4. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 7 штук.

5. Инструкция по применению- 1 шт.

XXV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 25 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 100 штук.
 2. Куртка медицинская многоразового использования мужская «ПАСТЕР-2» размеры (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 7 штук.
 3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 10 штук.
 4. Футболка медицинская многоразового использования мужская «ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 12 штук.
5. Инструкция по применению- 1 шт.

XXVI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 26 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188).

64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Инструкция по применению- 1шт.

XXVII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 27 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Инструкция по применению- 1шт.

XXVIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 28 в составе:

1. Футболка медицинская многоразового использования мужская «ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Инструкция по применению- 1шт.

XXIX. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 29 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или

«ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

4. Инструкция по применению- 1шт.

XXX. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 30 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Футболка медицинская многоразового использования мужская «ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

4. Инструкция по применению- 1шт.

XXXI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 31 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

4. Инструкция по применению- 1шт.

XXXII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 32 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.

4. Инструкция по применению- 1шт.

XXXIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 33 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.

4. Инструкция по применению- 1шт.

XXXIV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 34 в составе:

1. Футболка медицинская многоразового использования мужская «ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.

4. Инструкция по применению- 1шт.

XXXV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018. № 35 В составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) . Количество от 1 до 1000 штук.
3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.
4. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.
5. Инструкция по применению- 1 шт.

XXXVI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 36 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.
2. Футболка медицинская многоразового использования мужская «ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.
4. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.
5. Инструкция по применению- 1 шт.

XXXVII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 37 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.
4. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.
5. Инструкция по применению- 1шт.

XXXVI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 36 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.
2. Футболка медицинская многоразового использования мужская «ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.
4. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.
5. Инструкция по применению- 1шт.

XXXVII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 37 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).

Количество от 1 до 1000 штук.

3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

4. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.

5. Инструкция по применению- 1 шт.

XXXVIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 38 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) .

Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).

Количество от 1 до 1000 штук.

4. Инструкция по применению- 1 шт.

XXXIX. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 39 в составе:

1. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).

Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Инструкция по применению- 1 шт.

XL. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 40 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) . Количество от 1 до 1000 штук.

3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

4. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).

Количество от 1 до 1000 штук.

5. Инструкция по применению- 1шт.

XLI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 41 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.

4. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).

Количество от 1 до 1000 штук.

5. Инструкция по применению- 1шт.

XLII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 42 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или

«КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) . Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.

4. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

5. Инструкция по применению- 1шт.

XLIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №43 в составе:

1. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.

4. Инструкция по применению- 1шт.

XLIV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 44 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или

«ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) .
Количество от 1 до 1000 штук.

3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

4. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.

5. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).
Количество от 1 до 1000 штук.

6. Инструкция по применению- 1шт.

XLV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 45 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Футболка медицинская многоразового использования мужская «ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Брюки медицинские многоразового использования мужские «РОБЕРТ-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «РОБЕРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «БЛЮМБЕРГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «КАРЛОС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ЛУИ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ТЕОДОР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

4. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.

5. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).
Количество от 1 до 1000 штук.

1. Инструкция по применению- 1шт.

XLVI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 46 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЕТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или

«ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) .
Количество от 1 до 1000 штук.

3. Инструкция по применению- 1шт.

XLVII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ
14.12.30-001-06094686-2018, № 47 в составе:

1. Футболка медицинская многоразового использования мужская «ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ»
(размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения:
«ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ»
(размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) .
Количество от 1 до 1000 штук.

3. Инструкция по применению- 1шт.

XLVIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ
14.12.30-001-06094686-2018, № 48 в составе:

1. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ»
(размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).
Количество от 1 до 1000 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения:
«ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ»
(размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) .
Количество от 1 до 1000 штук.

3. Инструкция по применению- 1шт.

XLIX. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ
14.12.30-001-06094686-2018, № 49 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост:
176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения:
«ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ»
(размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или
«ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или

«ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) . Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000.

4. Инструкция по применению- 1шт.

L. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 50 в составе:

1. Футболка медицинская многоразового использования мужская «ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) . Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000

4. Инструкция по применению- 1шт.

LI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 51 в составе:

1. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).

Количество от 1 до 1000 штук.

2. Куртка медицинская многоразового использования мужская, варианты исполнения: «ЩЕТКИН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ЩЁТКИН-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «БИЛЬРОТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «КОХ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ФИНЛЕЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ВИРХОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ДЖЕННЕР» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «»ФИНЛЕЙ -2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) или «ПАСТЕР-2» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 рост: 176, 182, 188) . Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования мужской «МЭДЖИК-М». Количество от 1 до 1000

4. Инструкция по применению- 1шт.

LII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №52 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или

«ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Инструкция по применению- 1 шт

LIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №53 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Инструкция по применению- 1 шт.

LIV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №54 в составе:

1. Футболка медицинская многоразового использования женская «ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Инструкция по применению- 1 шт.

LV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №55 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или

«МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) Количество от 1 до 1000штук.

4. Инструкция по применению- 1шт.

LVI.Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №56 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Футболка медицинская многоразового использования женская «ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

4. Инструкция по применению- 1шт.

LVII.Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №57 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или

«ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

4. Инструкция по применению- 1шт.

LVIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №58 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.

4. Инструкция по применению- 1шт

LIX. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №59 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) Количество от 1 до 1000штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ»

- (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.
4. Инструкция по применению- 1 шт.

LX. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №60 в составе:

1. Футболка медицинская многоразового использования женская «ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.
4. Инструкция по применению- 1 шт.

LXI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №61 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА 2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) Количество от 1 до 1000штук.
4. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.

5. Инструкция по применению- 1шт.

LXII.Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №62 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Футболка медицинская многоразового использования женская «ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
4. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.
5. Инструкция по применению- 1шт.

LXIII.Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №63 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
4. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.
5. Инструкция по применению- 1шт.

LXIV.Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №64 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или

«КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.

4. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

5. Инструкция по применению- 1шт

LXV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №65 в составе:

1. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) Количество от 1 до 1000штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.

3. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.

4. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

5. Инструкция по применению- 1шт.

LXVI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №66 в составе:

1. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.

2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ»

- (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.
4. Инструкция по применению- 1 шт.

LXVII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №67 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) Количество от 1 до 1000штук.
4. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.
5. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 10000 штук.
6. Инструкция по применению- 1 шт.

LXVIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №68 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.
2. Брюки медицинские многоразового использования женские, варианты исполнения: «ВИРДЖИНИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или

- «ЛЕЙЛА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛИЗАБЕТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ВЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СОФИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «НАДЕЖДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭДДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Футболка медицинская многоразового использования женская «ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
4. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.
5. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
6. Инструкция по применению- 1шт.

LXIX.Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №69 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000штук.
3. Инструкция по применению- 1шт.

LXX.Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №70 в составе:

1. Футболка медицинская многоразового использования женская «ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000штук.
3. Инструкция по применению- 1шт.

LXXI.Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №71 в составе:

1. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000штук.
3. Инструкция по применению- 1шт.

LXXII.Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №72 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000штук.
3. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.
4. Инструкция по применению- 1шт.

LXXIII.Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №73 в составе:

1. Футболка медицинская многоразового использования женская «ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176).Количество от 1 до 1000штук.
3. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.
4. Инструкция по применению- 1шт.

LXXIV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №74 в составе:

1. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
2. Куртка медицинская многоразового использования женская, варианты исполнения: «ДЕНМАРК» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АПГАР» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «БЛЭКУЭЛЛ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕДРОЙЦ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ИОНЕСКУ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КЕЛСИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ЭЛАЙОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «СУСЛОВА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176). Количество от 1 до 1000штук.
3. Головной убор медицинский многоразового использования женский «МЭДЖИК». Количество от 1 до 1000 штук.
4. Инструкция по применению- 1шт.

LXXV. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, №75 в составе:

1. Фуфайка медицинская многоразового использования женская «ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
2. Халат медицинский многоразового использования женский, варианты исполнения: «АГНОДИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «КОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МОНТЕССОРИ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ФЛОРЕНС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «ГЕРТРУДА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «МЕРИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или «АГНОДИКА-2» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, рост: 164, 170, 176) или Количество от 1 до 1000 штук.
3. Инструкция по применению- 1шт.

LXXVI. Комплект одежды медицинской многоразового использования DOC'S по ТУ 14.12.30-001-06094686-2018, № 76 в составе:

1. Халат медицинский многоразового использования мужской «МОРТОН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ФЛЕМИНГ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «МЕЧНИКОВ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188) или «ХОЛСТЕД» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 рост: 176, 182, 188). Количество от 1 до 1000 штук.
2. Фуфайка медицинская многоразового использования мужская «ЛОНГСЛИВ МУЖСКОЙ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64). Количество от 1 до 1000 штук.
3. Инструкция по применению- 1шт.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

43 (ссылка) листов

Генеральный директор ООО «Юни-Докс»

Цветков Р.С.

