

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Материал стоматологический слепочный альгинатный с принадлежностями,
производства "ЖЕРМАК С.п.А." (ZHERMACK S.p.A.)**

2024

Zhermack
hydrocolor ^{COOL} 5

fast setting

cool berry scent



453 g (1 lb)

chromatic high stability alginate impression material | www.zhermack.com

Материал стоматологический слепочный альгинатный, пример общего вида изделия

Zhermack

alginate single dose

Hydrocolor 5 C302130
Chromatic
powder 21g/ water 45 ml
Setting Time : 2'10"




<30"



1'10"



1'00"



*+EZHC3021300V\$70
000313071/14D202203
09j*

*(23°C - 73°F)

LOT

0000313071



2022-03-09

21 g

alginate impression material


| www.zhermack.com

Материал стоматологический слепочный альгинатный, одностовая упаковка, пример обшей вида изделия



Материал стоматологический слепочный альгинатный TROPIC ALGIN. 453 г. (2 уп.) с контейнером и комплектом мерников для альгинатов (1 мерный стаканчик для воды и 1 мерная ложка для порошка), пример общего внешнего вида изделия

Принадлежности:



Комплект мерников для Hydrocolor 5 - Hydrogum 5 (1 мерный стаканчик для воды и 1 мерная ложка для порошка), общий вид



Чаша резиновая для замешивания, внешний вид



Шпатели для альгинатов флуоресцентные цветные, внешний вид

Пример макета маркировки на русском языке для изделия



Материал стоматологический слепочный альгинатный с принадлежностями

Материал стоматологический слепочный альгинатный HYDROCOLOR 5, 453 г

 «ЖЕРМАК С.п.А.» (ZHERMACK S.p.A.)

Место производства: Via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Италия; +39 0425 597611

Уполномоченный представитель: ООО «Дентсплай Сирона» 115035, Россия, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н, Тел.: +7 (495) 725 10 87

Вариант исполнения (каталожный номер): см.  на основной маркировке производителя

Номер партии: см.  на основной маркировке производителя

Срок годности: см.  на основной маркировке производителя

РУ № XXXXX от XXXXX

Только для применения в стоматологии. Для получения более подробной информации о свойствах продукта см. инструкцию по применению.



Пример макета маркировки на русском языке для принадлежностей



Чаша резиновая для замешивания

 «ЖЕРМАК С.п.А.» (ZHERMACK S.p.A.)

Место производства: Via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Италия; +39 0425 597611

Уполномоченный представитель: ООО «Дентсплай Сирона» 115035, Россия, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н, Тел.: +7 (495) 725 10 87

Вариант исполнения (каталожный номер): см.  на основной маркировке производителя

Номер партии: см.  на основной маркировке производителя

Срок годности: неограничен

Принадлежности к РУ № XXXXX от XXXXX

Только для применения в стоматологии. Для получения более подробной информации о свойствах продукта см. инструкцию по применению «Материал стоматологический слепочный альгинатный с принадлежностями».



Хандрова В.И.
#129 07
по доверенности
ООО «Дентспай Сирана»
Россия и СНГ
Директор по регистрации,
Листа (об)
ООО «Дентспай Сирана»
1127746213462 * МОСКВА *