

УТВЕРЖДАЮ



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики ин витро


**Набор реагентов для качественного выявления и идентификации РНК коронавируса SARS-CoV-2,**

**вирусов гриппа А (influenza virus A) и гриппа В (influenza virus B)**

**методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2/ InfluenzaA/B -скрин»**

**серия 4**

# 1. Набор реагентов «SARS-CoV-2/ InfluenzaA/B -скрин», серия 4 (общий вид)



000 7-67-000

**«SARS-CoV-2/Influenza A/B-скрин»**

Р/У №.....

|                                   |        |            |
|-----------------------------------|--------|------------|
| - Буфер TP7                       | 1,5 мл | 1 пробирка |
| - ОТ-полимераза                   | 0,1 мл | 1 пробирка |
| - ПКО TP7                         | 1,0 мл | 1 пробирка |
| - ОКО                             | 1,0 мл | 1 пробирка |
| - <b>Инструкция по применению</b> |        | 1 шт       |
| - <b>Паспорт качества</b>         |        | 1 шт       |

REF TP7



2024-04-24

**LOT 4**



2025-04-24




IVD



**хранения:**



A thermometer with a vertical scale. The liquid level is at the +2°C mark. An arrow points upwards from the +2°C mark to the +8°C mark, indicating a temperature increase.






ООО «ЛабПак» 197376 г. Санкт-Петербург,  
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,  
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения


## 1.1. Буфер TP7






## 1.2. ОТ-полимераза



### 1.3. ПКО TP7



1.4. ОКО





«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

А.А. Козаренко/

«28» мая 2024 г.




## Маркировка первичной, потребительской и групповой (транспортной) упаковки.

Набор реагентов для качественного выявления и идентификации РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus B) методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2/InfluenzaA/B-скрин» серия 4

### 1. Образцы маркировки первичной упаковки:


Буфер TP7




ОТ-полимераза



ПКО TP7



ОКО



## 2. Образец маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления и идентификации РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus B) методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2/Influenza A/B-скрин» серия 4

**«SARS-CoV-2/Influenza A/B-скрин»**

РУ № \_\_\_\_\_

Состав:

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| - Буфер TP7                | 1,5 мл | 1 пробирка |
| - ОТ-полимераза            | 0,1 мл | 1 пробирка |
| - ПКО TP7                  | 1,0 мл | 1 пробирка |
| - ОКО                      | 1,0 мл | 1 пробирка |
| - Инструкция по применению |        | 1 шт       |
| - Паспорт качества         |        | 1 шт       |

**REF** TP7  2024-04-24

**LOT** 4  2025-04-24

   **IVD** 

Условия транспортирования:  +2°C  +8°C

Условия хранения:  -25°C  -16°C 

 ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. II, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения



## 3. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. II, пом. 3-Н, тел. (812) 490-75-93, E-mail: info@labpack.ru, https://www.labpack.ru

Набор реагентов для качественного выявления и идентификации РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus B) методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2/Influenza A/B-скрин» серия 4

Число единиц потребительской упаковки изделий..... шт

Масса нетто групповой упаковки ..... кг

Масса брутто групповой упаковки..... кг

Масса нетто потребительской упаковки ..... кг

Срок годности: 2025-04

Условия транспортирования:  +2°C  +8°C  

Условия хранения:  -25°C  -16°C 

