



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сюн Вэй

«15» ~~НОЯБРЯ~~ 2024 г.

Силкин О.В.
По доверенности
от 06.12.2023

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Система автоматизированная для обработки образцов МТ 8000

Модуль загрузки и выгрузки образцов Input/Output Module , модель IOM



Модуль управления для центрифуги Centrifuge Module, модель CM





湖南湘仪实验室仪器开发有限公司

备 案 号: 湘长械备 20190085 号

生产地址: 湖南望城经济开发区金穗路35号

产品名称: 大容量低速冷冻离心机

额定电压: 220V ~

额定输入功率: 1.8kW

最大容量: 4×20支

出厂编号: 24350023050062

制造日期: 2023. 05

其他内容详见说明书

型号/规格: Auto 80R

额定频率: 50Hz

最高转速: 4000r/min



使用期限: 见说明书

cence®



cence® 合格证

本产品经检验合格准予出厂

检验员:

检11

湖南湘仪实验室仪器开发有限公司





L-Track (800)


Module Model: L800  2023-09-20

SN 


BM1D39000130T

047-047244-00(1.0) **mindray**

Модуль транспортировки образцов I-Track (1200), модель I1200



Модуль соединительный Track Interface module (I1200 analyzers), модель A- I1200



Модуль соединительный T-Track (1200), модель M- I1200



T-Track (1200)

Module Model: M-I1200

2023-03-25

SN




BM1M43002421

047-047246-00(1.0)


mindray

Модуль загрузки и выгрузки образцов для основного блока анализатора Analyzer Input/Output Module, модель A-IOM







Стакан центрифуги



Штатив центрифуги для установки пробирок




Бакет-ротор




Смазка для центрифуги




Магнитная крышка основания модуля загрузки и выгрузки образцов



Защитная крышка модуля поворотного для транспортировки образцов



Защитная крышка модуля транспортировки образцов




Защитная крышка модуля соединительного Track interface module (П1200 analyzers)



Защитная крышка модуля соединительного T-Track (1200)




Защитная крышка элемента замыкающего




Задняя защитная крышка элемента замыкающего



Внешняя защитная крышка элемента замыкающего




Задняя защитная крышка модуля загрузки и выгрузки образцов для основного блока анализатора




Верхняя панель модуля загрузки и выгрузки образцов




Нижняя панель модуля загрузки и выгрузки образцов



Боковая панель модуля поворотного для транспортировки образцов




Боковая панель элемента замыкающего, часть 1




Боковая панель элемента замыкающего, часть 2




Фронтальная панель элемента замыкающего



Сменная линия трека перемещения образцов анализатора биохимического



Сменная линия трека перемещения образцов анализатора иммунохемилюминесцентного



Экран анализатора биохимического



Экран анализатора иммунохемилюминесцентного




Фронтальная декоративная панель основного блока анализатора биохимического



Фронтальная декоративная панель основного блока анализатора иммунохемилюминесцентного




Защитная панель линии трека анализатора биохимического



Защитная панель линии трека анализатора иммунохемилюминесцентного




Защитная панель модуля управления для центрифуги




Внутренняя панель линии трека анализатора биохимического




Внутренняя панель линии трека анализатора иммунохемилюминесцентного



Внутренняя панель анализатора биохимического




Внутренняя панель анализатора иммунохемилюминесцентного



Верхняя панель защитного кожуха основного блока анализатора биохимического




Задняя панель защитного кожуха основного блока анализатора биохимического




Фронтальная панель основного блока анализатора биохимического




Правая панель основного блока анализатора биохимического



Верхняя панель защитного кожуха основного блока анализатора иммунохемилюминесцентного




Задняя панель защитного кожуха основного блока анализатора иммунохемилюминесцентного



Фронтальная панель основного блока анализатора иммунохемилюминесцентного



Левая защитная панель для основного блока анализатора биохимического часть 1




Левая защитная панель для основного блока анализатора биохимического часть 2




Левая защитная панель для основного блока анализатора иммунохемилюминесцентного



Левая боковая панель защитного кожуха автозагрузчика



Правая боковая панель защитного кожуха автозагрузчика



Левая дверь модуля загрузки и выгрузки образцов



Правая дверь модуля загрузки и выгрузки образцов




Левая дверь модуля управления для центрифуги



Правая дверь модуля управления для центрифуги



Дверь модуля декапирования




Кронштейн установочный для левой боковой панели защитного кожуха




Кронштейн установочный для правой боковой панели защитного кожуха




Кронштейн установочный для правой панели основного блока анализатора № 1




Кронштейн установочный для правой панели основного блока анализатора № 2



Кронштейн установочный для центрифуги левый



Кронштейн установочный для центрифуги правый




Кронштейн соединительный для линии трека и основного блока анализатора № 1



Кронштейн соединительный для линии трека и основного блока анализатора № 2




Кронштейн соединительный для линии трека и основного блока анализатора № 3




Кронштейн соединительный для линии трека и основного блока анализатора № 4




Кронштейн соединительный для модуля загрузки и выгрузки образцов и основного блока анализатора




Кронштейн соединительный малый




Кронштейн соединительный большой




Кронштейн соединительный для основных блоков анализатора, часть 1



Кронштейн соединительный для основных блоков анализатора, часть 2



Кронштейн центрифуги соединительный




Фиксатор сетевого коммутатора




Магнитная вкладка стойки кабель-канала



Заглушка внешняя



Заглушка резиновая



Заглушка противоударная



Сетевой коммутатор




Wi-Fi роутер 4G





Сканер штрих-кодов внешний
Сканер штрих-кодов







Подставка сканера штрих-кодов



Гигабитный сетевой кабель



Сетевой кабель



Сетевой кабель № 2







[illegible]

Сетевой кабель № 6




Сетевой кабель № 7




Сетевой кабель № 8




Переходник сетевого кабеля экранированный




Коммуникационный кабель



Кабель подключения центрифуги



Разъем кабеля CAN-шины



Кабель питания с изолированными наконечниками для подключения сети переменного тока




Кабель питания с трехполюсным разъемом малыи



Кабель питания с трехполюсным разъемом большой



Кабель питания для подключения к сети переменного тока



Кабель коммутационный линии трека основного блока анализатора



Кабель коммутационный загрузки и выгрузки образцов для основного блока анализатора



Кабель коммутационный промежуточный загрузки и выгрузки образцов для основного блока анализатора, часть 1




Кабель коммутационный промежуточный загрузки и выгрузки образцов для основного блока анализатора, часть 2




Ключ для кювет




Набор ключей шестигранных 1.5мм – 6мм



Набор ключей шестигранных 1.5мм – 10мм




Ключ шестигранный 16мм







Адаптер для пробирок Эппендорфа составной, часть 1




Адаптер для пробирок Эппендорфа составной, часть 2



Стикер предупреждающий



Стикер информационный для гидросистемы




Лист стикеров информационных (для заполнения)

Centrifu.	Not Centrifu.	Outlet Area	Outlet Area	Outlet Area
Centrifu.	Not Centrifu.	Outlet Area	Outlet Area	Outlet Area
Centrifu.	Not Centrifu.	Outlet Area	Outlet Area	Outlet Area
Outlet Area	Test Abnormal	Download Failed	Scanning Abnormal	Sample Abnormal
Outlet Area	Scanning Abnormal	Download Failed	Scanning Abnormal	Sample Abnormal
Outlet Area	Manual Task Out	Download Failed	Test Abnormal	Test Abnormal
047-047329-00 (1.0)	047-047329-00 (1.0)	047-047329-00 (1.0)	047-047329-00 (1.0)	047-047329-00 (1.0)

Not Centrifu.	Centrifu.	Biochemistry Samples	Immunoassay Samples	Infectious Disease Samples	Offline Samples
Not Centrifu.	Centrifu.	Biochemistry Samples	Immunoassay Samples	Infectious Disease Samples	Offline Samples
Not Centrifu.	Centrifu.	Biochemistry Samples	Immunoassay Samples	Infectious Disease Samples	Offline Samples
Not Centrifu.	Coagulation Samples	Quality Control Samples	Calibrator Samples	Sorted Samples	Positive Infectious Disease Samples
Not Centrifu.	Coagulation Samples	Quality Control Samples	Calibrator Samples	Sorted Samples	Positive Infectious Disease Samples
Not Centrifu.	Coagulation Samples	Quality Control Samples	Calibrator Samples	Sorted Samples	Positive Infectious Disease Samples
047-047330-00 (1.0)	047-047330-00 (1.0)	047-047330-00 (1.0)	047-047330-00 (1.0)	047-047330-00 (1.0)	047-047330-00 (1.0)

Лист стикеров информационных



Механический валик линии перемещения единичных держателей пробирок




Модуль перемещения единичной пробирки



Штатив для образцов, 21 позиция (L0001 -L0030)




Штатив для образцов, 21 позиция (L0031 -L0040)




Штатив для образцов, 21 позиция (L0041 -L0100)




Штатив для образцов, 50 позиций, 13 мм (N0001 - N0060)




Штатив для образцов, 50 позиций, 13 мм (N0061 - N0070)




Штатив для образцов, 50 позиций, 13 мм (N0071 - N0500)




Штатив для образцов, 50 позиций, 13 и 16 мм (N0001 - N0060)




Штатив для образцов, 50 позиций, 13 и 16 мм (N0061 - N0070)




Штатив для образцов, 50 позиций, 13 и 16 мм (N0071 - N0500)




Штатив для срочных образцов, 50 позиций, 13 мм (E0001 - E0010)




Штатив для срочных образцов, 50 позиций, 13 мм (E0011 - E0020)




Штатив для срочных образцов, 50 позиций, 16 мм (E0001 - E0010)



Штатив для срочных образцов, 50 позиций, 16 мм (E0011 - E0020)




Гриппер модуля загрузки и выгрузки образцов для основного блока анализатора




Стяжка пластиковая




Настроечный образец 1 для модуля загрузки и выгрузки образцов




Настроечный образец 2 для модуля загрузки и выгрузки образцов



Вспомогательный стержень перемещения единичного держателя пробирки




Настроечный образец 1 для гриппера




Настроечный образец 2 для гриппера



Настроечный образец центрифуги



Настроечный образец единичной пробирки



Винт комбинированный с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М3Х8



Винт комбинированный с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М3Х6



Винт комбинированный с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М4Х8



Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М3Х6



Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М4Х8




Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М4Х10



Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем M8X25



Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М4Х12




Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем M5X12




Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем M5X16




Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М6Х12




Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М3Х12



Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М6Х16




Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М3Х14




Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем M8X50




Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М8Х25



Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем M5X12



Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем М6Х16



Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем М4Х8




Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М4Х6



Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М4Х10



Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М4Х20



Макеты русскоязычных маркировок

Макет русскоязычной маркировки, наносимый на транспортную упаковку модуля загрузки и выгрузки образцов Input/Output Module

Наименование	Система, автоматизированная для обработки образцов МТ 8000 для диагностики <i>in vitro</i> Модуль загрузки и выгрузки образцов Input/Output Module, модель IOM
Производитель	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель на территории РФ	ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39
Регистрационное удостоверение	№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Макет русскоязычной маркировки, наносимый на транспортную упаковку модуля управления для центрифуги Centrifuge Module, модель CM

Наименование	Система, автоматизированная для обработки образцов MT 8000 для диагностики in vitro
Производитель	Модуль управления для центрифуги Centrifuge Module, модель CM «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель на территории РФ	ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/І, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36,
Регистрационное удостоверение	Факс: (499) 553-60-39 № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Наименование	Система, автоматизированная для обработки образцов МТ 8000 для диагностики <i>in vitro</i> Модуль декапирования Decapping Module, модель DM
Производитель	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель на территории РФ	ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/І, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39
Регистрационное удостоверение	№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Макет русскоязычной маркировки, наносимый на транспортную упаковку модуля поворотный для транспортировки образцов L-Track (800), модель L800

Наименование	Система, автоматизированная для обработки образцов MT 8000 для диагностики <i>in vitro</i> Модуль поворотный для транспортировки образцов L-Track (800), модель L800
Производитель	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель на территории РФ	ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/І, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36,
Регистрационное удостоверение	Факс: (499) 553-60-39 № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Наименование	Система, автоматизированная для обработки образцов MT 8000 для диагностики <i>in vitro</i>
Производитель	Модуль транспортировки образцов I-Track (1200), модель I1200 «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель на территории РФ	ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/І, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36,
Регистрационное удостоверение	Факс: (499) 553-60-39 № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Макет русскоязычной маркировки, наносимый на транспортную упаковку модуля соединительного Track Interface module (I1200 analyzers), модель A- I1200

Наименование	Система автоматизированная для обработки образцов MT 8000 Модуль соединительный Track Interface module (I1200 analyzers), модель A- I1200
Производитель	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель на территории РФ	ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/І, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36,
Регистрационное удостоверение	Факс: (499) 553-60-39 № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Макет русскоязычной маркировки, наносимый на транспортную упаковку модуля соединительный T-Track (1200), модель M- I1200

Наименование	Система, автоматизированная для обработки образцов MT 8000 для диагностики in vitro
Производитель	Модуль соединительный T-Track (1200), модель M- I1200 «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель на территории РФ	ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/І, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36,
Регистрационное удостоверение	Факс: (499) 553-60-39 № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Макет русскоязычной маркировки, наносимый на транспортную упаковку модуля загрузки и выгрузки образцов для основного блока анализатора Analyzer Input/Output Module, модель A-IOM

Наименование	Система, автоматизированная для обработки образцов MT 8000 для диагностики <i>in vitro</i>
Производитель	Модуль загрузки и выгрузки образцов для основного блока анализатора Analyzer Input/Output Module, модель A-IOM «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель на территории РФ	ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36,
Регистрационное удостоверение	Факс: (499) 553-60-39 № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Макет русскоязычной маркировки, наносимый на транспортную упаковку элемента замыкающего

Наименование	Система автоматизированная для обработки образцов МТ 8000 Элемент замыкающий
Производитель	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель на территории РФ	ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр- кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/І, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36,
Регистрационное удостоверение	Факс: (499) 553-60-39 № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

MT 8000

**Система автоматизированная для
обработки образцов MT 8000**

Руководство по эксплуатации

Телефон технической поддержки пользователей
(звонок по России бесплатный)

8-800-333-5323

(Пн.-Пт., 9:00-18:00)

E-mail: ruservice@mindray.com

mindray

ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
17 листов



СИЛКИН О.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 06.12.2023