

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Интерфин»

Федин И.Н.

«25» апреля 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА И МАРКИРОВКИ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

СИСТЕМА ГЛУБОКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ EMW MED
по ТУ 32.50.50-001-66867120-2024

2024

Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная EMW MED
по ТУ 32.50.50-001-66867120-2024






Автомат отключения и устройство защитного отключения





Пульт управления





Соединитель электрический бытового и аналогичного назначения







Режим проведения процедуры

Автоматический

Ручной

Положение

Лежа

Сидя



Положение магнитной спирали



Область воздействия

Автоматические программы

П1 П2 П3 П4 П5

Мощность, %

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Время, мин

5 10

— **5** +

— 05:00 +


Частота, Гц

5 25 35 50 75 100 125 150

— **5** +

Модуляция


СТАРТ



Соединитель электрический бытового и аналогичного назначения в потребительской упаковке



Портативный планшетный компьютер торговой марки «Lenovo», модели: Lenovo TB-J616F в потребительской упаковке



Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная EMW MED по ТУ 32.50.50-001-66867120-2024 в транспортной упаковке.



Макет маркировки системы глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональной EMW MED по ТУ 32.50.50-001-66867120-2024

Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей,
профессиональная EMW MED по ТУ 32.50.50-001-66867120-2024. 210

Рег.уд. № _____ от _____



ООО «Интерфин», 109316, город Москва, пр-д Остаповский, д. 5/1, СТР. 2, эт/оф/комн 4/374/2

Серийный номер: _____

Номинальное напряжение: ~ 220V

Частота тока: 50Hz

Потребляемая мощность: ≤ 3 кВА

Режим работы: 10мин. работа - 10мин.перерыв.

Дата производства: _____

IP20



ВНИМАНИЕ! Модификация изделия не допускается!

Макет маркировки транспортной тары системы глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональной EMW MED по ТУ 32.50.50-001-66867120-2024

Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная EMW MED
по ТУ 32.50.50-001-66867120-2024. 210

Рег.уд. № _____ от _____



ООО «Интерфин», 109316, город Москва, пр-д Остаповский, д. 5/1, СТР. 2, эт/оф/комн 4/374/2

Состав:

1. Установка глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная 210 - 1шт.;
2. Пульт управления – 1 шт.;
3. Портативный планшетный компьютер торговой марки «Lenovo», модели: Lenovo TB-J616F -1шт.;
4. Соединитель электрический бытового и аналогичного назначения - 1 шт.;
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Брутто _____ кг.

Нетто _____ кг.



Макет маркировки соединителя электрического бытового и аналогичного назначения

Соединитель электрический бытового и аналогичного назначения Номер партии: 1 Длина: 1700 Дата производства: 04.2024	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная EMW MED По ТУ 32.50.50-001-66867120-2024. 210 Рег.уд. № _____ от _____  ООО «Интерфин», 109316, город Москва, пр-д Остаповский, д. 5/1, СТР. 2, эт/оф/комн 4/374/2
--	---

Макет маркировки потребительской упаковки соединителя электрического бытового и аналогичного назначения

Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная EMW MED по ТУ 32.50.50-001-66867120-2024. 210 Рег.уд. № _____ от _____  ООО «Интерфин», 109316, город Москва, пр-д Остаповский, д. 5/1, СТР. 2, эт/оф/комн 4/374/2 Соединитель электрический бытового и аналогичного назначения

Макет маркировки пульта управления

**Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей,
профессиональная EMW MED
по ТУ 32.50.50-001-66867120-2024. 210**

Рег.уд. № _____ от _____



ООО «Интерфин», 109316, город Москва, пр-д
Остаповский, д. 5/1, СТР. 2, эт/оф/комн 4/374/2

Пульт управления

Серийный номер: _____

Дата производства: _____



Макет маркировки потребительской упаковки пульта управления

**Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей,
профессиональная EMW MED
по ТУ 32.50.50-001-66867120-2024. 210**

Рег.уд. № _____ от _____



ООО «Интерфин», 109316, город Москва, пр-д
Остаповский, д. 5/1, СТР. 2, эт/оф/комн 4/374/2

Пульт управления

Макет маркировки потребительской упаковки портативного планшетного компьютера торговой марки «Lenovo»,
модели: Lenovo TB-J616F

**Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей,
профессиональная EMW MED
по ТУ 32.50.50-001-66867120-2024. 210
Рег.уд. № _____ от _____**



**ООО «Интерфин», 109316, город Москва, пр-д
Остаповский, д. 5/1, СТР. 2, эт/оф/комн 4/374/2**

**Портативный планшетный компьютер торговой марки
«Lenovo»**

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 17 (*сепаратно*)
листа(ов).

