

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»

А.В. Пушин

«15» октября 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Монитор СО₂ портативный реанимационный «МиниКап» с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-046-52777873-2022

Блок обработки и индикации МПАГ.943119.009 (общий вид)




Блок обработки и индикации МПАГ.943119.009 (вид сзади)





Сетевой адаптер серии MDY, производства XIAOMI, Китай



Кабель USB, 5A, USB Type-A - USB Type-C, производства HOHOO, Китай



Вентиляционный адаптер одноразовый взрослый 2101-00, производства Beijing Wanliandaxinke Instruments Co., Ltd, Китай



Вентиляционный адаптер одноразовый детский 2102-00, производства Beijing Wanliandaxinke Instruments Co., Ltd, Китай



Вентиляционный адаптер
одноразовый детский
2102-00

Арт.

LOT 3201804 05-2023 05-2026



Хранить при температуре +5...+35 °C

Нетоксично



Beijing Wanliandaxinke
Instruments Co., Ltd, Китай




Диаметр совместимой трубки ≤ 4 мм
Совместим с Датчиком CO₂ BA210

Вентиляционный адаптер многоразовый взрослый 2103-00, производства Beijing Wanliandaxinke Instruments Co., Ltd, Китай



Вентиляционный адаптер многоразовый детский 2104-00, производства Beijing Wanliandaxinke Instruments Co., Ltd, Китай








Монитор CO₂ портативный реанимационный «МиниКап» с принадлежностями по ТУ 26.60.12-046-52777873-2022 (общий вид)






МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

**Монитор CO₂
портативный
реанимационный
МиниКап
с принадлежностями**

ТУ 26.60.12-046-52777873-2022



Маркировка потребительской упаковки




Не рекомендуется использовать с
ингаляционными анестезирующими средствами.

Условия хранения - 1 по ГОСТ 15150
(при температуре от +5 °С до +35 °С,
относительная влажность не более 90 % при температуре 25 °С).

Условия транспортирования по Условиям хранения - 5 по ГОСТ 15150
(при температуре от -30 °С до +45 °С,
относительная влажность не более 90 % при температуре 25 °С).



Макет маркировки «Блок обработки и индикации МПАГ.943119.009»



Место нанесения знака утверждения типа средств измерений
в случае утверждения типа средств измерений

Макет маркировки «Комплект из взрослого и детского
вентиляционных адаптеров многоразовых МПАГ.941433.005»



Макет маркировки «Сетевой адаптер серии MDY, производства XIAOMI, Китай»




Макет маркировки «Кабель USB, 5А, USB Type-A - USB Type-C, производства HOHOO, Китай»




Примечание: макеты маркировки приведены в масштабе, приближенном к реальному

Макет маркировки «Вентиляционный адаптер одноразовый взрослый 2101-00»




Макет маркировки «Вентиляционный адаптер одноразовый детский 2102-00»




Макет маркировки «Вентиляционный адаптер многоразовый взрослый 2103-00»



Макет маркировки «Вентиляционный адаптер многоразовый детский 2104-00»



Макет маркировки «Чехол (МиниКап) МПАГ.323364.007»



Примечание: макеты маркировки приведены в масштабе, приближенном к реальному

Макет маркировки «Футляр для принадлежностей (МиниКап) МПАГ.323364.008»


Футляр для принадлежностей (МиниКап)
МПАГ.323364.008
Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп. 5, эт. 2, пом. 1, ком. 296 518 +7 (495) 225 6016 www.medplant.ru

Макет маркировки упаковки

	REF _____
SN _____	 _____
Рег. уд. № _____ от _____	

Примечание: макеты маркировки приведены в масштабе, приближенном к реальному

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 19
цифрами
(девятнадцать) листа(ов)
прописью

Генеральный директор
Пушин А.В.
должность, ФИО

подпись

