

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЕС Сервис»

И.В. Соколов

«15» июля 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный по ТУ 32.50.50-001-89865856-2021

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЕС Сервис» (ООО «ЕС Сервис»), Россия




Рисунок 1 – Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М240»




Рисунок 2 – Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М240» в первичной упаковке




Рисунок 3 – Комплект поставки «Облучатель-рециркулятора «Ореол Здоровья М240»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – фильтр смешанный, 3 – упаковка, 4 – паспорт, 5 – инструкция по эксплуатации




Рисунок 4 – Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М150»




Рисунок 5 – Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М150» в первичной упаковке




Рисунок 6 – Комплект поставки «Облучателя-респиратора «Ореол Здоровья М150»: 1 – облучатель-респиратор, 2 – фильтр сменный, 3 – упаковка, 4 – паспорт, 5 – инструкция по эксплуатации




Рисунок 7 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М75»



Рисунок 8- Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М75» в первичной упаковке




Рисунок 9 – Комплект поставки Облучатель-рециркулятор «Орел Здоровья М75»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – подставка, 3 – кронштейн для крепления на стену, 4, 5, 6 – комплект крепежа (винты с полусферической головкой и крестообразным шлицем, дюбели, винты самонарезающие с потайной головкой), 7 – фильтр сменный, 8 – инструкция по эксплуатации, 9 – паспорт, 10 – упаковка




Рисунок 10 – Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М45»




Рисунок 11 – Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М45» в первичной упаковке




Рисунок 12 – Комплект поставки «Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М45»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – подставка, 3 – кронштейн для крепления на стену, 4, 5, 6 – комплект крепежа (винты с полусцилиндрической головкой и крестообразным шпинцем, дюбели, винты самонарезающие с потайной головкой), 7 – фильтр сменный, 8 – инструкция по эксплуатации, 9 – паспорт, 10 – упаковка




Рисунок 13 – «Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М30»




Рисунок 14 – «Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М30 в первичной упаковке»




Рисунок 15 – Комплект поставки «Облучателя-рециркулятора «Ореол Здоровья М30»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – подставка, 3 – кронштейн для крепления на стену, 4, 5, 6 – комплект крепежа (винты с полуцилиндрической головкой и крестообразным шлицем, дюбели, винты самонарезающие с потайной головкой), 7 – фильтр сменный, 8 – инструкция по эксплуатации, 9 – паспорт, 10 – упаковка




Рисунок 16 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М15»




Рисунок 17 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья М15» в переносной упаковке




Рисунок 18 - Комплект поставки Облучателя-рециркулятора «Ореол Здоровья М15»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – подставка, 3 – кронштейн для крепления на стену, 4, 5, 6 – комплект крепежа (винты с полусилиндрической головкой и крестообразным шлицем, дюбели, винты самонарезающие с потайной головкой), 7 – фильтр сменный, 8 – инструкция по эксплуатации, 9 – паспорт, 10 – упаковка




Рисунок 19 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья А20»



Рисунок 20 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья А20» в первичной упаковке




Рисунок 21 - Комплект поставки Облучателя-рециркулятора «Ореол Здоровья А20»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2,3 – комплект крепежа (винты самонарезающие с потайной головкой, дюбели), 4 – фильтр сменный, 5 – паспорт, 6 – инструкция по эксплуатации, 7– упаковка




Рисунок 22- Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья С100»




Рисунок 23 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья С100» в первичной упаковке




Рисунок 24- Комплект поставки Облучателя-рециркулятора «Ореол Здоровья С100»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – подставка, 3,4,5 – комплект крепежа (винт с полуцилиндрической головкой и крестообразным шлицем, дюбели, винт самонарезающий с потайной головкой), 6 – кронштейн для крепления на стену, 7 – фильтр сменный, 8 – паспорт, 9 – инструкция по эксплуатации, 10 – упаковка




Рисунок 25 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья 89004»




Рисунок 26 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья 89004» в первичной упаковке




Рисунок 27 - Комплект поставки облучателя-рециркулятора «Ореол Здоровья 89004»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – фильтр сменный, 3 – паспорт, 4 – инструкция по эксплуатации, 5 – упаковка




Рисунок 28 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья 30004»




Рисунок 29 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья 30004» в первичной упаковке




Рисунок 30- Комплект поставки Облучателя-рециркулятора «Ореол Здоровья 30004»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – паспорт, 3 – инструкция по эксплуатации, 4 – фильтр сменный, 5 – упаковка




Рисунок 31 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья 30002»




Рисунок 32- Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья 30002» в первичной упаковке




Рисунок 33 - Комплект поставки Облучателя-рециркулятора «Ореол Здоровья 30002»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – подставка, 3,4,5 – комплект крепежа (винт с полуцилиндрической головкой и крестообразным шлицем, винт самонарезающий с потайной головкой, дюбель), 6 – кронштейн для крепления на стену, 7 – фильтр сетчатый, 8 – паспорт, 9 – инструкция по эксплуатации, 10 – упаковка




Рисунок 34 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья 19002»




Рисунок 35 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья 19002» в первичной упаковке




Рисунок 36 - Комплект поставки Облучателя-рециркулятора «Ореол Здоровья 19002»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – подставка, 3,4,5 – комплект крепежа (винт с полуцилиндрической головкой и крестообразным шлицем, дюбели, винт самонарезающий с потайной головкой), 6 – кронштейн для крепления на стену, 7 – фильтр сменный, 8 – паспорт, 9 – инструкция по эксплуатации, 10 – упаковка




Рисунок 37 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья 10002»




Рисунок 38 - Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья 10002» в первичной упаковке




Рисунок 39 - Комплект поставки Облучателя-рециркулятора «Ореол Здоровья 10002»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – подставка, 3,4,5 – комплект крепежа (винт с полуцилиндрической головкой и крестообразным шлицем, дюбель, винт самонарезающий с потайной головкой), 6 – кронштейн для крепления на стену, 7 – фильтр смешанный, 8 – паспорт, 9 – инструкция по эксплуатации, 10 – упаковка




Рисунок 40 - Облучатель-рециркулятор «Орел Здоровья 10001»



Рисунок 41- Облучатель-рециркулятор «Ореол Здоровья 10001» в первичной упаковке




Рисунок 42- Комплект поставки Облучателя-рециркулятора «Ореол Здоровья 10001»: 1 – облучатель-рециркулятор, 2 – подставка, 3,4,5 – комплект крепежа (винт с полуцилиндрической головкой и крестообразным шлицем, дюбели, винт самонарезающий с потайной головкой), 6 – кронштейн для крепления на стену, 7 – фильтр сменный, 8 – паспорт, 9 – инструкция по эксплуатации, 10 – упаковка

ФОТОГРАФИИ МАРКИРОВКИ И ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Маркировка облучателей отличается наименованием вариантов исполнения, значениями параметров электрической сети и потребляемой мощности. Дополнительно на корпусе изделия размещаются символы «Обратитесь к инструкции по применению», «Внимание, опасность», на корпус облучателей, оснащенных WiFi-реле, наносится символ «WiFi». Фотография маркировки облучателя представлена на рисунке 43.




Рисунок 43 - Маркировка, наносимая на облучатель

На корпусе облучателя размещается кнопка включения/выключения питания. На корпусе изделий вариантов исполнения «Ореол Здоровья М240», «Ореол Здоровья М150», «Ореол Здоровья М75», «Ореол Здоровья М45», «Ореол Здоровья М30», «Ореол Здоровья М15», «Ореол Здоровья А20» на расстоянии 15-100 мм от кнопки включения/выключения питания установлен индикатор времени наработки ламп (ИВН), как это показано на рисунке 44




Рисунок 44- Приборная панель облучателя: 1 – ИВН, 2 – кнопка включения/выключения

На рисунке 45 представлена маркировка потребительской тары облучателя





Рисунок 45 – Маркировка потребительской тары облучателя

ФОТОГРАФИИ УПАКОВКИ ИЗДЕЛИЯ




Рисунок 46 - Общий вид потребительской тары облучателя.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

50 (Пятьдесят) листов

Должность Генеральный директор

Подпись И.В. Соколов /Соколов И.В.

«11» сентября 2014 г. М.П.

