

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к возбудителю токсокароза

ИФА-Токсокароз-IgG

Набор рассчитан на проведение 96 анализов,
включая контрольные образцы для "ручной"
постановки ИФА и с использованием ИФА-анализаторов

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (12 мл)
РИ	1 фл. (12 мл)
ФСБ-Т(х25)	1 фл. (40 мл)
РРО	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)

Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

4 шт.
4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2020 г

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-Токсокароз-IgG

ТУ 21.20.23.110-207-70423725-2020

РУ №РЗН 2018/6964 от 27.03.2018

Каталожный № 17.07








Серия 01 Контрольный № 72

Дата изготовления: 2020.01.17

Годен до: 2021.01.17




Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов
класса G к возбудителю токсокароза» "ИФА-Токсокароз-IgG"
серия 01 от 2020.01.17





Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист а

Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

07 2021 г.

