


УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор
медицинских изделий

АО «ПО «УОМЗ»

 А.А. Чупов

«05» октября 2024 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Дефибриллятор полуавтоматический наружный АНД А25
по ТУ 26.60.13-196-07539541-2024**


1 Аппликация на лицевой стороне передней крышки изделия

3204.01000702



2 Аппликация на обратной стороне передней крышки изделия

3204.01000703



3 Аппликация на средней крышке изделия (для вариантов исполнений
3204.00000000, 3204.00000000-03)

3204.01000704



4 Аппликация на задней крышке изделия

3204.01000701



Дефибриллятор полуавтоматический наружный АНД А25

3204.00000000

ТУ 26.60.13-196-07539541-2024




IP55




Питание внутренней непerezаряжаемой батареи LiMnO₂: 12 В, 4.2 Ач

Условия краткосрочной
транспортировки и хранения




Условия долгосрочной
транспортировки и хранения



Акционерное общество «Производственное объединение
«Уральский оптико-механический завод»
имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)
ул. Восточная, 33 б, 620100, г. Екатеринбург, Россия
сайт: <http://www.uomz.com>, E-mail: mail@uomz.ru

5 Аппликация на батарее непerezаряжаемой 3204.05000000

3204.05000701



6 Аппликация на транспортировочной пломбе батареи непerezаряжаемой

3204.05000000

3204.05000702



7 Аппликация на задней крышке (для вариантов исполнений 3204.00000000-01, 3204.00000000-03)


3204.01000705



8 Аппликация на лицевой стороне упаковки электродов одноразовых без датчика
СЛР 3204.04000000 и на упаковке электродов одноразовых с датчиком СЛР
3204.04000000-01



3204.04000702

**ЭЛЕКТРОДЫ ОДНОРАЗОВЫЕ
БЕЗ ДАТЧИКА СЛР 3204.04000000**





3204.04000702-01

**ЭЛЕКТРОДЫ ОДНОРАЗОВЫЕ
С ДАТЧИКОМ СЛР 3204.04000000-01**



**9 Аппликация на обратной стороне упаковки электродов одноразовых без датчика
СЛР 3204.04000000 и на упаковке электродов одноразовых с датчиком СЛР
3204.04000000-01**

3204.04000701



ИНСТРУКЦИЯ

1. Достаньте электроды из упаковки, снимите защитное покрытие
2. Приложите электроды к оголенной грудной клетке пациента согласно рисункам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Грудная клетка пациента должна быть сухой и чистой. При необходимости сбрейте волосы
- Снимите все металлические предметы в зоне прилегания электродов
- Вскрывайте упаковку электродов непосредственно перед использованием
- После вскрытия упаковки используйте электроды в течение 1 дня
- Используйте электроды только на неповрежденной коже
- Не используйте поврежденные электроды
- Не сдавливайте и не сгибайте электроды
- Неправильное наложение электродов может привести к ожогу кожи или неэффективному лечению
- Избегайте контактирования электродов с посторонними предметами
- Избегайте контактирования пациента с металлическими предметами и влажными поверхностями
- Избегайте размещения электродов над имплантируемым кардиостимулятором при его наличии
- Не прикасайтесь к пациенту во время дефибриляции
- Утилизируйте электроды согласно правилам удаления отходов лечебно-профилактических учреждений, действующим в стране пользователя



40°C max
-10°C min
Температура хранения

Акционерное общество «Производственное объединение
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)
ул. Восточная, 33 Б, 620100, г. Екатеринбург, Россия
сайт: <http://www.uomz.com>, E-mail: mail@uomz.ru

10 Аппликация на лицевой стороне упаковки датчика СЛР 3204.04000000-01

3204.04000703



11 Аппликация на обратной стороне упаковки датчика СЛР 3204.04000000-01

3204.04000704

ИНСТРУКЦИЯ

1. Достаньте датчик из упаковки
2. Поместите датчик на грудь пациента согласно рисунку
3. Поместите ладони на датчик
4. Выполняйте компрессии грудной клетки в соответствии со звуком метронома и голосовыми подсказками

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Грудная клетка пациента должна быть сухой и чистой. При необходимости сбрейте волосы
- Не используйте поврежденный датчик
- При повреждении датчика выполните сердечно-легочную реанимацию самостоятельно
- Используйте датчик только на неповрежденной коже
- Не используйте датчик повторно
- Утилизируйте датчик согласно правилам удаления отходов лечебно-профилактических учреждений, действующим в стране пользователя


12 Аппликация на комплекте для подготовки к дефибрилляции одноразовом
3204.06000000

3204.06000701



13 Аппликация на сумке для переноски 3204.02000000

3204.02000701



14 Аппликация на ящике настенном 3204.02100000

3204.02100701



15 Аппликация на крючке настенном 3204.02200000

3204.02200701



16 Этикетка

3204.03000702




Дефибриллятор полуавтоматический наружный АНД А25


3204.00000000

ТУ 26.60.13-196-07539541-2024

Условия краткосрочной
транспортировки и хранения



Условия долгосрочной
транспортировки и хранения



Акционерное общество «Производственное объединение
«Уральский оптико-механический завод»
имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)
ул. Восточная, 33 Б, 620100, г. Екатеринбург, Россия
сайт: [http:// www.uomz.com](http://www.uomz.com), E-mail: mail@uomz.ru




УПАКОВЩИК




17 Этикетка

3204.03000701



18 Маркировка транспортной тары

АМНК.754465.002-05



n=11

Наносится
штемпелеванием



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Всего 12/вкладчат листа (ов).

Главный конструктор медицинских изделий

 А.А. Чупов

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Дефибриллятор полуавтоматический наружный АНД-А25
по ТУ 26.60.13-196-07539541-2024**

Внешний вид изделия вариантов исполнений 3204.00000000,
3204.00000000-01, 3204.00000000-02, 3204.00000000-03

Передняя крышка



Внешний вид изделия варианта исполнения 3204.00000000

Средняя крышка



Задняя крышка



Внешний вид изделия варианта исполнения 3204.000000000-01

Средняя крышка



Задняя крышка



Внешний вид изделия варианта исполнения 3204.000000000-02

Средняя крышка



Задняя крышка



Внешний вид изделия варианта исполнения 3204.00000000-03

Средняя крышка



Задняя крышка



Батарея перезаряжаемая 3204.05000000



**Задняя крышка изделия с комплектом для подготовки к дефибрилляции
одноразовым 3204.06000000**




Комплект для подготовки к дефибрилляции одноразовый 3204.06000000

Лицевая сторона



Обратная сторона



Содержимое комплекта для подготовки к дефибрилляции одноразового
3204.06000000



Упаковка электродов одноразовых без датчика СЛР 3204.04000000


Лицевая сторона



Обратная сторона



Электроды одноразовые без датчика СЛР 3204.04000000



Упаковка электродов одноразовых с датчиком СЛР 3204.04000000-01

Лицевая сторона




Упаковка электродов одноразовых с датчиком СЛР 3204.04000000-01

Обратная сторона




Электроды одноразовые с датчиком СЛР 3204.04000000-01



Сумка для переноски 3204.02000000



Крючок настенный 3204.02200000



Ящик настенный 3204.02100000



Упаковка 3204.03000000



Главный конструктор медицинских изделий

[Signature]

