

Фотографические изображения медицинского изделия:

«Установка стоматологическая NuFONA»,

варианты исполнения:

NuFONA N1, NuFONA N2, NuFONA N3

производства

BDC Dental Corporation Ltd. / БиДиСи Дентал Корпорейшн Лтд., КНР

Генеральный директор ООО «ЭУР-МЕД ЦЕНТР»
(должность)



(подпись и печать Заявителя)

Н.А. Козлова
(И.О.Фамилия)



Фото 1. Транспортная упаковка варианта исполнения «Установка стоматологическая установка NuFONA N1». (Четыре места).



Фото 2. Общий внешний вид варианта исполнения «Установка стоматологическая NuFONA N1» (цвет обивки – бургундия).




Фото 3. Кресло пациента, держатель инструментов с кнопочным управлением, укомплектованный пистолетом воздух-вода, шлангом большого хирургического




Фото 4. Подъемный механизм кресла пациента.

Установка стоматологическая NuFONA
РУ № XXXXX от XX.XX.XXXX
NuFONA N1

**Nu
FONA**

Эл. питание: ~ 220 ± 10% В, 50Гц
Режим раб: макс. 10% рабочего
цикла, макс. 2 мин «вкл.» / 18 мин
«выкл.»

Макс. нагрузка на кресло: 150 кг
Потр. мощность: 300 ВА



IPX0 класс I



26/07/2023



F232579



BDC Dental Corporation Ltd., Part 3, № 1 Guanchong Section, Shilian
Rd., Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou, 511450 Guangdong, P.R. China
/ Китайская Народная Республика, + 86-20-32052929, sales@bdc.com

УП в РФ: ООО "ЭУР-МЕД ЦЕНТР", 117246, г. Москва, пр-д Научный,
д. 19, оф. 7, Тел. +7 (495) 123-39-98, ebon@eurmed.ru

Фото 5. Этикетка на русском языке на кресле пациента, вариант исполнения «Установка стоматологическая NuFONA N1».



Фото 6. Модуль стоматолога на пять инструментов с нижней подачей шлангов на пантографическом плече.



Фото 7. Модуль стоматолога на кронштейне (вид сбоку) с Ковриком силиконовым для инструментов прямоугольным (375 x 295) мм.




Фото 8. Модуль ассистента на кронштейне укомплектованный пистолетом воздух-вода, шлангом большого хирургического отсоса, шлангом слюноотсоса лампой светополимеризационной



Фото 9. Модуль гидроблока с Плевательницей меламиновой, Трубкой для наполнения стакана, Трубкой для смыва плевательницы Установки стоматоло-




Фото 10. Светильник стоматологический OL-LED light.




Фото 12. Маркировка Светильника стоматологического OL-LED light.





Фото 13. Педаль ножная круглая для управления креслом.



Фото 14. Транспортная упаковка варианта исполнения «Установка стоматологическая установка NuFONA N2». (Четыре места).



Фото 15. Общий внешний вид варианта исполнения «Установка стоматологическая NuFONA N2». (Цвет обивки - светло-зеленый).




Фото 16. Модуль стоматолога подкатной с нижней подачей шлангов на пять инструментов варианта исполнения «Установка стоматологическая NuFONA N2». (Вид спереди).



Фото 17. Модуль стоматолога подкатной с нижней подачей шлангов на пять инструментов (вид сбоку).




Фото 18. Педаль ножная пропорциональная для управления инструментом.




Фото 19. Светильни к стоматологический NuFONA-L8 Dental light



Фото 20. Стул стоматолога и Стул ассистента (для всех вариантов исполнений).



Фото 21. Транспортная упаковка варианта исполнения «Установка стоматологическая NuFONA N3» (Три места).



Фото 22. Общий внешний вид варианта исполнения «Установка стоматологическая NuFONA N3». (Цвет обивки – светло-синий).



Фото 23. Кресло пациента варианта исполнения «Установка стоматологическая NuFONA N3» и педаль пропорциональная управления креслом.



Фото 24. Модуль гидроблока (напольный) варианта исполнения «Установка стоматологическая NuFONA N3@».



Фото 25. Модуль ассистента, на кронштейне: Держатель инструментов с кнопочным управлением, Шланг большого хирургического отсоса с мундштуком, Шланг слюноотсоса с мундштуком, Пистолет воздух-вода, Шланг для пистолета воздух-вода, совместимые со слюноотсосом и пылесосом канюлями, лампа полимеризационная (приобретается отдельно).




Фото 26. Подлокотник правый откидной варианта исполнения «Установка стоматологическая NuFONA N3».




Фото 27. Светильник стоматологический Implant oral lamp-upgrades




Фото 28. Встроенный электрический энергоблок со снятым корпусом.



Установка стоматологическая NuFONA

РУ № XXXXX от XX.XX.XXXX

вариант исполнения **NuFONA NX**

Цвет (обивки кресла пациента, стула стоматолога, стула ассистента)

в составе:



XX/XX/XXXX

SN

XXXXXXXX

X транспортных места.

МЕСТО 1

Общая масса нетто XXX кг

Общая масса брутто XXX кг



BDC Dental Corporation Ltd.,

Part 3, № 1 Guanchong Section, Shilian Rd., Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou, 511450 Guangdong, P.R. China

/Китайская Народная Республика, + 86-20-32052929, sales@o-bdc.com

УП в РФ: ООО "ЭУР-МЕД ЦЕНТР"

117246, г. Москва, пр-д Научный, д. 19, оф. 7, Тел. +7 (495) 123-39-98, shop@eurmed.ru

Получатель, адрес получателя:

Штрих-код

29. Макет этикетки транспортной упаковки (Место 1).



Установка стоматологическая NuFONA
 РУ № XXXXX от XX.XX.XXXX
 вариант исполнения **NuFONA NX**
 Цвет (обивки кресла пациента, стула стоматолога, стула ассистента)
 **XX/XX/XXXX**  **XXXXXXXX**
МЕСТО X

30. Макет этикеток для транспортной упаковки №2, №3 и №4 (при наличии).

Установка стоматологическая NuFONA

РУ № XXXXX от XX.XX.XXXX

NuFONA NX

**Nu
FONA**

Эл. питание: ~ 220 ± 10% В, 50Гц
Режим раб: макс.10% рабочего
цикла, макс. 2 мин «Вкл.» / 18 мин
«ВЫкл.»



Макс. нагрузка на кресло: 150 кг
Потр. мощность: 300 ВА

IPX0 класс I



XX/XX/XXXX



XXXXXXXX



BDC Dental Corporation Ltd., Part 3, № 1 Guanchong Section, Shilian
Rd., Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou, 511450 Guangdong, P.R. China

/Китайская Народная Республика, + 86-20-32052929, sales@o-bdc.com

УП в РФ: ООО "ЭУР-МЕД ЦЕНТР", 117246, г. Москва, пр-д Научный,
д. 19, оф. 7, Тел. +7 (495) 123-39-98, shop@eurmed.ru

31. Макет этикетки на русском языке установки стоматологической (место размещения: обратная сторона кресла пациента).

Светильник стоматологический

Наименование светильника

IPX0 класс I

Эл. питание: ~ XX В или ~ XX В

Частота 50Гц / 60 Гц

Мощность: Макс. XX Вт

Режим работы: продолжительный



 XX/XX/XXXX **SN** XXXXXX



BDC Dental Corporation Ltd.

Part 3, № 1 Guanchong Section, Shilian Rd., Shiqi Town, Panyu District,
Guangzhou, 511450 Guangdong, P.R. China /Китайская Народная

Республика, Тел: + 86-20-32052929, sales@o-bdc.com

УП в РФ: ООО "ЭУР-МЕД ЦЕНТР"

117246, г. Москва, пр-д Научный, д. 19, оф. 7, Тел. +7 (495) 123-39-98

shop@eurmed.ru



33. Макет этикетки на педаль ножную круглую или пропорциональную для управления инструментом.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

35 листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ЭУР-МЕД ЦЕНТР»

Козлова Н.А.

