






Общий вид. Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программируемый «ЛАХТА-МИЛОН»




Вид сзади. Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программируемый «ЛАХТА-МИЛОН»



Вид спереди. Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программируемый «ЛАХТА-МИЛОН»





Поз. 1 - ключ выключения, поз. 2 - шнур питания, поз. 3 - ножной выключатель (Педадь), поз. 4 - разъем дистанционной блокировки в корпусе, поз. 5 - вставка плавкая




Световод магистральный

Световод с боковым выходом излучения







Световод с прямым выходом излучения




Световод с цилиндрическим диффузором




Очки защитные: 1 - DTY, 2 - YHP, 3 -RHP




Вид спереди. Позиционер электромеханический ин-струментальный ПИ-1



Вид справа. Позиционер электромеханический ин-струментальный ПИ-1



Вид снизу. Поозиционер электромеханический ин-струментальный ПИ-1



Вид общий. Позиционер электромеханический ин-струментальный ПИ-1

прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 13 лист(ов)

«24» 12 2024 г.



*[Handwritten signature]*