

**Фото и проект российской маркировки этикетки медицинского
изделия**

**Набор реагентов для определения общего 25(ОН) витамина D в
сыворотке и плазме крови человека для диагностики *in vitro* на
иммунохимических анализаторах Access 2**

Состав:

1. Общий 25(ОН) витамин D, реагент (Access 25(ОН) Vitamin D Total) - 2 картриджа.
2. Общий 25(ОН) витамин D, калибраторы (Access 25(ОН) Vitamin D Total Calibrators):
 - калибраторы S0, S1, S2, S3, S4, S5 – 6 флаконов,
 - калибровочная карта – 1 шт.


2018



ACCESS 25(OH) VITAMIN D TOTAL



2 x 50



REF B24838

For use on Access 2 platforms only

INFORMATION FOR USA ONLY

Rx only. 2 Reagent Packs R1, for the quantitative determination of total 25-hydroxyvitamin D levels in human serum and plasma using the Access 2 Immunoassay Systems. Reactive Ingredients: Dynabeads® paramagnetic particles, anti 25-OH Vitamin D monoclonal (sheep), goat IgG, BSA 3.22 mL (R1a), Formic Acid, Poly (vinyl alcohol) 13.25 mL (R1b), Formic Acid, Poly (vinyl alcohol) 9.9 mL (R1c), Vitamin D analog-alkaline phosphatase conjugate, ACES 3.22 mL (R1d).

of Dynal A.S., Oslo, Norway


CONTENTS

3.22 mL	R1a
13.25 mL	R1b
9.9 mL	R1c
3.22 mL	R1d

C06543 AA



techdocs.beckmancoulter.com





WARNING

H315 H317 H319

C01037 AA



ACCESS 25(OH) VITAMIN D TOTAL CALIBRATORS



IVD



*2-10°C after opening.

30°C



REF B24839

For use on Access 2 platforms only

INFORMATION FOR USA ONLY

Rx Only. For the quantitative determination of total 25-hydroxyvitamin D levels in human serum and plasma using the Access 2 Immunoassay Systems. Reactive Ingredients: Human Serum 1 x 1.4 mL (S0), Human Serum, 25(OH) Vitamin D 5 x 1.4 mL (S1-S5).

CONTENTS 1 x 1.4 mL
5 x 1.4 mL
1

S0

S1-S5

CAL CARD



C06544 AA

techdocs.beckmancoulter.com



Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Blvd.
Brea, CA 92821 USA



EC REP

Beckman Coulter Eurocenter S.A.
22, rue Juste-Olivier
Case Postale 1044
CH - 1260 Nyon 1, Switzerland
Tel: +41 (0)22 365 36 11

SDS

techdocs.beckmancoulter.com

Made in USA of US and Foreign Components



WARNING

H317



REF B24839



Access

CAL CARD

LOT

724434



2018-08-31

Vitamin D for use on Access 2



27272443431AUG18

S0

LOT

724434



272S00

S1

LOT

724434



272S17.0

S2

LOT

724434



272S217.7

S3

LOT

724434



272S335.9

S4

LOT

724434



272S475.3

S5

LOT

724434



272S5169.8

C12633 AA



Регистрационное удостоверение: Набор реагентов для определения общего 25(OH) витамина D в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на иммунохимических анализаторах Access 2

Общий 25(OH) витамин D, реагент (Access 25(OH) Vitamin D Total)

Состав:

R1a: Парамагнитные частицы Dynabeads, покрытые моноклональными антителами овцы анти-25(OH) витамин D, взвешенными в буферизированном физ. растворе TRIS, козий иммуноглобулин IgG, альбумин KPC, < 0,1% натрия азид и 0,1% ProClin 300. R1b, R1c: Муравьиная кислота, поливиниловый спирт и 0,1% ProClin 300. R1d: Конъюгат аналога витамина D-щелочной фосфатазы, ACES, < 0,1% азид натрия и 0,1% ProClin 300.

Кат. номер:

B24838

Серия (лот):

см. на упаковке

Срок годности:

см. на упаковке

Страна происхождения:

США

Форма поставки:

2 картриджа на 50 тестов каждый

«Внимание»

Производитель:

Бекмен Культер, Инк. (BECKMAN COULTER, INC.), 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, США

Уполномоченный представитель производителя:

ООО "Бекмен Культер", Москва, Россия, 109004, Станиславского 21, стр.3



H315, H317, H319
2° C 10° C

B24838_RUS_v1



Регистрационное удостоверение: Набор реагентов для определения общего 25(OH) витамина D в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на иммунохимических анализаторах Access 2

Общий 25(OH) витамин D, калибраторы (Access 25(OH) Vitamin D Total Calibrators)

Состав:

S0: Человеческая сыворотка, < 0,1% азид натрия и 0,1% ProClin* 300. S1, S2, S3, S4, S5: Человеческая сыворотка с концентрациями 25(OH) витамина D, приблизительно равными 7, 18, 35, 74 и 167 нг/мл (18, 45, 88, 185 и 418 нмоль/л), < 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300

Кат. номер:

B24839

Серия (лот):

см. на упаковке

Срок годности:

см. на упаковке

Страна происхождения:

США

Форма поставки:

S0-S5 – 6 фл по 1.4мл,
калибровочная карта

Внимание: *Негативен и нереактивен к вирусам гепатита В, С и ВИЧ (HIV-1/HIV-2). Не замораживать повторно!*

«Внимание»

Производитель:

Бекмен Культер, Инк. (BECKMAN COULTER, INC.), 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, США

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бекмен Культер», Москва, Россия, 109004, Станиславского 21, стр.3



H317

-30° C  -15° C

B24839_RUS_v1

