


УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Афина»

Токарев В.Г.



«12» сентября 2024 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Иглы акупунктурные BADIM, одноразовые стерильные

2024


Иглы акупунктурные BADIM, одноразовые стерильные, варианты исполнения:

1. Игла акупунктурная BADIM 0.16*7 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная

2. Игла акупунктурная BADIM 0.20*8 (мм) одноразовая



Игла акупунктурная

3. Игла акупунктурная BADIM 0.20*15 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

4. Игла акупунктурная BADIM 0.20*30 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

5. Игла акупунктурная BADIM 0.20*40 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

6. Игла акупунктурная BADIM 0.25*15 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

7. Игла акупунктурная BADIM 0.25*25 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

8. Игла акупунктурная BADIM 0.25*30 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

9. Игла акупунктурная BADIM 0.25*40 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

10. Игла акупунктурная BADIM 0.25*50 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

11. Игла акупунктурная BADIM 0.25*75 (мм) одноразовая



Игла акупунктурная и направляющая трубка

12. Игла акупунктурная BADIM 0.30*30 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

13. Игла акупунктурная BADIM 0.30*40 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

14. Игла акупунктурная BADIM 0.30*50 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

15. Игла акупунктурная BADIM 0.30*75 (мм) одноразовая



Игла акупунктурная и направляющая трубка

16. Игла акупунктурная BADIM 0.35*40 (мм) одноразовая




Игла акупунктурная и направляющая трубка

17. Игла акупунктурная BADIM 0.35*50 (мм) одноразовая



Игла акупунктурная и направляющая трубка


Первичная упаковка



Макет маркировки первичной упаковки

Иглы акупунктурные BADIM, одноразовые стерильные Размер 0,35x50 Номер партии GS03505020 Дата производства: 05.09.2022 Использовать до: 05.09.2027	Стерильно Нетоксично Апирогенно
Иглы акупунктурные BADIM, одноразовые стерильные Размер 0,30x50 Номер партии GS0305020 Дата производства: 29.03.2022 Использовать до: 29.03.2027	Стерильно Нетоксично Апирогенно
Иглы акупунктурные BADIM, одноразовые стерильные Размер 0,35x40 Номер партии GS03504020 Дата производства: 27.03.2023 Использовать до: 27.03.2027	Стерильно Нетоксично Апирогенно
Иглы акупунктурные BADIM, одноразовые стерильные Размер 0,16x07 Номер партии ES001600713 Дата производства: 26.04.2022 Использовать до: 26.04.2027	Стерильно Нетоксично Апирогенно

Групповая (потребительская) упаковка



Оригинальная маркировка групповой (потребительской) упаковки



Иглы акупунктурные BADIM одноразовые стерильные

Инструкция по эксплуатации

Назначение

- Акупунктурные иглы предназначены для лечения пациентов методом иглорефлексотерапии (акупунктуры).

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке.
- Иглы предназначены для одноразового использования.
- Не хранить под прямыми солнечными лучами, при экстремальных температурах и при высокой влажности.
- Стерильность гарантируется только в неповрежденной упаковке.
- Не использовать, если упаковка повреждена.
- Всегда утилизировать иглы загрязненные кровью в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.
- Хранить при комнатной температуре в чистом месте без пыли.


Порядок применения

01




Разорвите
пластиковую
упаковку

02



Поместите иглу
в направляющую
трубку
(при наличии)

03



Проткните иглой
акупунктурную
точку на коже


Представитель в Российской Федерации ООО «Афина»
Адрес: 450010, Республика Башкортостан, город Уфа,
улица Шмидта, дом 158, квартира 41
Тел.: 8-937-167-54-91
Регистрационное удостоверение

Rx only

STERILE


CE 0068

SMC 30, Daeposandan-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea
EC REP: SMB EUROPE SAS, 41 Ave de la République, 94300 Vincennes, France



Групповая упаковка


10 000 шт.



1000 шт.

от 1 до 20 шт.

Транспортная упаковка



Макет маркировки транспортной упаковки

	 SMC Co.ltd, 30, Daeposandan-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea Tel: +82-31-8049-8849 smc@acupunctureneedle.co.kr
Иглы акупунктурные BADIM, одноразовые стерильные	
REF _____	Количество _____ шт.
LOT _____	
 _____	
 30°C 1°C	Сделано в Корее         STERILE R

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ¹⁴ листов

(с четвертью)

Директор ООО «Афина»

/В. Г. Токарев/

(подпись)

