

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПРОФИТ ФАРМ»

Осинцев А.Ю.



Фотографии


общего вида медицинского изделия

«Стол передвижной ММсS-0102 по ТУ 32.50.30-012-18833344-2023»

Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», Россия

Стол передвижной ММсS-0102 по ТУ 32.50.30-012-18833344-2023 в сборе





Макет этикетки, расположенная на тыльной стороне верхней столешницы




В составе:


1. Перекладина задняя – 1 шт.




2. Перекладина передняя – 1 шт.




3. Боковина – 2 шт.







4. Столешница верхняя – 1 шт.




5. Столешница нижняя – 1 шт.




6. Скоба – 4 шт.



7. Труба боковая – 2 шт.



8. Труба фронтальная – 2 шт.



9. Кронштейн универсальный – 1 шт.



10. Кронштейн для пробирок – 1 шт.




11. Колесо поворотное 50 мм – 2 шт.



12. Колесо поворотное с тормозом 50 мм – 2 шт.



13. Заглушка декоративная белая 12 мм – 16 шт.




14. Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ DIN 912-M5x20-A2-70 – 8 шт.



15. Саморез с пресс-шайбой и крестообразным шлицем PH ART 9999 4,2x16 A2 – 16 шт.




16. Шайба DIN 125 5,3-A2 – 8 шт.



17. Шайба DIN 127 5-A2 – 8 шт.



18. Ключ имбусовый 4 для сборки – 1 шт.




19. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

**Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ ФАРМ»
(ООО «ПРОФИТ ФАРМ»)**

**Стол передвижной ММсS-0102
по ТУ 32.50.30-012-18833344-2023**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(первоначальный выпуск)**

Транспортная упаковка







СТОЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ ММсS-0102

по ТУ 32.50.30-012-18833344-2023
РУ №РЭН 2024/____ от ____ 2024

SN 0102-00001

06.2023

Срок службы 10 лет


Условия хранения:

Температура $+2^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
Влажность $45 \div 80\%$

Хранить в крытых помещениях



ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва,
буль. Генерала Карбышева, д.8, стр.4
Телефон: +7(495)363-69-38
E-mail: support@profnca.ru



Габариты упаковки

830 x 830 x 155 мм

Масса брутто 23,0 кг

Масса нетто 21,0 кг

Medical
Mechatronic
Systems

ММсS-0102

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью
25 лист(-ов).
Генеральный директор
ООО «ПРОФИТ ФАРМ» Осинцев А.Ю.
« 25 » сентября 2024 г. подпись М.П.



**Макет этикеток
медицинского изделия**

**«Стол передвижной ММсS-0102 по ТУ
32.50.30-012-18833344-2023»**

Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», Россия

Этикетка с маркировкой на изделии



РУ №РЗН 2024/_____
от _____.2024

MMcS-0102

СТОЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ MMcS-0102

по ТУ 32.50.30-012-18833344-2023



Гарантийный срок: 18 мес.

SN 0102-XXXXX *

Срок службы: 10 лет

XX.XXXX **



ООО «ПРОФИТ ФАРМ» 123154, г. Москва,
бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4

Телефон: +7(495)363-69-38
E-mail: support@mmcs.ru

* - переменные значения, соответствующие номеру регистрации изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя

** - месяц и год производства

Этикетка с маркировкой на транспортной коробке

	СТОЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ ММсS-0102	
	по ТУ 32.50.30-012-18833344-2023 ПУ №РЗН 2024/____ от ____2024	
	SN 0102-XXXXX *	
	XX.XXXX **	
	Срок службы 10 лет Условия хранения: Температура +2°C ÷ +50°C Влажность 45÷80% Хранить в крытых помещениях	
	ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, Бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4 Телефон: +7(495)363-69-38 E-mail: support@mmcs.ru	
		Габариты упаковки 830 x 830 x 155 мм Масса брутто 23,0 кг Масса нетто 21,0 кг
		ММсS-0102

* - переменные значения, соответствующие номеру регистрации изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя

** - месяц и год производства

ВСЕГО ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
3 ЛИСТОВ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «

ООО «ПРОФИТФАРМ

Осинцев А.Ю.