



Серия 01 Комплект № 1 от 04.2021 г.



Серия 02 Комплект № 1/2 от 04.2021 г.



Серия 04 Комплект № 3 от 04.2021 г.



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гащенко



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"27" 07 2022 г.



**Фото коробки (не в сборе) набора реагентов
«ИФА-НВsAg-0,01»**



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

УТВЕРЖДАЮ

Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения содержания
HBs-антигена вируса гепатита В с чувствительностью 0,01 МЕ/мл

ИФА-HBsAg-0,01

Для скринингового исследования при постановке
ИФА с использованием ИФА-анализатора;
рассчитан на проведение 192 анализов,
включая контрольные образцы,
предусмотрено дробное использование комплекта

Комплект №1

Состав набора

Иммунсорбент
К+, инaktivированный
К+слаб, инaktivированный
К-, инaktivированный
Конъюгат-1
Конъюгат-2
РРК-1
РРК-2
ФСБ-Т(x25)
ЦБР
Хромоген (ТМБ)
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

2 шт.
1 фл. (2,0 мл)
2 фл. (по 1,0 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (1,5 мл)
1 фл. (0,3 мл)
2 фл. (по 7,0 мл)
2 фл. (по 14 мл)
2 фл. (по 40 мл)
2 фл. (по 14 мл)
1 фл. (1,5 мл)
1 фл. (25 мл)

16 шт.



Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

4 шт.
4 шт.



Антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют



Т.Ю.Гашенко

2022 г

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-HBsAg-0,01

ТУ 9398-103-70423725-2020


РУ №ФСР 2009/06381 от 18.06.2018

Комплект № 1 Каталогный № 02.04.01

Серия 01 Контрольный № 290













Дата изготовления: 2021.04.14

Годен до: 2022.04.14



02.04.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



УТВЕРЖДАЮ

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения содержания

HBs-антигена вируса гепатита В с чувствительностью 0,01 МЕ/мл

ИФА-HBsAg-0,01

Для скринингового исследования при постановке
ИФА с использованием ИФА-анализатора;
рассчитан на проведение 480 анализов,
включая контрольные образцы,
предусмотрено дробное использование комплекта.

Комплект №1/2

Состав набора

Иммуносорбент
К+, инактивированный
К+слаб, инактивированный
К-, инактивированный
Конъюгат-1
Конъюгат-2
РРК-1
РРК-2
ФСБ-Т(х25)
ЦБР
Хромоген (ТМБ)
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

5 шт.
1 фл. (4,0 мл)
3 фл. (по 1,0 мл)
2 фл. (по 4,0 мл)
1 фл. (3,5 мл)
1 фл. (0,75 мл)
5 фл. (по 7,0 мл)
5 фл. (по 14 мл)
2 фл. (по 100 мл)
5 фл. (по 14 мл)
1 фл. (4,0 мл)
1 фл. (70 мл)

32 шт.



Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

8 шт.
10 шт.



Антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю.Гашенко

2022 г

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-HBsAg-0,01

ТУ 9398-103-70423725-2020


РУ №ФСР 2009/06381 от 18.06.2018

Комплект № 1/2 Каталогный № 02.03.01













Серия 02 Контрольный № 291

Дата изготовления: 2021.04.14

Годен до: 2022.04.14



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю.Гашенко

2022 г

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения содержания

HBs-антигена вируса гепатита В с чувствительностью 0,01 МЕ/мл

ИФА-HBsAg-0,01

Для скринингового исследования при постановке
ИФА с использованием ИФА-анализатора,
рассчитан на исследование 96 образцов,
включая контрольные,
предусмотрено дробное использование комплекта.

Комплект №2

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,0 мл)
K+слаб, инактивированный	1 фл. (1,0 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
Конъюгат-1	1 фл. (0,7 мл)
Конъюгат-2	1 фл. (0,14 мл)
РРК-1	1 фл. (7,0 мл)
РРК-2	1 фл. (14 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
ЦБР	1 фл. (14 мл)
Хромоген (ТМБ)	1 фл. (0,8 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



Антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения

ИФА-HBsAg-0,01

ТУ 9398-103-70423725-2020

РУ №ФСР 2009/06381 от 18.06.2018

Комплект № 2 Каталогный № 02.05.01













Серия 03 Контрольный № 292

Дата изготовления: 2021.04.14

Годеи до: 2022.04.14



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



УТВЕРЖДАЮ

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения содержания

HBs-антигена вируса гепатита В с чувствительностью 0,01 МЕ/мл

ИФА-HBsAg-0,01

Для подтверждающего исследования
в неконкурентном и конкурентном ИФА;
рассчитан на исследование 48 образцов,
включая контрольные образцы,
предусмотрено дробное использование комплекта.

Комплект №3

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
К-слаб, инактивированный	1 фл. (1,0 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат-1	1 фл. (0,7 мл)
Конъюгат-2	1 фл. (0,14 мл)
РРК-1	1 фл. (7,0 мл)
РРК-2	1 фл. (14 мл)
ФСБ-Т(х25)	1 фл. (40 мл)
ЦБР	1 фл. (14 мл)
Хромоген (ТМБ)	1 фл. (0,8 мл)
РПА	1 фл. (3,0 мл)
РРО	1 фл. (15 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.

Антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю.Гашенко

2022 г



ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-HBsAg-0,01

ТУ 9398-103-70423725-2020


РУ №ФСР 2009/06381 от 18.06.2018

Комплект № 3 Каталогный № 02.06.01















Серия 04 Контрольный № 293

Дата изготовления: 2021.04.14

Гожен до: 2022.04.14



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист 2

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю
24 01 2022 г.

