



21.12.09 № 210

На № _____ от _____

Справка об изделии медицинского назначения

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная может быть использована в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях и в быту. Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная предназначена для изготовления сорбционных перевязочных средств: ватно-марлевых повязок, шариков, тампонов.

Сырьевой состав на вату хирургическую хлопковую стерильную:

- хлопковое волокно 100% по ГОСТ 3279-76

Технологический процесс получения ваты медицинской хлопковой стерильной состоит из следующих операций:

- обезжиривание (процесс включает удаление сорных примесей а также жировых и пектиновых веществ, придание гигроскопичности волокну);
- отбеливание без наличия хлора (процесс включает достижение белизны волокна перекисно-щелочным способом);
- рыхление и очистка (процесс получения равномерно разрыхленного и очищенного полуфабриката на ТБ-15);
- чесание (процесс получения ватного прочеса на чесальных машинах «УНИРИЯ»);
- формирование ваты в купюры (2500 г, 1000г., 500г, 250г, 200г, 100г, 50г, 25г) в виде рулона или зигзагообразной ленты (200г, 100г, 50г.);
- упаковка (1 слой оберточная бумага, 2 слой пергаментная бумага – для стерильной ваты);
- маркировка с торговой маркировкой «Емельяновская»;
- стерилизация (процесс стерилизации производится радиоционно с допустимой дозой стерилизации от 15 кга до 40 кга.).

Физико-механические и химические показатели ваты соответствуют требованиям ГОСТ 5556-81.

Средний срок годности ваты не менее 5 лет.

По требованиям безопасности вата не токсична и не оказывает аллергенного и местно раздражающего действия на рану и окружающую среду.

Директор



В.А.Губанов В.А.Губанов

ООО «Емельяновская. Ватная фабрика»
391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский район, село Екшур
Тел./факс: (49142) 2-67-51, 2-43-40, 2-95-16, 2-96-96
эл. почта: tdes@list.ru.



21.12.03 № 211
На № _____ от _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Спас-Клепики

ООО «Емельянь Савостинь. Ватная фабрика» в лице директора Губанова Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава, доверяет Голованчиковой Ольге Николаевне, паспорт: 61 02 № 446668 выдан Клепиковским ОВД Рязанской области 25.03.2002 года получение регистрационного удостоверения на вату медицинскую гигроскопическую хирургическую хлопковую стерильную.

Доверенность действительна для предъявления по 01 марта 2010 года.

Подпись _____ настоящим удостоверяю.

Директор



В.А.Губанов

ООО «Емельянь Савостинь. Ватная фабрика»
391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский район, село Екшур
Тел./факс: (49142) 2-67-51, 2-43-40, 2-95-16, 2-96-96
эл. почта: tdes@list.ru.