

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Техсервис»

Иванченков В.Н.

Дата 24 » ноября 2022



ФОТОГРАФИИ
Медицинского изделия

Тележка медицинская с функцией перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ 32.50.50-005-16789225-2023

Фото 1. Тележка медицинская с функцией перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ 32.50.50-005-16789225-2023 с электроподъемником и ручным пультом; с одним подголовником



Фото 2. Тележка медицинская с функцией перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ 32.50.50-005-16789225-2023 с гидроподъемником и ножной педалью, с одним подголовником



Фото 3. Тележка медицинская с функцией перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ 32.50.50-005-16789225-2023 с электроподъемником и ручным пультом; с одним подголовником. Шаблон маркировки

Тележка медицинская с функцией перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ 32.50.50-005-16789225-2023 (с электроподъемником с одним подголовником)

Модель

ТЕХ-1

Каркас

БЕЛЫЙ

Обивка

БЕЖЕВЫЙ

ТУ 32.50.50-005-16789225-2023

Гар. срок 18 мес.



Масса изделия: _____ кг

Защита от поражения электр. током: Класс II тип В;

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP 54

Максимальная мощность 48 Вт
непродолжительный режим работы.

2 мин работы, 18 мин перерыв

Максимальная нагрузка на ложе 190 кг;

Напряжение питания, В: 220±10%

Частота питающей
сети, Гц: 50-60±1 Гц

Срок годности 5 лет. Срок службы 5 лет.

Производитель: ООО "Техсервис",

Потребляемая мощность 48 Вт

Россия, 192174, Санкт-Петербург,

пр. Александровской фермы, 23-Б

(812) 362-42-79; www.zavodmebel.ru

SN

Инструкция:



Дата выпуска:

Упаковщик:

Фото 4. Тележка медицинская с функцией перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ 32.50.50-005-16789225-2023 с гидropодъемником и ножной педалью, с одним подголовником. Шаблон маркировки

Тележка медицинская с функцией
перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ
32.50.50-005-16789225-2023 (с
гидropодъемником и ножной педалью
с одним подголовником)

Модель

ТЕХ-1

Каркас

БЕЛЫЙ

Обивка

БЕЖЕВЫЙ

ТУ 32.50.50-005-16789225-2023

Гар. срок 18 мес.

Масса изделия: ____ кг

EAC

Максимальная нагрузка на ложе 190 кг;

Срок годности 5 лет.

Срок службы 5 лет.

Производитель: ООО "Техсервис",

Россия, 192174, Санкт-Петербург,

пр. Александровской фермы, 23-Б

Контакты: (812) 362-42-79;

www.zavodmebel.ru

SN

Инструкция:



Дата выпуска:

Упаковщик:

Фото 5. Тележка медицинская с функцией перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ 32.50.50-005-16789225-2023 с электроподъемником и ручным пультом; с одним подголовником. Шаблон транспортной маркировки

Тележка медицинская с функцией перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ 32.50.50-005-16789225-2023 (с электроподъемником с одним подголовником)

Модель

ТЕХ-1

Каркас

БЕЛЫЙ

Обивка

БЕЖЕВЫЙ

ТУ 32.50.50-005-16789225-2023

Гар. срок 18 мес.

Масса изделия: _____ кг

Транспортирование для условий хранения 5 по ГОСТ 15150
(температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С,
относительная влажность 100 % при 25 °С).

Срок годности 5 лет. Срок службы 5 лет.
Производитель: ООО "Техсервис",
Россия, 192174, Санкт-Петербург,
пр. Александровской фермы, 23-Б
(812) 362-42-79; www.zavodmebel.ru

Упаковщик:

EAC

РУ№



Инструкция:



Дата выпуска:

Фото 6. Тележка медицинская с функцией перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ 32.50.50-005-16789225-2023 с гидropодъемником и ножной педалью, с одним подголовником. Шаблон транспортной маркировки

Тележка медицинская с функцией
перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ
32.50.50-005-16789225-2023 (с
гидropодъемником и ножной педалью
с одним подголовником)

Модель

ТЕХ-1

Каркас

БЕЛЫЙ

Обивка

БЕЖЕВЫЙ

ТУ 32.50.50-005-16789225-2023

Гар. срок 18 мес.

Масса изделия: _____ кг

РУ №

Транспортирование для условий хранения 5 по ГОСТ 15150
(температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50
°С, относительная влажность 100 % при 25 °С).



EAC

Срок годности 5 лет.

Срок службы 5 лет.

**Производитель: ООО "Техсервис",
Россия, 192174, Санкт-Петербург,
пр. Александровской фермы, 23-Б
Контакты: (812) 362-42-79;
www.zavodmebel.ru**



Инструкция:



Дата выпуска:

_____._____.

Упаковщик:

Фото 7. Транспортная маркировка



Фото 8. Тележка медицинская с функцией перекладки пациентов «ТЕХ-1» по ТУ 32.50.50-005-16789225-2023 с электроподъемником и ручным пультом; с одним подголовником. Беспроводной пульт управления



Фото 9. Транспортная упаковка



Фото 10. Пример маркировки рабочей части электропривода



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

11 (одинадцать) листов

Должность Директор

Подпись Иванов В.

24 20 24 года М. П.

