

17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер по регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

Ростислав Финкель



2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ИМПЛАНТАТЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРУГЛЫЕ, ГЕЛЕВЫЕ, С ГЛАДКОЙ
ОБОЛОЧКОЙ**


1. Имплантат молочной железы круглый, гелевый, с гладкой оболочкой, высокий профиль - Smooth Round High Profile Gel Breast Implant Cohesive I.




2. Имплантат молочной железы круглый, гелевый, с гладкой оболочкой, супервысокий профиль - Smooth Round Ultra High Profile Gel Breast Implant Cohesive I.




3. Имплантат молочной железы круглый, гелевый, с гладкой оболочкой, средний плюс профиль
- Smooth Round Moderate Plus Profile Gel Breast Implant Cohesive I.



4. Имплантат молочной железы круглый, гелевый, с гладкой оболочкой, средний плюс профиль Xtra - Smooth Round Moderate Plus Profile Xtra Gel Breast Implant.



5. Имплантат молочной железы круглый, гелевый, с гладкой оболочкой, высокий профиль Xtra
- Smooth Round High Profile Xtra Gel Breast Implant.




6. Идентификационная карта пациента.


Patient Name: _____
 Surgeon Name: _____
 Address: _____
 Phone: () _____ Left ☐
 Date of Implant: _____ Right ☐






Patient Name: _____
 Surgeon Name: _____
 Address: _____
 Phone: () _____ Left ☐
 Date of Implant: _____ Right ☐



Smooth Round Ultra High Profile
 Gel Breast Implant Cohesive I™



Smooth Round Ultra High Profile
 Gel Breast Implant Cohesive I™



Принадлежности

1. Имплантат молочной железы круглый, гелевый, с гладкой оболочкой, средний плюс профиль - Smooth Round Moderate Plus Profile Gel Breast Implant Cohesive 1 Demo - нестерильный демонстрационный образец.



2. Имплантат молочной железы круглый, гелевый, с гладкой оболочкой, высокий профиль - Smooth Round High Profile Gel Breast Implant Cohesive I Demo - нестерильный демонстрационный образец.



3. Имплантат молочной железы круглый, гелевый, с гладкой оболочкой, супервысокий профиль - Smooth Round Ultra High Profile Gel Breast Implant Cohesive I Demo - нестерильный демонстрационный образец.




4. Имплантат молочной железы круглый, гелевый, с гладкой оболочкой, высокий профиль Xtra - Smooth Round High Profile Xtra Gel Breast Implants Demo - нестерильный демонстрационный образец.




5. Имплантат молочной железы круглый, гелевый, с гладкой оболочкой, средний плюс профиль Xtra - Smooth Round Moderate Plus Profile Xtra Gel Breast Implants Demo - нестерильный демонстрационный образец.











590 CC

**Smooth Round Ultra High
Profile Gel Breast Implant
Cohesive I™**

REF

350-5590BC

LOT

9449896

1758-06

Rinna implantant

Impl



FR: Prothèse Mammaire Lisse, Pré-Remplie de Gel de Silicone Cohesive I™, Ronde, Profil Ultra Haut

ES: Prótesis Mamaria de Gel Redonda, Lisa, Perfil Ultra-Alto, Cohesive I™

PT: Prótese Mamária de Gel, Redonda, Lisa, Perfil Ultra Alto, Cohesive I™


IT: Protesi Mammaria Liscia Rotonda in Gel Cohesive I™, Profilo Ultra Alto



2025-03-22



Mentor Medical Systems B.V.
Zernikedreef 2
2333 CL Leiden
The Netherlands
www.mentorwllc.com
+31 717513600



1758-06

Маркировка внешней стерильной упаковки

 **MENTOR**

Smooth Round Ultra High Profile
Gel Breast Implant Cohesive I™


MemoryGel™
BREAST IMPLANTS

590 cc

UHP

LOT 9449896
SN 9449896-004

QTY 1  

REF 350-5590BC



(01)08717694017581(17)250322(10)9449896(21)9449896004

12.5 cm



6.3 cm

STERILE  2020-03-22
 2025-03-22

 Mentor Medical Systems B.V.
Zernikedreef 2
2333 CL Leiden
The Netherlands
www.mentorwwilc.com



1758-06




Smooth Round Ultra High Profile
Gel Breast Implant Cohesive I™



590 cc

UHP

REF 350-5590BC



STERILE

2020-03-22

2025-03-22

LOT 9449896

QTY 1

FR: Prothèse Mammaire Lisse, Pré-Remplie de Gel de Silicone Cohésive I™
Ronde, Profil Ultra Haut
ES: Prótesis Mamaria de Gel Redonda, Lisa, Perfil Ultra-Alto, Cohesive I™
PT: Prótese Mamária de Gel, Redonda, Lisa, Perfil Ultra Alto, Cohesive I™
IT: Protesi Mammaria Liscia Rotonda in Gel Cohesive I™, Profilo Ultra Alto

Mentor Medical Systems B.V.
Zernikedreef 2
2333 CL Leiden
The Netherlands
www.mentorwwilc.com

Код продукта: SHPX150

Имплантаты молочной железы круглые, гелевые, с гладкой оболочкой: Имплантат молочной железы круглый, гелевый, с гладкой оболочкой, высокий профиль Xtra - Smooth Round High Profile Xtra Gel Breast Implants

Область применения: Хирургия

Назначение: Применяется для увеличения или восстановления молочной железы после мастэктомии.

Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1241 от XX.XX.XXXX г.

Производитель: Ментор Медикал Системс Б.В. (Mentor Medical Systems B.V.), Zernikedreef 2, 2333 CL Leiden, The Netherlands, Нидерланды

Уполномоченный представитель производителя, адрес: ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, Россия, г.Москва, ул.Крылатская, д.17, корп.2, тел: +7(495)5807777

Модель: см. на упаковке

Диаметр: см. на упаковке.

Выступающая часть: см. на упаковке.

Форма: см. на упаковке.

Поверхность оболочки: полидиметилсилоксан MED1-6649.

Материал оболочки: полидифенилсилоксан MED1-6609, полидиметилсилоксан MED1-6649.

Наполнитель: Medical Implant Grade (Cohesive I MED3-6300).

Транспортировка при температуре от -20°C до +50°C. Относительная влажность не более 75%. Атмосферное давление 700-1060 гПа.

Хранить при температуре от +10°C до +25°C.

Относительная влажность не более 75%.

Атмосферное давление 700-1060 гПа.

Нетоксично внутри.

Масса: 152,8 г

SHPX150@001

