

Фотографические изображения медицинского изделия

**Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11 – 345 –
10973749 – 2024, в составе:**

- Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» FFP2 NR;
- Инструкция по применению.

Производства ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия



Общий вид медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11 – 345 – 10973749 – 2024» (вариант исполнения «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» FFP2 NR»)

ФЭСТ®

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Тел.: (4942) 48-32-45, 48-32-48, 48-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Шербины Петра, д. 23

**Респиратор медицинский
одноразовый «ФЭСТ»
по ТУ 32.99.11-345-10973749-2024**

**Вариант исполнения:
Респиратор медицинский
одноразовый «ФЭСТ» FFP2 NR**

РУ №

**Количество
Партия №/ ОКК
Изготовлено**

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Буквенные обозначения в наименовании исполнения респиратора расшифровываются следующим образом:
- FFP2 - класс фильтрации;
- NR - одноразового использования.

**Инструкция по применению медицинского изделия
«Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ»
по ТУ 32.99.11-345-10973749-2024»**

1. Держа респиратор за резинки горизонтально перед лицом, завести резинки за уши, надеть изделие.
2. Респиратор должен прикрывать нос и рот.
3. Обжать носовой фиксатор в области носа для более плотного и удобного прилегания респиратора к лицу.
4. Время ношения респиратора - не более 8 часов.
5. После использования изделие необходимо утилизировать.

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C. Исполненные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Алгоритм утилизации использованных респираторов:
- аккуратно взять за заушные петли и потянуть, не касаясь передней части изделия;
- снять респиратор, стараясь не касаться его внутренней поверхности;
- поместить пакет с использованным респиратором в полиэтиленовый пакет и плотно завязать;
- вымыть с мылом или обработать антисептиком;
- изделие с истекшим сроком годности или утратившее товарный вид, относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию температуры от +10°C до +35°C и относительной влажности 60% при 25°C, для вида химического исполнения УХН 4.2 по ГОСТ Р 19190.

Общий вид медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11 – 345 – 10973749 – 2024» (вариант исполнения «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» FFP2 NR») в потребительской упаковке с маркировкой

**Инструкция по применению медицинского изделия
«Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ»
по ТУ 32.99.11-345-10973749-2024»**

1. Держа респиратор за резинки горизонтально перед лицом, завести резинки за уши, надеть изделие.
2. Респиратор должен прикрывать нос и рот.
3. Обжать носовой фиксатор в области носа для более плотного и удобного прилегания респиратора к лицу.
4. Время ношения респиратора - не более 8 часов.
5. После использования изделие необходимо утилизировать.

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C. Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Алгоритм утилизации использованных респираторов:

- аккуратно взять за заушные петли и потянуть, не касаясь передней части изделия;
- снять респиратор, стараясь не задеть использованным изделием лицо;
- сразу же положить одноразовый респиратор в полиэтиленовый пакет и плотно завязать;
- поместить пакет с использованным респиратором в мусорное ведро, а руки тщательно вымыть с мылом или обработать антисептиком.

Изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействиям температуры от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при 25°C, для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 15150.

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23

ФЭСТ®

**Респиратор медицинский
одноразовый «ФЭСТ»
по ТУ 32.99.11-345-10973749-2024**

**Вариант исполнения:
Респиратор медицинский
одноразовый «ФЭСТ» FFP2 NR
РУ №**



**Количество
Партия №/ ОКК
Изготовлено**


Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

**Буквенные обозначения в наименовании исполнения
респиратора расшифровываются следующим образом:**

- FFP2 - класс фильтрации;
- NR - одноразового использования.



Общий вид медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11 – 345 – 10973749 – 2024» (вариант исполнения «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» FFP2 NR») в транспортной таре с маркировкой



Макет маркировки транспортной тары медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11 – 345 – 10973749 – 2024» (вариант исполнения «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» FFP2 NR»)

Прошито, пронумеровано,
опечатано

5 / листов

ЛИСТОВ

Директор Касаткина Э.В.

