



**Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного выявления антигенов стрептококка
группы А в образцах фарингеальных мазков человека» «ИХА-СтрептоА»
Комплект №1**






Комплект №2






Внешний вид компонентов набора

Тест-кассета



Тест-кассета в упаковке




Флаккон –капельница с реагентом А



Флаккон –капельница с реагентом Б



Тампон-зонд



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист 06
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.
"01" 11 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
«09» 09 2019 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

«ИХА-СтрептоА»

ТУ 21.20.23-273-70423725-2019

РУ №

Серия: **

Кат.№:78.01.1

Дата изг.: ****. **

Годен до: ****. **

Количество наборов:***шт.

Масса нетто: ****г.


Масса брутто:****г

Масса нетто потребительской упаковки:****г.

Транспортирование и хранение
осуществляется при 2-30°С

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЗАО "ЭКОлаб"



/Начальник ОПР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Амелина Е.А.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
«09» 09 20__ г.

ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-СтрептоА»

ТУ 21.20.23-273-70423725-2019

РУ №

Серия: **

Кат.№:78.01.2

Дата изг.: ****. **

Годеи до: ****. **

Количество наборов:***шт.

Масса нетто: ****г.


Масса брутто:****г

Масса нетто потребительской упаковки:****г.

Транспортирование и хранение
осуществляется при 2-30С

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЗАО "ЭКОлаб"



Начальник ОПР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Амелина Е.А.

Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 2 из 9
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.
"01" 11 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
20 __ г.

Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммунохроматографическая для качественного выявления антигенов стрептококка группы А в образцах фарингеальных мазков человека

«ИХА-СтрептоА»

Комплект №1

(для учреждений здравоохранения)

Рассчитан на исследование 10 образцов

Состав набора

Тест-кассета	10 шт.
Флакон-капельница с реагентом А (5 мл)	1 шт.
Флакон-капельница с реагентом Б (5 мл)	1 шт.
Пипетка Пастера	10 шт.
Пластиковая пробирка	10 шт.
Тампон-зонд	10 шт.



Для профессионального применения

ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-СтрептоА»

Комплект №1

ТУ 21.20.23-273-70423725-2019

РУ №

Серия: 01

Контрольный №: 64

Кат. №: 78.01.1

Дата изг.: 2019.01

Годен до: 2021.02

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «голько для «in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.




ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-СтрептоА»

Тест-кассета

с. 01

Годен до: 2021.02



ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-СтрептоА»
Флакон-капельница
с реагентом А
с. 01 5 мл
Годен до: 2021.02



ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-СтрептоА»
Флакон-капельница
с реагентом Б
с. 01 5 мл
Годен до: 2021.02

Начальник ОПР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Амелина Е.А.

Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
«09» 09 20__ г.

Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммунохроматографическая для качественного
выявления антигенов стрептококка группы А
в образцах фарингеальных мазков человека

«ИХА-СтрептоА»


Комплект №2

(для учреждений здравоохранения)

Рассчитан на исследование 25 образцов

Состав набора

Тест-кассета	25 шт.
Флакон-капельница с реагентом А (5 мл)	2 шт.
Флакон-капельница с реагентом Б (5 мл)	2 шт.
Пипетка Пастера	25 шт.
Пластиковая пробирка	25 шт.
Тампон-зонд	25 шт.



Для профессионального
применения

ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-СтрептоА»

Комплект №2

ТУ 21.20.23-273-70423725-2019

РУ №

Серия: 02

Контрольный №:65

Кат.№: 78.01.2

Дата изг.: 2019.01

Годеи до: 2021.02

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.


ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-СтрептоА»

Тест-кассета

с. 02

Годеи до: 2021.02



ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-СтрептоА»
Флакон-капельница
с реагентом А
с. 02 5 мл
Годеи до: 2021.02



ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-СтрептоА»
Флакон-капельница
с реагентом Б
с. 02 5 мл
Годеи до: 2021.02

Начальник ОПР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Амелина Е.А.

Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

27 лист 9
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.
"01" 11 2019 г.