

ЗАО «ЭКОлаб» 142530 Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1
e-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, Сайт: www.ekolab.ru
Тел: 8-800-333-33-47
ИНН: 5035025076, КПП: 503501001



"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"
 Т.Ю. Гашенко
"31" августа 2022 г.

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов «ГепатЭК С» для качественного выявления
РНК вируса гепатита С (НСV) в клиническом материале методом ПЦР
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени**

Набор реагентов «ГепазК С» для качественного выявления РНК вируса гепатита С (HCV)

в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной

детекцией в режиме реального времени

№ серии 05 Форма 1

ЗАО "ЭКОлаб"
Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов «ГепазК С» для качественного
выявления РНК вируса
гепатита С (HCV)
в клиническом материале
методом ПЦР с гибридационно-
флуоресцентной детекцией в режиме
реального времени
«ГепазК С» (Форма 1)
ТУ 21.20.23-383-70423725-2022
РУ №

LOT 05 **REF** 100.13.1

Состав набора:
Смесь 1 (С) 1 пробирка 0,5 мл
Смесь 2 1 пробирка 1,5 мл
ПКО-С 1 пробирка 0,2 мл
ОКО 1 пробирка 1,0 мл
Инструкция по применению 1 шт.

2022.08.30
2023.08.30

IVD

96

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

"ГепазК С"
Смесь 1 (С) 0,5 мл
LOT 05 REF 100.13.1
2022.08.30 -24°C -16°C IVD

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

"ГепазК С"
Смесь 2 1,5 мл
LOT 05 REF 100.13.1
2022.08.30 -24°C -16°C IVD

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

"ГепазК С"
ПКО-С 0,2 мл
LOT 05 REF 100.13.1
2022.08.30 -24°C -16°C IVD

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

"ГепазК С"
ОКО 1,0 мл
LOT 05 REF 100.13.1
2022.08.30 -24°C -16°C IVD

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов «ГепазК С» для качественного выявления
РНК вируса гепатита С (HCV) в клиническом материале
методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени
ТУ 21.20.23-383-70423725-2022 «ГепазК С» (Форма 1)

LOT 05 REF 100.13.1
2022.08.30 2023.08.30

IVD

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Жигалева О.Н.

Начальник ОБТК Юрина Т.В.



Набор реагентов «ГепазК С» для качественного выявления РНК вируса гепатита С (HCV)
в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени

№ серии 06 Форма 2

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Набор реагентов «ГепазК С»
для качественного выявления РНК вируса гепатита С (HCV)
в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени
"ГепазК С" (форма 2)

ТУ 21.20.23-363-70423725-2022
РУ №

LOT 06
REF 100.13.2

Состав набора:

Смесь 1 (С)	1 пробирка	0,5 мл
Смесь 2	1 пробирка	1,5 мл
ПКО-С	1 пробирка	0,2 мл
ОКО	1 пробирка	1,0 мл
Планшет для ПЦР	1 шт	
Пленка для ПЦР планшета	1 шт	
Инструкция по применению	1 шт	

2022.08.30
2023.08.30

-24°C -16°C

IVD

ЗАО «ЭКОлаб»

ГепазК С

Смесь 1 (С) 0,5 мл

Смесь 2 1,5 мл

ПКО-С 0,2 мл

ОКО 1,0 мл

2022.08.30

-24°C -16°C

IVD

Для профессионального применения

ЗАО «ЭКОлаб»

Набор реагентов «ГепазК С»
для качественного выявления РНК вируса гепатита С (HCV)
в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени
"ГепазК С" (форма 2)

ТУ 21.20.23-363-70423725-2022
РУ №

LOT 06
REF 100.13.2

Контрольный номер № 366


2022.08.30
2023.08.30

-24°C -16°C

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Жигалева О.Н.

Начальник ОБТК Юрина Т.В.



Набор реагентов «ГепазК С» для качественного выявления РНК вируса гепатита С (HCV)
в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени

№ серии 11 Форма 1

ЗАО "ЭКОлаб"
Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов «ГепазК С» для качественного
выявления РНК вируса
гепатита С (HCV)
в клиническом материале
методом ПЦР с гибридационно-
флуоресцентной детекцией в режиме
реального времени
«ГепазК С» (Форма 1)
ТУ 21.20.23-363-70423725-2022
РУ №

LOT 11 **REF** 100.13.1

Состав набора:
Смесь 1 (С) 1 пробирка 0,5 мл
Смесь 2 1 пробирка 1,5 мл
ПКО-С 1 пробирка 0,2 мл
ОКО 1 пробирка 1,0 мл
Инструкция по применению 1 шт

2022 08 31
2023 06 31

IVD

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
"ГепазК С"
Смесь 1 (С) 0,5 мл
16°C
24°C
IVD

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
"ГепазК С"
Смесь 2 1,5 мл
16°C
24°C
IVD

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
"ГепазК С"
ПКО-С 0,2 мл
16°C
24°C
IVD

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
"ГепазК С"
ОКО 1,0 мл
16°C
24°C
IVD

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов «ГепазК С» для качественного выявления
РНК вируса гепатита С (HCV) в клиническом материале
методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени
«ГепазК С» (Форма 1)
ТУ 21.20.23-363-70423725-2022
РУ №

LOT 11 **REF** 100.13.1

2022 08 31
2023 06 31

IVD

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Жигалева О.Н.

Начальник ОБТК Юрина Т.В.

Набор реагентов «ГепазК С» для качественного выявления РНК вируса гепатита С (HCV)

в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной

детекцией в режиме реального времени

№ серии 12 Форма 2

Для учреждений здравоохранения


ЗАО «ЭКОлаб»

Набор реагентов «ГепазК С»
для качественного выявления РНК вируса гепатита С (HCV)
в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени
ТУ 21.20.23-363-70423725-2022 «ГепазК С» (форма 2)
РУ №

LOT 12
REF 100.13.2

Состав набора:

Смесь 1 (С) 1 пробирка 0,5 мл
Смесь 2 1 пробирка 1,5 мл
ПКО-С 1 пробирка 0,2 мл
ОКО 1 пробирка 1,0 мл
Планшет для ПЦР 1 шт
Пленка для ПЦР планшета 1 шт
Инструкция по применению 1 шт



ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения



Набор реагентов «ГепазК С»
для качественного выявления РНК вируса гепатита С (HCV)
в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени

«ГепазК С» (форма 2)

ТУ 21.20.23-363-70423725-2022
РУ №

LOT 12
REF 100.13.2

Контрольный номер № 372



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Жигалева О.Н.

Начальник ОБТК Юрина Т.В.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 лист 06

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2023 г.



ЗАО «ЭКОлаб» 142530 Московская обл., г.Электрoгoрск, ул.Буденного, д.1

e-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, Сайт: www.ekolab.ru

Тел: 8-800-333-33-47

ИНН: 5035025076, КПП: 503501001



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ЗАО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

"31" августа 2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Набора реагентов «Гепатит С»
для качественного выявления РНК вируса гепатита С (HCV)
в клиническом материале методом ПЦР
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени**

**Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «ГепатЭК С»
для качественного выявления РНК вируса гепатита С (HCV)
в клиническом материале методом ПЦР
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени**

Набор реагентов «ГепатЭК С»

Форма 1

Серия 11 от 2022.08.31

Общий вид набора реагентов «ГепатЭК С»




Фото коробки набора реагентов «ГепаЭК С»



Фото пробирок с реагентами для амплификации набора реагентов «ГепатЭК С»





Набор реагентов «ГепатЭК С»

Форма 2

Серия 12 от 2022.08.31

Общий вид набора реагентов «ГепатЭК С»




Фото открытой коробки (вид сверху) набора реагентов «ГепатЭК С»




Фото коробки набора реагентов «Гепатит С»



Фото пробирок с реагентами для амплификации набора реагентов «ГепатЭК С»





Фото планшета для ПЦР





Фото пленки для ПЦР- планшета



Серия 05 от 2022.08.30

Общий вид набора реагентов «ГепатЭК С»




Фото открытой коробки (вид сверху) набора реагентов «ГепатЭК С»



Фото коробки набора реагентов «ГепатЭК С»



Фото пробирок с реагентами для амплификации набора реагентов «ГепатЭК С»





Набор реагентов «ГепАЭК С»
Форма 2
Серия 06 от 2022.08.30

Общий вид набора реагентов «ГепАЭК С»




Фото открытой коробки (вид сверху) набора реагентов «ГепатЭК С»




Фото коробки набора реагентов «Гепатит С»




Фото пробирок с реагентами для амплификации набора реагентов «ГепатЭК С»






Фото планшета для ПЦР




Фото пленки для ПЦР- планшета



Начальник НПО ПЦР

Жигалева

Жигалева О.Н.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

23 лист а
Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Саша Гашенко Т.Ю.
23.06 2023 г.

