


Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения тропонина I в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «ИХА-Тропонин I».


Комплект №1

Серия 01 от 2019.01.



Комплект №2

Серия 02 от 2019.01




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист

Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.

"10" 06 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
«__» _____ 20__ г.

Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммунохроматографическая
для качественного определения тропонина I
в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

«ИХА-Тропонин I»

Комплект №1

ТУ 21.20.23-260-70423725-2019

(для учреждений здравоохранения)

РУ №

Рассчитан на исследование 10 образцов

Серия: 01

Контрольный №:42

Кат.№: 73.01.1

Дата изг.: 2019.01



Годен до: 2021.02

Состав набора

Тест-кассета	10 шт.
Флакон-капельница с БР (3 мл)	1 шт.
Пипетка Пастера	10 шт.
Скарификатор	10 шт.
Салфетка спиртовая	10 шт.



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro» диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Начальник ОПР

Амелина Е.А.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
«_____» 20__ г.

Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммунохроматографическая
для качественного определения тропонина I
в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

«ИХА-Тропонин I»

Комплект №2

(для учреждений здравоохранения)

ТУ 21.20.23-260-70423725-2019

РУ №

Рассчитан на исследование 25 образцов

Состав набора

Тест-кассета	25 шт.
Флакон-капельница с БР (3 мл)	1 шт.
Пипетка Пастера	25 шт.
Скарификатор	25 шт.
Салфетка спиртовая	25 шт.

Серия: 02

Контрольный №:43

Кат.№: 73.01.2

Дата изг.: 2019.01

Годен до: 2021.02





Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro» диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Тропонин I»

Тест-кассета

с. 02
Годен до: 2021.02



Начальник ОНР

Амелина Е.А.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

Проставлено, проинформировано
и скреплено печатью
Ген. Директор ЗАО "ЭКОЛАБ"
Борисов В.Ю.
2019 г.