

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

ООО «ТВИНЛАЙН»

Лобанов Д.В.

«30» ноября 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Каталка медицинская для перевозки пациентов, в вариантах исполнения: BS1500, BS1504, BS1512, BT1205,
BT1405, с принадлежностями

2024

1. Каталка медицинская для перевозки пациентов BS1500 (Общий вид).



2. Каталка медицинская для перевозки пациентов BS1504 (Общий вид).




3. Каталка медицинская для перевозки пациентов BS1512 (Общий вид).



4. Ложе из оцинкованной стальной сетки, съемное



5. Ложе рентгенпрозрачное (каталожный номер BZ1565)



6. Ложе из рентгенопрозрачного HPL ламината, марки BS



7. Колесное основание из 4-х колес Ø 200 мм



8. 5-е колесо (каталожный номер BZ1530)



9. Бамперы защитные угловые



10. Бамперы защитные боковые (каталожный номер 7PR00002010)



11. Матрас антистатический, со съемным чехлом (каталожный номер BZ1501)



12. Матрас антистатический, со съемным чехлом (каталожный номер BZ1506)



13. Матрас антистатический, со съемным чехлом (каталожный номер BZ1507)



14. Матрас антистатический, со съемным чехлом (каталожный номер BZ1508)



15. Откидные хромированные боковые ограждения (каталожный номер BZ1604)




16. Складные горизонтальные боковые ограждения (каталожный номер BZ1607)




17. Складные вертикальные боковые ограждения (каталожный номер ZBZ16072)



18. Держатель кислородного баллона (каталожный номер BZ1520)



19. Держатель бумажного рулона (каталожный номер BZ1525)



	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / USER MANUAL
	GIVAS - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - VAT NO. IT01498810280 (ДЖИВАС - СОЧЕТА А РЕСПОНСАБИЛИТА ЛИМИТАТА)
	SAONARA (PD) VIALE VENETO, 2 CAP 35020 HAMLET: VILLATORA. (Италия)

«УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"

Chairman of the Board of Directors
(должность/position)

Berto Silvio
(имя/Name)

(подпись/signature)

Saonara, 19/11/2024r.
(«день» месяц (цифрами) / «day» month
(numerals))

М.П. / Stamp



Via Veneto, 2 - Z.A.S. - 35020 SAONARA (PD)
Tel. 049 8790710 - 8780199 - Fax 049 8790711
Pec: IVA IT 01498810280 - CCIAA 164265

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / USER MANUAL

Каталка медицинская для перевозки пациентов, в вариантах
исполнения: BS1500, BS1504, BS1512, с принадлежностями

Medical gurney for transporting patients in versions: BS1500, BS1504,
BS1512, with accessories

21. Инфузионная стойка с 2-мя крючками (каталожный номер BZ1524)



22. Инфузионная стойка с 4-мя крючками (каталожный номер ZBZ15241)



23. Поручень для перемещения съемный со стороны ног и/или головы с гнездами для установки инфузионных стоек (каталожный номер BZ1535)




24. Кронштейн со столиком для монитора (каталожный номер BZ1518)



24.1 Кронштейн со столиком для монитора (каталожный номер BZ1518)



25. Держатель дренажных мешков (каталожный номер RA0070)



26. Каталка медицинская для перевозки пациентов BT1205 (Общий вид).



27. Каталка медицинская для перевозки пациентов ВТ1405 (Общий вид).



28. Ложе из рентгенопрозрачного HPL ламината, марки BT



29. Колесное основание из 4-х колес Ø 200 мм, 2 колеса антистатические (каталожный номер ВТ0015)



30. Колесное основание из 4-х колес Ø 200 мм, 2 колеса антистатические и 5-е колесо Ø 100 мм. (каталожный номер BT0019)



31. Колесное основание из 4-х колес Ø 200 мм, 2 колеса антистатические и 5-е колесо Ø 125 мм. (каталожный номер ZBT00190)



32. Бамперы защитные круглые



33. Бамперы защитные боковые



34. Матрас антистатический, огнеупорный со съемным чехлом (каталожный номер ВТ0010)



35. Противопротезный антистатический и огнеупорный матрас со съемным чехлом (каталожный номер ВТ0012)



36. Складные вертикальные боковые ограждения



37. Складные рукоятки со стороны ног и/или головы (каталожный номер ВТ0040)




38. Держатель бумажного рулона (каталожный номер ВТ0045)




39. Держатель рентгеновской кассеты для ложа с ручкой (каталожный номер ВТ0056)



39.1 Держатель рентгеновской кассеты для ложа с рукояткой (каталожный номер BT0056)



40. Держатель для принадлежностей со стороны ног и/или головы каталожный номер BT0050)



41. Боковой держатель для принадлежностей (каталожный номер BT0075)



42. Держатель дренажных мешков (каталожный номер BT0070)



43. Крепление держателя рентгеновских кассет для спинной секции (каталожный номер ВТ0065)



44. Инклинометры (каталожный номер ВТ0088)



	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / USER MANUAL
	GIVAS - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - VAT NO. IT01498810280 (ДЖИВАС - СОЧЕТА А РЕСПОНСАБИЛИТА ЛИМИТАТА)
	SAONARA (PD) VIALE VENETO, 2 CAP 35020 HAMLET: VILLATORA, (Italy)

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Chairman of the Board of Directors
(должность/position)

Berto Silvia

(имя/name)



(подпись/signature)

Saonara, 19/11/2024r.

(день/ месяц (цифрами)) / «days month
(numerals)

М.П. / Stamp



V.le Veneto, 2 - Z.A.L. - 35020 SAONARA (PD)
Tel. 049 5130710 - 8790199 - Fax 049 8790711
Part. IVA IT 01498810280 - CCIAA 164285

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /
USER MANUAL**

**Каталка медицинская для перевозки пациентов, в вариантах
исполнения: BT1205, BT1405, с принадлежностями**

**Medical gurney for transporting patients in versions: BT1205, BT1405,
with accessories**

46. Инфузионная стойка с 4-мя крюками (каталожный номер BT0060)




47. Поручень для перемещения со стороны ног и/или головы (каталожный номер ВТ0030)



48. Кронштейн со столиком для монитора (каталожный номер ВТ0027)




48.1 Кронштейн со столиком для монитора (каталожный номер ВТ0027)



49. Держатель рентгеновской кассеты из нержавеющей стали (каталожный номер BT0055)



50. Доска для массажа сердца (каталожный номер ВТ0035)



51. Опора под руку (каталожный номер ВТ0080)



52. Транспортировочное полотно для переноски пациента (каталожный номер ZBC01200)



53. Макет маркировки производителя, расположенной на каталке.

 Viale Veneto, 2 Saonara (PD) Italy www.givas.it		  	
REF MOD - XXXXXX	LOT XXXXXX	 Kg = xxx	UDI  (01) xxxxxxxxxxxxxx (10) xxxxxx (11) xxxx00 (21) xxxxxxxxxxxxxx
PROD. - XXXXXXXXXXX	 xx/xxxx		
SN 0011321589 		 Kg = xxx	

53.1 Макет маркировки производителя на принадлежность.

 Viale Veneto, 2 Saonara (PD) Italy www.givas.it		  	
REF MOD - XXXXXX	LOT XXXXXX	 Kg = xxx	
PROD. - XXXXXXXXXXX	 xx/xxxx		
SN xxxxxxxxxxxxxx 			

54. Макет русскоязычной маркировки на примере медицинского изделия
«Каталка медицинская для перевозки пациентов, в варианте исполнения:
BT1405, с принадлежностями».

**Каталка медицинская для перевозки пациентов, в
варианте исполнения: BT1405, с принадлежностями**

Регистрационное удостоверение № _____

Производитель: GIVAS – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
«ДЖИВАС – СОЧЕТА А РЕСПОНСАБИЛИТА ЛИМИТАТА»

Адрес: SAONARA (PD) VIALE VENETO, 2
CAP 35020 HAMLET: VILLATORA, (Италия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «ТВИНЛАЙН» (ООО
«ТВИНЛАЙН»)

Адрес: Россия, 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д.18, к. 2, помещ. 2,
комната 1

Тел.: +7 495 258-75-12; 8-800 500-79-27

Email.: twinline@mail.ru



54.1 Макет русскоязычной маркировки на примере принадлежности: «Держатель
дренажных мешков (каталожный номер RA0070)».

Держатель дренажных мешков (каталожный номер RA0070)

Регистрационное удостоверение № _____

Производитель: GIVAS – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
«ДЖИВАС – СОЧЕТА А РЕСПОНСАБИЛИТА ЛИМИТАТА»

Адрес: SAONARA (PD) VIALE VENETO, 2
CAP 35020 HAMLET: VILLATORA, (Италия)

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «ТВИНЛАЙН» (ООО
«ТВИНЛАЙН»)

Адрес: Россия, 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д.18, к. 2, помещ. 2,
комната 1

Тел.: +7 495 258-75-12; 8-800 500-79-27

Email.: twinline@mail.ru



**Каталка медицинская для перевозки пациентов,
в варианте исполнения: BS1500, с принадлежностями**

Каталка медицинская для перевозки пациентов BS1500, в составе:

1. Каталка медицинская для перевозки пациентов BS1500 – 1 штука;
2. Ложе из оцинкованной стальной сетки, съемное – 1 штука
3. Колесное основание из 4-х колес Ø 200 мм, 1 колесо антистатическое - 1 штука;
4. 5-е колесо (каталожный номер BZ1530) – 1 штука;
5. Механизм центрального управления блокировкой колес с 2-мя педалями управления – 1 штука;
6. Педальная система гидравлической регулировки высоты ложа – 1 штука;
7. Пневматическая система регулировки спинной секции – 1 штука;
8. Бамперы защитные угловые - 4 штуки;
9. Матрас антистатический (каталожный номер BZ1501) – 1 штука;
10. Откидные хромированные боковые ограждения (каталожный номер BZ1604) – 2 штуки;
11. Держатель кислородного баллона (каталожный номер BZ1520) – 1 штука;
12. Держатель бумажного рулона (каталожный номер BZ1525) – 1 штука;
13. Руководство по эксплуатации – 1 штука

Принадлежности:

1. Инфузионная стойка с 4-мя крючками (каталожный номер ZBZ15241) – 2 штуки;
2. Поручень для перемещения съемный со стороны ног и/или головы с гнездами для установки инфузионных стоек (каталожный номер BZ1535) – 2 штуки;
3. Кронштейн со столиком для монитора (каталожный номер BZ1518) – 1 штука;
4. Держатель дренажных мешков (каталожный номер RA0070) – 1 штука.

Регистрационное удостоверение № _____

Производитель: GIVAS – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

«ДЖИВАС – СОЧЕТА А РЕСПОНСАБИЛИТА ЛИМИТАТА»

Адрес: SAONARA (PD) VIALE VENETO, 2

CAP 35020 HAMLET: VILLATORA, (Италия)

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТВИНЛАЙН» (ООО «ТВИНЛАЙН»)

Адрес: Россия, 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д.18, к. 2, помещ. 2, комната 1

Тел.: +7 495 258-75-12; 8-800 500-79-27

Email: twinline@mail.ru

Габаритные размеры – XXXX x XXX x XXX мм

Масса (брутто) – XXX кг





Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 61

листе

