

СОГЛАСОВАНО

Директор центра постгеномных технологий Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства (ФБУ «ЦСП» ФМБА России)



Г.А. Шипулин

«17» 2006 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека
(*Human enterovirus*) с идентификацией энтеровируса 68 типа
(*Enterovirus* 68 типа) методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест® Энтеровирус+68»



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека (*Human enterovirus*) с индентификацией энтеровируса 68 типа (*Enterovirus 68* типа)
методом полимеразной цепной реакции

«АмплиТест® Энтеровирус+68», форма 1



«РИБО-преп ЭВ» вариант 100 - комплект реагентов для экстракции
РНК/ДНК из биологического материала

2°C - 8°C

«ПЦР-комплект» вариант FRT-96 - комплект реагентов для проведения
реакции обратной транскрипции РНК и амплификации участка кДНК
энтеровирусов (*Human enterovirus*) и энтеровируса 68 типа (*Enterovirus 68*
типа) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
в режиме «реального времени»

-24°C - 16°C

Применять согласно прилагаемой инструкции

При получении разукладывать в соответствии с указанными температурами хранения

ПЦР-смесь-FL EV-D68

REF T-V045-1FRT

LOT 240601

2024-06-10

2025-06-10

ТУ 21.20.23-045-01897400-2023


Регистрационный номер:




119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14; e-mail: promlab@cspfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru

Фотография до вскрытия внешней упаковки набора реагентов
«АмплиТест® Энтеровирус+68», форма 1


Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов «АмплиТест® Энтеpовиpус+68», форма 1



Фотография комплекта реагентов «РИБО-преп ЭВ» вариант 100
набора «АмплиТест® Энтеновирус+68», форма 1



**Фотография комплекта реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-96
набора «АмплиТест® Энтеровирус+68», форма 1**





Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека (*Human enterovirus*) с идентификацией энтеровируса 68 типа (*Enterovirus 68* типа)
методом полимеразной цепной реакции

«АмплиТест® Энтеровирус+68», форма 2    

«Магно-Сорб-Комбо ЭВ» вариант 100 - комплект реагентов для
экстракции РНК/ДНК из биологического материала

8 °C
2 °C

«ПЦР-комплект» вариант FRT-96 - комплект реагентов для проведения
реакции обратной транскрипции РНК и амплификации участка кДНК
энтеровирусов (*Human enterovirus*) и энтеровируса 68 типа (*Enterovirus 68*
типа) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
в режиме «реального времени»

-16 °C
-24 °C

Применять согласно прилагаемой инструкции

При получении разукладывать в соответствии с указанными температурами хранения



ПЦР-смесь-FL EV-D68

REF T-V045-2FRT

LOT 240601

 2024-06-10

 2025-06-10

ТУ 21.20.23-045-01897400-2023

Регистрационный номер:




119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14; e-mail: promlab@cspfmmba.ru; сайт: www.amplitest.ru

Фотография до вскрытия внешней упаковки набора реагентов
«АмплиТест® Энтеровирус+68», форма 2


Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов «АмплиТест® Эпштейн+68», форма 2



**Фотография комплекта реагентов «Магно-Сорб-Комбо ЭВ» вариант 100
набора «АмплиТест® Энтеровирус+68», форма 2**



**Фотография комплекта реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-96
набора «АмплиТест® Энтеровирус+68», форма 2**



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью _____ 9 лист 28

Директор центра постгеномных технологий ФГБУ
«ЦСП» ФМБА России



Г.А. Шипулин