

УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

АО «ДИАКОН-ДС»

Корзун Т. Ю

2024г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ**

Разработчик и производитель:

АО «ДИАКОН-ДС»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8 с принадлежностями для диагностики in vitro по ТУ ДАЛЕ.941417.004 ТУ

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8, в составе:

- 1) Основной модуль – не более 2 шт.
- 2) Системный блок с предустановленным ПО – 1 шт.
- 3) Монитор – 1 шт.
- 4) Держатель монитора – 1 шт.
- 5) Комплект клавиатура + мышь – 1 шт. (при необходимости).
- 6) Последовательный кабель RS-232 (розетка-розетка) – 1 шт.
- 7) Кабель питания – 2 шт.
- 8) Кабель локальной сети – не более 2 шт.
- 9) Флакон реагента (20 мл) – не более 20 шт. (стартовый, при необходимости).
- 10) Флакон реагента (70 мл) – не более 20 шт. (стартовый, при необходимости).
- 11) Крышка флакона (20 мл) – не более 20 шт. (стартовый, при необходимости).
- 12) Крышка флакона (70 мл) – не более 20 шт. (стартовый, при необходимости).
- 13) Адаптер – не более 16 шт.
- 14) Кювета – не более 724 шт.
- 15) Чашка для образцов – 500 шт. (стартовый, при необходимости).
- 16) Моющий раствор кислый С8 – 2000 г, не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).
- 17) Моющий раствор кислый ДДС С8 – 2 л, не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).
- 18) Моющий раствор кислый С8 – 2×60 г, не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).
- 19) Моющий раствор щелочной С8 – 2000 г, не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).
- 20) Моющий раствор щелочной ДДС С8 – 2 л, не более 2 шт. (при необходимости).
- 21) Моющий раствор щелочной С8 – 2×60 г, не более 2 шт. (при необходимости).
- 22) Тигонная трубка 9,53 × 6,35, 5 м – не более 2 шт.
- 23) Тигонная трубка 15,9 × 9,5, 5 м – не более 2 шт.
- 24) Прозрачный армированный шланг с зажимами – не более 2 шт.
- 25) Реакционный диск – не более 2 шт.
- 26) Лопатка миксера – не более 8 шт.
- 27) Электрод K^+ – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).
- 28) Электрод Na^+ – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).
- 29) Электрод Ca^{2+} – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).
- 30) Электрод Cl^- – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).
- 31) Электрод pH – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).
- 32) Электрод сравнения – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).
- 33) Очиститель ISE – 1×20 мл (при необходимости).
- 34) Набор реагентов ИСБ – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости), в составе:
 - Калибратор А – 1600 мл, 1 шт.
 - Калибратор В – 500 мл, 1 шт.
 - Контроль – 10 мл, 1 шт.
- 35) Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 36) Паспорт – 1 шт.
- 37) Ключ от крышки – не более 8 шт.
- 38) Модуль автоподатчика образцов – 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - Основной блок автоподатчика – 1 шт.
 - Штатив серый – не более 30 шт.
 - Штатив красный – не более 3 шт.
 - Штатив белый – не более 3 шт.
 - Штатив желтый – не более 2 шт.
 - Штатив фиолетовый – не более 2 шт. (при необходимости).
- 39) Модуль вскрытия и закупорки пробирок – 1 шт. (при необходимости), в составе:

- Основной блок – 1 шт.
- Кабель локальной сети – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Ключ от крышки – 4 шт.

Принадлежности:

- 1) Устройство для прочистки игл – 1 шт.
- 2) Приспособление для прочистки игл дозатора – 4 шт.
- 3) Подставка для кювет – не более 8 шт. (при необходимости).
- 4) Крышка к подставке для кювет – не более 2 шт. (при необходимости).
- 5) Подставка для штативов – 3 шт. (при необходимости).
- 6) Выключатель – не более 2 шт. (при необходимости).



Анализатор автоматический биохимический ДДС С8 С принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ

АНАЛИЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ ДДС С8, В СОСТАВЕ:

1. Основной модуль – не более 2 шт.




2. Системный блок с предустановленным ПО – 1 шт.



Монитор – 1 шт.



4. Держатель монитора – 1 шт.



5. Комплект клавиатура + мышь – 1 шт. (при необходимости).



6. Последовательный кабель RS-232 (розетка-розетка) – 1 шт.



Кабель питания – 2 шт.



8. Кабель локальной сети – не более 2 шт.



Флакон реагента (20 мл) – не более 20 шт. (стартовый, при необходимости).



10. Флакон реагента (70 мл) – не более 20 шт. (стартовый, при необходимости).



1. Крышка флакона (20 мл) – не более 20 шт. (стартовый, при необходимости).



12. Крышка флакона (70 мл) – не более 20 шт. (стартовый, при необходимости).



13. Адаптер – не более 16 шт.



14. Кювета – не более 724 шт.



8. Чашка для образцов – 500 шт. (стартовый, при необходимости).



16. Моющий раствор кислый C8 – 2000 г, не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).



7. Моющий раствор кислый ДДС С8 – 2 л, не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).



18. Моющий раствор кислый С8 – 2×60 г, не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).



Моющий раствор щелочной С8 – 2000 г, не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).




20. Моющий раствор щелочной ДДС С8 – 2 л, не более 2 шт. (при необходимости).




Моющий раствор щелочной С8— 2×60 г, не более 2 шт. (при необходимости).



22. Тигановая трубка 9,53 × 6,35, 5 м – не более 2 шт.




Туговая трубка 15,9 × 9,5, 5 м – не более 2 шт.




24. Прозрачный армированный шланг с зажимами – не более 2 шт.




Реакционный диск – не более 2 шт.



26. Лопатка миксера – не более 8 шт.



Электрод K^+ – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).



28. Электрод Na^+ – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).



Электрод Ca^{2+} – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).



30. Электрод Cl^- – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).



Электрод рН – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).



32. Электрод сравнения – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости).



Очиститель ISE – 1×20 мл (при необходимости).



34. Набор реагентов ИСБ – не более 2 шт. (стартовый, при необходимости), в составе:

- Калибратор А – 1600 мл, 1 шт.
- Калибратор В – 500 мл, 1 шт.
- Контроль – 10 мл, 1 шт.



**Анализатор автоматический биохимический
ДДС С8 с принадлежностями
для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № _____ от _____**

**Руководство по эксплуатации
ДАЛЕ.941417.004РЭ**

АО «ДИАКОН-ДС»

[Версия: _ от _]

36. Паспорт – 1 шт.

**Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ**



ПАСПОРТ

Серийный номер анализатора: _____ Дата изготовления: _____

1. Назначение

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8 с принадлежностями для диагностики in vitro по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ (далее – Анализатор) является вспомогательным средством для диагностики in vitro и предназначен для использования в клинико-диагностической лаборатории при количественном определении различных аналитов (параметров) клинической химии в образцах мочи, сыворотки, плазмы крови, гемолизате цельной крови, а также спинномозговой жидкости с использованием колориметрических, турбидиметрических и потенциометрических принципов анализа. Определение аналитов проводится с использованием реагентов, обеспечивающих специфическую химическую или иммунологическую реакцию. Определенные аналиты включают электролиты, белки, специфические белки, липиды, ферменты, субстраты. Результаты, получаемые с помощью Анализатора, используются в качестве вспомогательного инструмента для диагностики различных заболеваний и мониторинга лечения.

**2. Технические характеристики
Основные свойства**

Модуль/спецификация	Внешние размеры (ДШВ), см	Размеры упаковки (ДШВ), см	Номинальная мощность	Масса, (кг)
Основной модуль	133*118*135	190*140*185	3600 ВА	560
Модуль автоматич. образцов	44*118*99	90*140*130	Питание от основного модуля	90
Модуль вскрытия и закуривания пробирок	58*118*135	90*140*158,4	200 ВА	170
Совокупные характеристики	370*118*135	Упаковано по модулям	7400 ВА	1380

Спецификация анализатора

Компонент	Спецификация
Основные характеристики	Наименование анализатора Производительность анализатора ДДС С8 Максимальное количество одновременно выполняемых методов, шт. Позиции для образцов Штрихкод Срочная проба (STAT) Контроль качества
Основной модуль	Тип образца Объем образца

Ключ от крышки – не более 8 шт.



38. Модуль автоподатчика образцов – 1 шт. (при необходимости), в составе:

- Основной блок автоподатчика – 1 шт.




Штатив серый – не более 30 шт.



- Штатив красный – не более 3 шт.



Штатив белый – не более 3 шт.



- Штатив желтый – не более 2 шт.



Штатив фиолетовый – не более 2 шт. (при необходимости).




39. Модуль вскрытия и закупорки пробирок – 1 шт. (при необходимости), в составе:

- Основной блок – 1 шт.



Кабель локальной сети – 1 шт.



- Кабель питания – 1 шт.



Ключ от крышки – 4 шт.




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:


1. Устройство для прочистки игл – 1 шт.



2. Приспособление для прочистки игл дозатора – 4 шт.



Подставка для кювет – не более 8 шт. (при необходимости).



4. Крышка к подставке для кювет – не более 2 шт. (при необходимости).



Подставка для штативов – 3 шт. (при необходимости).



6. Выключатель – не более 2 шт. (при необходимости).



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 31
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»



Т.Ю. Корзун

УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ДИАКОН-ДС»

Корзун Т. Ю

2024г.



МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ**


Разработчик и производитель:

АО «ДИАКОН-ДС»


2024

Основная маркировка


Основной модуль




Системный блок с предустановленным ПО



Монитор



Держатель монитора



Комплект клавиатура + мышь

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Комплект клавиатура + мышь

Последовательный кабель RS-232 (розетка-розетка)

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

**Последовательный кабель RS-232
(розетка-розетка)**

Кабель питания

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Кабель питания

Кабель локальной сети

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Кабель локальной сети

Флакон реагента (20 мл)

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Флакон реагента (20 мл)

Кат. №: *****

Флакон реагента (70 мл)

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Флакон реагента (70 мл)

Кат. №: *****

Крышка флакона (20 мл)

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Крышка флакона (20 мл)

Кат. №: *****

Крышка флакона (70 мл)

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Крышка флакона (70 мл)

Кат. №: *****

Адаптер

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Адаптер

Кат. №: *****

Кювета

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Кювета

Кат. №: *****



Чашка для образцов

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Чашка для образцов

Кат. №: *****

Моющий раствор кислый С8 – 2000 г

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Моющий раствор кислый С8

Кат. №: *****

Срок годности: *****

Условия хранения: +2– +30°C



Моющий раствор кислый ДДС С8 – 2 л

МОЮЩИЙ РАСТВОР КИСЛЫЙ ДДС С8				
Серия	*****			
Дата изготовления	*****			
Срок годности	*****			
				
Анализатор автоматический биохимический ДДС С8 с принадлежностями для диагностики in vitro по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ, РУ № РЭН ***** от **.*.****				
МОЮЩИЙ РАСТВОР КИСЛЫЙ ДДС С8				
2 л				
Кат № *****	Серия *****			
Моющий раствор кислый ДДС С8 Состав: канистра (2 л)				
				
		 Акционерное общество «ДИАКОН-ДС» (АО «ДИАКОН-ДС»), Россия, 142290, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грузовая, д.1а		

Моющий раствор кислый С8 – 2×60 г

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8 с принадлежностями для диагностики in vitro по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ РУ № *****		
Моющий раствор кислый С8		
Кат. №: *****		
Срок годности: *****		
Условия хранения: +2—+30°C		

Моющий раствор щелочной С8 – 2000 г

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Моющий раствор щелочной С8

Кат. №: *****

Срок годности: *****

Условия хранения: +2 – +30°C

Моющий раствор щелочной ДДС С8 – 2 л

МОЮЩИЙ РАСТВОР ЩЕЛОЧНОЙ ДДС С8

Серия *****

Дата изготовления *****

Срок годности *****



Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ, РУ № РЭН ***** от
МОЮЩИЙ РАСТВОР ЩЕЛОЧНОЙ ДДС С8

2 л

Кат № ***** Серия *****

Моющий раствор щелочной ДДС С8
Состав: канистра (2 л)

  Акционерное общество «ДИАКОН ДС»
(АО «ДИАКОН ДС»),
Россия, 142290, Московская обл.,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д.1а

Моющий раствор щелочной С8– 2×60 г

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8 с
принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Моющий раствор щелочной С8

Кат. №: *****
Срок годности: *****
Условия хранения: +2—+30°C



Тигоновая трубка 9,53 × 6,35, 5 м

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Тигоновая трубка 9,53 × 6,35, 5 м

Тигоновая трубка 15,9 × 9,5, 5 м

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Тигоновая трубка 15,9 × 9,5

Прозрачный армированный шланг с зажимами

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

**Прозрачный армированный шланг
с зажимами**

Трубка 12,7×19,05 мм

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Трубка 12,7×19,05 мм

Трубка 22×15 мм, 20 м

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Трубка 22×15 мм

Реакционный диск

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Реакционный диск

Кат. №: *****

IVD

Лопатка миксера

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Лопатка миксера

Кат. №: *****

Электрод K^+

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Электрод K^+

Кат. №: *****

Срок годности: *****

Условия хранения: +5—+30°C



Электрод Na^+

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Электрод Na^+

Кат. №: *****

Срок годности: *****

Условия хранения: +5—+30°C



Электрод Ca^{2+}

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ***

Электрод Ca^{2+}

Кат. №: *****

Срок годности: *****

Условия хранения: +5—+30°C



Электрод Cl^-

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Электрод Cl^-

Кат. №: *****

Срок годности: *****

Условия хранения: +5—+30°C



Электрод pH

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ***

Электрод pH

Кат. №: *****

Срок годности: *****

Условия хранения: +5—+30°C



Электрод сравнения

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ***

Электрод сравнения

Кат. №: *****

Срок годности: *****

Условия хранения: +5—+30°C



Очиститель ISE

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ***

Очиститель ISE

Кат. №: *****

Срок годности: *****

Условия хранения: +2—+8°C

Набор реагентов ИСБ

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ***

Набор реагентов ИСБ

Кат. №: *****


Срок годности: *****

Условия хранения: +2—+40°C


Состав: Калибратор А – 1600 мл, 1 шт., Калибратор В – 500 мл, 1 шт.,
Контроль – 10 мл, 1 шт.




Ключ от крышки




Модуль автоподатчика образцов



Штатив серый



Штатив красный



Штатив белый

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Штатив белый

Кат. №: *****

Штатив желтый

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Штатив желтый

Кат. №: *****

Штатив фиолетовый

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ****

Штатив фиолетовый

Кат. №: *****

Модуль вскрытия и закупорки пробирок

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ

Модуль вскрытия и закупорки пробирок

РУ _____



Напряжение: ~ 220 В 50 Гц Мощность: ≤ 300 Вт



Адрес: Московская область "ДИАКОМ-ДС" (АО "ДИАКОМ-ДС").
Россия, 142290, Московская область, с. Путилово, ул. Гурьевская, д.1а.
тел.: (495)900-63-32, 900-63-39



Кабель локальной сети

**Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ******

Кабель локальной сети

Кабель питания

**Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ******

Кабель питания

Ключ от крышки

**Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ******

Ключ от крышки

Устройство для прочистки игл

**Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ******

Устройство для прочистки игл

Приспособление для прочистки игл дозатора

**Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № *****

**Приспособление для прочистки игл
дозатора**

Подставка для кювет

**Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № х******

Подставка для кювет

Крышка к подставке для кювет

**Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № *****

Крышка к подставке для кювет

Подставка для штативов

**Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № *****

Подставка для штативов

Выключатель

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8
с принадлежностями для диагностики in vitro
по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ
РУ № ***


Выключатель

Описание символов, которые располагаются на основной маркировке

Хрупкое, обращаться осторожно	
Температурный диапазон	
Серийный номер	
Номер по каталогу	
Медицинское изделие для диагностики in vitro	
Изготовитель	
Дата изготовления	
Логотип изготовителя/производителя	
Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде	
Упаковка изготовлена из вторичного сырья	
Осторожно	
Особая утилизация. Не выбрасывать.	
Соблюдайте правила по утилизации	
«Верх» (Указывает правильное вертикальное положение груза)	
Не допускать воздействия солнечного света	

2. Маркировка транспортной тары

Макет транспортной этикетки:

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8 с принадлежностями для диагностики in vitro по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ, РУ № ****						
Модуль автоподатчика образцов						
 REF	SN					
Масса нетто/брутто: 90 / _____ кг. Размер упаковки (длина × ширина × высота): 140×90×130 см.						
				IVD		
	Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"), Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.1а. тел.: (495)980-63-38, 980-63-39					

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8 с принадлежностями для диагностики in vitro по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ, РУ № ****

Модуль вскрытия и закупорки пробирок



REF

SN

Масса нетто/брутто: 170 / _____ кг.

Размер упаковки (длина × ширина × высота): 140×90×158,4 см.



IVD



Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"), Россия,
142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а.
тел.: (495)980-63-38, 980-63-39

AAC
in vitro solutions

Анализатор автоматический биохимический ДДС С8 с принадлежностями для диагностики in vitro по ТУ ДАЛЕ.941417.004ТУ, РУ № ****

Основной модуль



REF

SN

Масса нетто/брутто: 560 / _____ кг.

Размер упаковки (длина × ширина × высота): 190×140×185 см.



IVD



Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"), Россия,
142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а.
тел.: (495)980-63-38, 980-63-39

AAC
in vitro solutions

Манипуляционные знаки, расположенные на упаковочной коробке (таре):

Хрупкое, обращаться осторожно	
Не допускать воздействия влаги	
Температурный диапазон	
«Верх» (Указывает правильное вертикальное положение груза)	
«Не кантовать» (Транспортную упаковку нельзя кантовать при перемещении)	
Штабелировать запрещается	
Медицинское изделие для диагностики in vitro	
Изготовитель	
Номер по каталогу	
Дата изготовления	
Серийный номер	
Логотип изготовителя/производителя	

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 19

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»



Т.Ю. Корзун