

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Ивтекс»
М.Д. Малышев
2013 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Отрезов марлевых медицинских нестерильных ТУ 9393-002-20711660-2013

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Отрезы марлевые медицинские нестерильные ТУ 9393-002-20711660-2013

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отрезы могут быть использованы в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях и домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Отрезы предназначены для изготовления сорбционных перевязочных средств: салфеток, шариков и турунд, а также ватно-марлевых повязок.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Отрезы изготавливаются из отбеленной марли по ГОСТ 9412 или по ТУ 9393-001-20711660-2013.

4.2 Отрезы выпускаются в индивидуальной упаковке 10-ти типоразмеров: 1 м х 90 см; 1,7 м х 90 см; 2 м х 90 см; 3 м х 90 см; 5 м х 90 см; 7 м х 90 см; 9 м х 90 см; 10 м х 90 см; 50 м х 90 см; 100 м х 90 см.

4.3 Отрезы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Проверить целостность упаковки отрезков.
- 6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Отрезы могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2. Отрезы должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80.

8. СРОК ГОДНОСТИ

. Гарантийный срок годности отрезов – 5 лет со дня изготовления.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные отрезы в зависимости от их употребления могут относиться к отходам классам А или Б и утилизироваться в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 09.12.10 № 163.

В данном документе прошито
скреплено печатью на 2 листах

Т.п. М.п. И.В. (Удостоверен)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мавтеко»
М.Л. Малышев
2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Отрезов марлевых медицинских нестерильных ТУ 9393-002-20711660-2013

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Отрезы марлевые медицинские нестерильные ТУ 9393-002-20711660-2013

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отрезы могут быть использованы в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях и домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Отрезы предназначены для изготовления сорбционных перевязочных средств: салфеток, шариков и турунд, а также ватно-марлевых повязок.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Отрезы изготавливаются из отбеленной марли по ГОСТ 9412 или по ТУ 9393-001-20711660-2013.

4.2 Отрезы выпускаются в индивидуальной упаковке 10-ти типоразмеров: 1 м х 90 см; 1,7 м х 90 см; 2 м х 90 см; 3 м х 90 см; 5 м х 90 см; 7 м х 90 см; 9 м х 90 см; 10 м х 90 см; 50 м х 90 см; 100 м х 90 см.

4.3 Отрезы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Проверить целостность упаковки отрезков.
- 6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Отрезы могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2. Отрезы должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80.

8. СРОК ГОДНОСТИ

. Гарантийный срок годности отрезов – 5 лет со дня изготовления.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные отрезы в зависимости от их употребления могут относиться к классам А или Б и утилизироваться в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 09.12.10 № 163.

В данном документе пропущено
скреплено печатью на 2 листах

Т.А. Рун: 36 / 46 / 87

