

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»

М. Е. Сенина



НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *TRICHOPHYTON BENHAMIAE*,
TRICHOPHYTON VERRUCOSUM, *TRICHOPHYTON ERINACEI*, *NANNIZZIA GYPSEA*,
NANNIZZIA PERSICOLOR, *NANNIZZIA FULVA* МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ
ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
«АМПЛИПРАЙМ® *TRICHOPHYTON* / *NANNIZZIA*»
ПО ТУ 21.20.23-236-09286667-2024

Макеты этикеток

Лист утверждения

Макеты этикеток

для набора реагентов для выявления ДНК *Trichophyton benhamiae*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton erinacei*, *Nannizzia gypsea*, *Nannizzia persicolor*, *Nannizzia fulva* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*» по ТУ 21.20.23-236-09286667-2024

Наименование этикетки/реагента	Макет этикетки																														
Набор (лицевая сторона)	 АмплиПрайм® <i>Trichophyton / Nannizzia</i> Набор реагентов для выявления ДНК <i>Trichophyton benhamiae</i>, <i>Trichophyton verrucosum</i>, <i>Trichophyton erinacei</i>, <i>Nannizzia gypsea</i>, <i>Nannizzia persicolor</i>, <i>Nannizzia fulva</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® <i>Trichophyton / Nannizzia</i>» по ТУ 21.20.23-236-09286667-2024 																														
Набор, форма 1 (оборотная сторона)	Набор реагентов для выявления ДНК <i>Trichophyton benhamiae</i>, <i>Trichophyton verrucosum</i>, <i>Trichophyton erinacei</i>, <i>Nannizzia gypsea</i>, <i>Nannizzia persicolor</i>, <i>Nannizzia fulva</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® <i>Trichophyton / Nannizzia</i>» по ТУ 21.20.23-236-09286667-2024 <table><tr><td>Форма выпуска 1</td><td>REF X</td><td> 100</td><td> 8 °C</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Состав набора:</td></tr><tr><td>ПЦР-смесь <i>Trichophyton / Nannizzia</i></td><td>1,20 мл × 1 пробирка</td><td>LOT</td><td colspan="2">ХДДММГГYY</td></tr><tr><td>ПЦР-буфер-Н</td><td>0,65 мл × 1 пробирка</td><td></td><td colspan="2">ГГГГ-ММ-ДД</td></tr><tr><td>ПКО <i>Trichophyton / Nannizzia</i></td><td>0,26 мл × 1 пробирка</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>К-</td><td>0,26 мл × 1 пробирка</td><td></td><td colspan="2">ГГГГ-ММ-ДД</td></tr></table> Только для диагностики <i>in vitro</i> Для профессионального применения Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73  ООО «НекстБио» Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru РУ № РЗН xxxx/xxxx от dd.мм.гггг 	Форма выпуска 1	REF X	 100	 8 °C		Состав набора:					ПЦР-смесь <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	1,20 мл × 1 пробирка	LOT	ХДДММГГYY		ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1 пробирка		ГГГГ-ММ-ДД		ПКО <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	0,26 мл × 1 пробирка				К-	0,26 мл × 1 пробирка		ГГГГ-ММ-ДД	
Форма выпуска 1	REF X	 100	 8 °C																												
Состав набора:																															
ПЦР-смесь <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	1,20 мл × 1 пробирка	LOT	ХДДММГГYY																												
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1 пробирка		ГГГГ-ММ-ДД																												
ПКО <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	0,26 мл × 1 пробирка																														
К-	0,26 мл × 1 пробирка		ГГГГ-ММ-ДД																												

Набор, форма 2 (оборотная сторона)

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton benhamiae*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton erinacei*, *Nannizzia gypsea*, *Nannizzia persicolor*, *Nannizzia fulva* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*» по ТУ 21.20.23-236-09286667-2024

Форма выпуска 2

REF X

Σ 100

2 °C 8 °C



Состав набора:

ПЦР-смесь *Trichophyton / Nannizzia* 0,01 мл × 100 пробирок
(12,5 стрипов по 8 пробирок)

LOT ХДДММГГYY

ПЦР-буфер-К

1,20 мл × 1 пробирка

ГГГГ-ММ-ДД

ПКО *Trichophyton / Nannizzia*

0,26 мл × 1 пробирка

ГГГГ-ММ-ДД

К-

0,26 мл × 1 пробирка



Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН xxxx/xxxx от dd.мм.гггг



ПЦР-смесь
Trichophyton / Nannizzia,
форма 1

АМПЛИПРИМЕ

ПЦР-смесь
Trichophyton / Nannizzia
1,20 мл

REF XXXX LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



ПЦР-смесь
Trichophyton / Nannizzia,
форма 2

АМПЛИПРИМЕ

ПЦР-смесь
Trichophyton / Nannizzia
0,01 мл × 100 пробирок
(12,5 стрипов по 8 пробирок)

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



ПЦР-буфер-Н, форма 1

АМПЛИПРИМЕ

ПЦР-буфер-Н
0,65 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



ПЦР-буфер-К, форма 2

АМПЛИПРИМЕ

ПЦР-буфер-К
1,20 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



ПКО
Trichophyton / Nannizzia

АМПРИМЕ

ПКО
Trichophyton / Nannizzia
0,26 мл

REF XXXX LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C

!

7213 2325 05-04

К-

АМПРИМЕ

К-
0,26 мл

REF XXXX
LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C

!

7213 2325 05-04

Пронумеровано, скреплено и прошито
4 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБю»

М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *TRICHOPHYTON BENHAMIAE*,
TRICHOPHYTON VERRUCOSUM, *TRICHOPHYTON ERINACEI*, *NANNIZZIA GYPSEA*,
NANNIZZIA PERSICOLOR, *NANNIZZIA FULVA* МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ
РЕАКЦИИ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
«АМПЛИПРАЙМ® *TRICHOPHYTON* / *NANNIZZIA*»
ПО ТУ 21.20.23-236-09286667-2024

Транспортная маркировка

Лист утверждения

Маркировка транспортной тары

для набора реагентов для выявления ДНК *Trichophyton benhamiae*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton erinacei*, *Nannizzia gypsea*, *Nannizzia persicolor*, *Nannizzia fulva* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*» по ТУ 21.20.23-236-09286667-2024

Транспортная этикетка

ООО «НекстБио»


Россия, 111394, город Москва,
улица Полимерная, дом 8, стр. 2

Место № ____ / Количество мест ____

Грузополучатель

Пункт назначения

Условия транспортирования и хранения



Не допускается замораживание реагентов.
Допускается транспортирование при температуре
от 8 до 25 °C не более 3 суток.

Масса нетто наборов реагентов ____ кг

Масса брутто ____ кг

Манипуляционные знаки



Верх

Хрупкое. Осторожно



Беречь от влаги

Приложение №2
к договору поставки № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Упаковочный лист

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

г. Москва

Договор поставки: № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Покупатель: _____

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "НекстБио"

Товарная накладная №ХХХХХХХХХХХХ от ХХ месяца ХХХХ г.

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Минусовая часть	Кол-во	Серия	Дата выпуска	Срок годности	Ед

СДАЛ:
ОТ ПОСТАВЩИКА
ООО "НекстБио"

Должность

ФИО

Подпись

Дата "_____" 20__ г.

ПРИНЯЛ:
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Должность

ФИО

Подпись

Дата "_____" 20__ г.

Упаковочный лист

Пронумеровано, скреплено и прошито
3 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБю»

М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton benhamiae*, *Trichophyton verrucosum*,
Trichophyton erinacei, *Nannizzia gypsea*, *Nannizzia persicolor*, *Nannizzia fulva*
методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*» по ТУ 21.20.23-236-09286667-2024

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton benhamiae*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton erinacei*, *Nannizzia gypsea*, *Nannizzia persicolor*, *Nannizzia fulva* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*» по ТУ 21.20.23-236-09286667-2024

Набор реагентов выпускается в 2 формах:

Форма выпуска 1 в составе:

1. ПЦР-смесь *Trichophyton / Nannizzia* – 1,20 мл х 1 пробирка
2. ПЦР-буфер-Н – 0,65 мл х 1 пробирка
3. ПКО *Trichophyton / Nannizzia* – 0,26 мл х 1 пробирка
4. К- – 0,26 мл х 1 пробирка

Форма выпуска 2 в составе:

1. ПЦР-смесь *Trichophyton / Nannizzia* – 0,01 мл х 100 пробирок (12,5 стрипов по 8 пробирок)¹
2. ПЦР-буфер-К – 1,20 мл х 1 пробирка
3. ПКО *Trichophyton / Nannizzia* – 0,26 мл х 1 пробирка
4. К- – 0,26 мл х 1 пробирка


Комплектность набора:

1. Набор реагентов (форма выпуска 1 или 2).
2. Инструкция по применению набора в электронном виде² на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru
3. Краткое руководство по применению набора в бумажном виде.
4. Комплект вкладышей к набору в бумажном виде.
5. Паспорт качества в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru

¹ Пробирки с голубым парафином не используются.

² Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73.

**I. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет полиэтиленовый с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 1
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**



«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 1
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Верх

8

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton benhamiae*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton erinacei*, *Nannizzia gypsea*, *Nannizzia persicolor*, *Nannizzia fulva* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*» по ТУ 21.20.23-236-09286667-2024

Форма выпуска 1

REF 2186-11

100

2°C 8°C



Состав набора:

ПЦР-смесь <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	1,20 мл × 1 пробирка	LOT 308072401
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1 пробирка	2024-07-08
ПКО <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	0,26 мл × 1 пробирка	2025-07-08
К-	0,26 мл × 1 пробирка	


Только для диагностики *in vitro*
 Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
 на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
 доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73



ООО «НекстБио»
 Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru

РУ № РЗН 0000/0000 от дд.мм.гггг



форма выпуска 1
в электронном виде по адресу: www.nextbio.ru
в электронном виде по адресу: www.nextbio.ru
в бумажном виде
в бумажном виде

«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 1
ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

ВЫГЛЯДЫ
для автоматической обработки результатов в набору
«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*»

Группа совместимости: АмплиПрайм (РНН)
Кат. №: 2186-11
Гарантия: 10 лет

ООО «НиксБио»
1000, Московская область, г. Балашиха, ул. Мухоморова, д. 6, стр. 2
тел. (495) 658-08-71, e-mail: info@niks-bio.ru

ВСТАВКА

АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*
Набор реагентов для выявления ДНК грибов рода *Trichophyton* и *Nannizzia* с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.

Параметр	Единица измерения	Значение
Объем	мл	0,25
Срок хранения	лет	10
Температура хранения	°C	-20
Температура реакции	°C	55
Время реакции	мин	15
Время инкубации	мин	15
Время анализа	мин	15

НиксБио
АмплиПрайм®

Краткое руководство

На упаковке набора реагентов для выявления ДНК *Trichophyton* и *Nannizzia* грибов рода *Trichophyton* и *Nannizzia* с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.

АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*
Формы выпуска 1
Кат. №: 2186-11

ООО «НиксБио»
1000, Московская область, г. Балашиха, ул. Мухоморова, д. 6, стр. 2
тел. (495) 658-08-71, e-mail: info@niks-bio.ru

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton* и *Nannizzia* грибов рода *Trichophyton* и *Nannizzia* с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.

Формы выпуска 1 Кат. №: 2186-11

Состав набора:

ПЦР-смесь <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	1,20 мл ± 1 пробирка
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл ± 1 пробирка
ПЦР-буфер-Н	0,25 мл ± 1 пробирка
Н	0,25 мл ± 1 пробирка

Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК грибов рода *Trichophyton* и *Nannizzia* с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.


ООО «НиксБио»
1000, Московская область, г. Балашиха, ул. Мухоморова, д. 6, стр. 2
тел. (495) 658-08-71, e-mail: info@niks-bio.ru



«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 1
СОСТАВ



«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 2
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



НекстБИО
 ООО «НекстБио»
 ИНН 50/0700000

ООО «НекстБио», Россия, 115399, г. Москва, ул. Палимарника, д. 8, стр. 2,
 тел. (495) 620-08-78, e-mail: info@nextbio.ru

ВКЛАДЫШ

АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton benhamiae*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton erinacei*,
Microsporum canis, *Nannizzia gypsea*, *Nannizzia persicolor*, *Nannizzia fulva* методом полимеразной



АмплиПрайм®
Trichophyton / Nannizzia

Набор реагентов для выявления ДНК
Trichophyton benhamiae, *Trichophyton verrucosum*,
Trichophyton erinacei, *Nannizzia gypsea*, *Nannizzia*
persicolor, *Nannizzia fulva* методом полимеразной
 цепной реакции с детекцией в режиме «реального
 времени» «АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*»
 по ТУ 21.20.23-236-09286667-2024



Матрица	Тип амплиона	Пример	Критерий положительного результата ПЦР
Пороговый (Ct)	Ct (Cp) для всех каналов	FAM, R6G, ROX, Cy5, Cy5.5	70 %

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЧО

ГЧО	Величина порогового значения для выявления, копий/г				
	FAM	R6G	ROX	Cy5	Cy5.5
ГЧО <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	1×10 ⁶	1×10 ⁶	1×10 ⁶	1×10 ⁶	1×10 ⁶

«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 2
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton erinacei*, *Nannizzia gypseae*, *Nannizzia persicolor*, *Trichophyton benhamiae*, *Trichophyton Nannizzia fulva* методом полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени» «АмплиПрайм®» с детекцией *Trichophyton / Nannizzia*

Форма выпуска 2 REF P2186-12 100

Состав набора:

ПЦР-смесь <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	0,01 мл × 100 пробирок (12,5 стрипов по 8 пробирок)	LOT 308072402
ПЦР-буфер-К	1,20 мл × 1 пробирка	2024-07-08
ПКО <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	0,26 мл × 1 пробирка	2025-07-08
К-	0,26 мл × 1 пробирка	


Только для диагностики *in vitro*
 Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73


ООО «НекстБио»
 Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
 РУ № РЗН 0000/0000 от дд.мм.гггг




«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 2
ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 2
СОСТАВ



II. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет металлизированный с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 1
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 1
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton benhamiae*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton erinacei*, *Nannizzia gypseae*, *Nannizzia persicolor*, *Nannizzia fulva* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*» по ТУ 21.20.23-236-09286667-2024

Форма выпуска 1	REF 2186-11	V 100	2°C	8°C	
Состав набора:					
ПЦР-смесь <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	1,20 мл × 1 пробирка	LOT	308072401		
ПЦР-буфер-H	0,65 мл × 1 пробирка		2024-07-08		
ПНО <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	0,26 мл × 1 пробирка		2025-07-08		
К-	0,26 мл × 1 пробирка				

Только для диагностики *in vitro*
 Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nexbio.ru. Подробная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-78


ООО «НексБио»
 Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
 тел. (495) 620-08-73, www.nexbio.ru
 RU № РЗН 2000/2000 от 24.04.2017



«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 1
СОСТАВ



«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 2
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 2
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton benhamiae*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton erinacei*, *Nannizzia gypseae*, *Nannizzia persicolor*, *Nannizzia fulva* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*» по ТУ 21.20.23-236-09286667-2024

Форма выпуска 2

REF P2186-12

100

2 °C 8 °C



Состав набора:

ПЦР-смесь <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	0,01 мл × 100 пробирок (11,5 стрипов по 8 пробирок)	LOT 308072402
ПЦР-буфер-К	1,20 мл × 1 пробирка	2024-07-08
ПКО <i>Trichophyton / Nannizzia</i>	0,26 мл × 1 пробирка	2025-07-08
К-	0,26 мл × 1 пробирка	

Только для диагностики *In vitro*
 Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
 на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
 доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73


ООО «НекстБио»
 Ресми, 111394, Москва, ул. Полымерная, д. 8, стр. 2
 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
 РУ № РЗН 0000/0000 от 04.04.2021



«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 2
ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



«АмплиПрайм® *Trichophyton / Nannizzia*», форма выпуска 2
СОСТАВ



III. Транспортная тара
Термоконтейнер одноразового использования. ОБЩИЙ ВИД.



Условия транспортирования
и хранения

2 °C / 8 °C

Не допускать замораживания реагентов.
Допускается транспортирование при температуре
от 8 до 25 °C не более 3 суток.


Масса нетто наборов реагентов — г
Масса брутто — г

Грузополучатель
Пункт назначения

ООО «Импульс»
Россиа 111341, город Москва,
улица Гомарина, дом 8, стр. 2

Место № ____ / Количество мест ____

Термоконтeйнер многоразового использования. ОБЩИЙ ВИД.



Пронумеровано, скреплено и прошито
20 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина

